

KINDER



Ein Herz für
Kinderzähne...



Katalog 2012
Alles für die Kinderzahnheilkunde

KINDER Dent

Ein Herz für Kinderzähne!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

willkommen in unserem neuen KinderDent-Katalog! Wir laden Sie herzlich ein, mit uns wieder einige neue, **innovative Produkte** zur kinderfreundlichen Zahnbehandlung zu entdecken.

Für diesen aktuellen Katalog haben wir z.B. unseren **Bücherbereich erweitert!** Ob farbenfrohe Kinderbücher oder fachspezifische Praxislektüre - auf den Seiten 19-23 finden Sie ab sofort viele neue Bücherangebote, die absolut sehens- und lesenswert sind!

Viele neue Artikel finden Sie auch auf den Seiten 46-59 rund um das **Thema Prophylaxe**. Denn wir wissen alle, dass eine frühzeitige, konsequente Pflege eine wichtige Grundlage für die spätere Mundgesundheit ist. So werden z.B. die Zahnpflege-Sets mit Spiderman- oder Hello-Kitty-Motiven großen Anklang bei Ihren kleinen Patienten finden.

Desweiteren möchten wir Sie auf unseren neugestalteten **Online-Shop** unter www.kinderdent.com hinweisen! Dort finden Sie nicht nur alle Artikel des aktuellen KinderDent-Katalogs, sondern darüber hinaus viele weitere Produktneuheiten, Angebote sowie günstige Restposten! Viel Spaß beim Stöbern!

Entspanntes Arbeiten und zufriedene Patienten wünscht Ihnen

Ihr KinderDent-Team

PS.: Nicht vergessen: **Viel bestellen lohnt sich!**

Ab einem Bestellwert von 500,- € netto erhalten Sie **6 % Rabatt!**



ZAHNSEIDENHALTER MEERESTIERE

Die Flossetten sind gut geeignet, um Kinder an Zahnseide heranzuführen! Unsortiert in verschiedenen Farben und Motiven.

12 Beutel à 30 Stück | **23,90 €**
Bestell-Nr. 7045280.211

KFO- MUNDSPÜLUNG



Die Mundspülung kommt an die Stellen, an die eine Zahnbürste nicht gelangt. Einfach in der Anwendung, hilft die Mundspülung für Patienten mit festen Klammern/Spangen, die Bakterienanzahl zu verringern und das Kariesrisiko durch 16% Xylitol zu minimieren. Es remineralisiert die Zähne, verschafft Linderung bei kleinen Wunden und hellt die Zähne auf. Ohne Alkohol, Farbstoffe und Saccharin.

237 ml | **5,85 €** | Bestell-Nr. 1044112.211

KinderDent GmbH | Gutenbergstraße 7 | 28844 Weyhe

Telefon: +49 42 03 - 43 33 2 | Fax: +49 42 03 - 43 38 4 | www.kinderdent.com | E-Mail: order@kinderdent.com

Persönliche Bestellannahme: Mo.-Fr. von 7.30-16.00 Uhr

Bestellfaxe werden 7 Tage die Woche 24 Stunden täglich angenommen.

Haben Sie Anregungen, Vorschläge, Wünsche, Fragen oder Kritik? Dann kontaktieren Sie uns gerne per eMail: forum@kinderdent.com

2 | Hotline: +49 42 03 - 43 33 2 | www.kinderdent.com

KinderDent Einrichtungen	4-11
Patientenmotivation	12-15
Aufklärungs- und Organisationsmaterial	16-18
Bücher und CDs	19-23
Behandlungshilfen	24-33
Diagnostik und Röntgenzubehör	34-35
Einmalartikel	36-40
Chirurgische Instrumente	41
Füllungstherapie	42-45
Prophylaxe	46-59
KFO/Platzhalter u. Kinderzahnprothesen	60-68
Milchzahnkronen und Endodontie	69-75
Belohnungen und Spielzeug	76-83
Besonderes	84-85
Marketing	86
Bestellformulare	87-92
Index	93
AGB + Famulatur	94-95

Neue Lichtblicke für den Mund ...

BITE LIGHT

Mundsperrer und LED Lampe kombiniert in einem praktischen Gerät! Das Bite Light ist kabellos und kann dank austauschbarer Aufbissaufsätze aus Silikon flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse je nach Patient angepasst werden. Eine sehr gute intraorale Ausleuchtung verhindert Schattenbildung und verbessert Ihre Sicht wesentlich. Es kommt eine LED Lampe mit einer Beleuchtungsstärke von 5000-8000 lux und einer Farbtemperatur von 5500 K zum Einsatz. Die Lampe kann mit Alkohol desinfiziert werden oder bei Bedarf für die Behandlung auch mit einer speziellen Plastikschutzhülle versehen werden. Die Aufbissaufsätze sind autoklavierbar bis 134°C.

Das Einsteiger-Set enthält:

- Bite Light LED Lampe
- 1 x Aufbissaufsatz Größe S und 1 x Größe L
- Ständer mit integrierter Ladevorrichtung
- USB-Ladekabel inklusive Stecker

Bite Light Intraoral Lighting-Set
269,00 € | Bestell-Nr. 10005.211

NEU!
Einsteiger-Set €
269,-



PRAKTISCHES ZUBEHÖR:

SUCTION KIT

Die ideale Ergänzung zum Bite Light! Das Speichelabsauger-Set enthält eine Speichelabsaugerverbindung mit Universalanschluss sowie 4 Tips in verschiedenen Größen, die helfen die Zunge zurückzuhalten. Alle Teile sind autoklavierbar.

119,00 € | Bestell-Nr. 18005.211



Tip | rechts | Größe L
15,90 € | Bestell-Nr. 14010.211

Tip | rechts | Größe S
15,90 € | Bestell-Nr. 14020.211

Tip | links | Größe L
15,90 € | Bestell-Nr. 14030.211

Tip | links | Größe S
15,90 € | Bestell-Nr. 14040.211



AUFBISSAUFSATZ

Größe XS | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1301.211

Größe S | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1302.211

Größe L | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1303.211

Größe XL | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1304.211

SCHUTZHÜLLEN FÜR DAS HANDSTÜCK

100 Stück | **14,90 €**
Bestell-Nr. 17010.211

300 Stück | **29,90 €**
Bestell-Nr. 17020.211

Bieten Sie Ihren kleinen Patienten höchsten Komfort - mit der Original KinderDent-Pedoliege!

PEDOLIEGE (OHNE DENTALEINHEIT)*

Pedoliegen oder „Zahnarztstühle“ für Kinder als Liegen sind in den sechziger Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelt worden. Etwa zur gleichen Zeit als die Anerkennung des „Facharztes für Kinderzahnheilkunde“ in den USA eingeführt wurde. Die ursprüngliche Idee kam wahrscheinlich aus Asien, wo Patienten früher traditionell auf dem Fußboden liegend behandelt wurden. Mehr als 6000 Pedoliegen sind heute weltweit in Gebrauch. Die Pedoliege eignet sich hervorragend zur Individualisierung und kann hervorragend an Körpergröße und andere ergonomische Bedürfnisse angepasst werden. Höhe, Länge und Breite der Liege sind individuell anpassbar.

1.950,00 € | Bestell-Nr. 5000.211

Die weich gepolsterte Pedoliege passt sich optimal der Körpergröße und anderen ergonomischen Bedürfnissen an!



Treppe aus Metall (Standardfarbe RAL 9003, weiß) als Modul variierbar



DIE KINDERDENT-PEDOLIEGE NACH MASS*

Folgende Module können bei unserer Pedoliege variiert werden:


1. Korpus aus Metall
2. Liegefläche
3. Kopfbereich
4. Beleuchtung
5. Luftgesteuerte Behandlungseinheit
6. Absaugung
7. Anschlussbox
8. Dekoration
9. Treppe aus Metall (349,00 €)



DENTALEINHEIT*

Die bewegliche Dentaleinheit verschwindet für das Kind fast unsichtbar unter der Liege - ohne Einschränkung in Ihrer Handhabung.

ab 7.990,00 €
Bestell-Nr. 5001.211



DENTALLAMPE*

Für eine professionelle Beleuchtung über der Pedoliege. Für die Deckenmontage. Auch in LED-Ausführung lieferbar.

ab 1.950,00 €
Bestell-Nr. 5002.211

* Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Kostenvoranschlag. Ein unverbindlicher Besuch in Ihrer Praxis ist jederzeit möglich.

SATTELSTUHL*

Der perfekte Stuhl für eine bequeme, rücken-schonende Sitzhaltung bei der Behandlung. In 3 versch. Sitzhöhen und diversen Farben erhältlich. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Sitzhöhe und Farbe an.

- Sitzhöhe 54-65 cm
- Sitzhöhe 58-77 cm
- Sitzhöhe 65-91 cm

579,00 €
Best.-Nr.
5003.211



Sonderanfertigungen bei einer Bestellung ab 5 Stühlen möglich.

Bei uns finden Sie alles für kindgerecht eingerichtete Behandlungszimmer

BEHANDLUNGSZIMMER

Preis auf Anfrage

Professionelle Kinderzahnheilkunde ist auch in Ihrer Praxis möglich!



Als Vorreiter für kindgerechte Behandlungskonzepte in Deutschland möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten zeigen, wie einfach sich Kinderzahnheilkunde professionell auch in Ihre Praxis integrieren lässt.

Unser oberstes Ziel: Die Kinder sollen sich von Anfang an in der Praxis wohl fühlen! Das optimale Behandlungszimmer für Kinder hat warme und pudrige Farben, die Instrumente und die Behandlungseinheit sind nicht auf Anhieb zu sehen – jedoch für den Zahnarzt und seine Helferin jederzeit griffbereit. Zusätzlich sind es dann gerade kleine Dinge, die es den Patienten leichter machen, zur Behandlung zu kommen und Ihre Ängste abzulegen: Fröhliche Deckenbilder (siehe Seite 8-9) lenken die kleinen Patienten ab, pfliffige Demonstrationshilfen in Form von Plüschtieren (siehe Seite 12-14) machen die Behandlung zum Erlebnis, nettes Spielzeug oder kleine Präsente rund um die Zahnheilkunde zur Belohnung der tapferen Patienten (siehe Seite 76-83) erfreuen nicht nur die Kleinen.

Oft ist es besonders der Zahnarztstuhl mit seinen vielen Schläuchen, „gefährlichen“ Instrumenten und harten, glänzenden Oberflächen, der den Kindern Angst macht und nicht gerade zum Hinsetzen und Entspannen einlädt. Nicht wenige erwachsene Patienten sind noch heute nachhaltig durch Erlebnisse in Zahnarztpraxen aus ihrer Kindheit negativ beeindruckt.

Anders fühlen sich die Kinder beim Anblick einer weichen, gepolsterten Liege, auf die man fröhlich hinaufklettern und sich gemütlich hinlegen kann. Auf der maßgeschneiderten Original KinderDent-Pedoliege finden Kinder jeder Größe bequem Platz - vom Säugling, über das Schulkind bis hin zum Teenager. Bei Konstruktion und Design war uns besonders wichtig, dass die Behandlungseinheiten nicht direkt ins Auge fallen und Ihnen als Zahnarzt bzw. Zahnärztin und Ihrem Personal trotzdem eine besonders ergonomische, rückschonende Arbeitshaltung möglich ist. Unsere Lösung: Das Arztelement mit Winkelstücken verschwinden für das Kind fast unsichtbar unter der Liege, ohne dass die Handhabung eingeschränkt wird und eine ausgereifte Hinterkopfabsaugung ermög-



licht ein effizientes Arbeiten in allen Positionen. Zusätzlich arbeitet man am besten mit Trays (Ablagen, siehe Seite 33), die in die Schubladen gelegt werden können und die Sie so jederzeit aus dem Blick des Kindes verschwinden lassen können.


Auch das Röntgen empfinden Kinder häufig als besonders bedrohlich, weil sie dazu alleine in einen anderen „technischen“ Raum gehen müssen und von den Eltern getrennt werden. Doch der Röntgenraum kann durch eine kindgerechte Gestaltung, durch buntes Spielzeug, farbenfrohe Bilder und fröhliche Motive auch einen angenehmen Eindruck bei den Kindern hinterlassen. Wir empfehlen außerdem die digitale Röntgentechnik, um die Strahlendosis bei Kindern möglichst gering zu halten und ein effizientes Vorgehen zu ermöglichen. Mehr zum Thema Röntgen und Diagnostik finden Sie ab Seite 34. Lassen Sie sich inspirieren ...

Haben Sie Interesse an unseren KinderDent Behandlungsräumen?
Unser Kundenservice gibt Ihnen mehr Info!
Service-Telefon: +49 42 03 - 43 33 2

R-LAP BOARD

Das Board ermöglicht die „Knie-zu-Knie“ Technik in der kinderzahnärztlichen Behandlung, in seiner Funktion ähnlich dem Lap Kissen. Das Vinyl-überzogene Rainbow Lap Board ist für die Behandler gedacht, die eine eher feste Unterlage zur Platzierung des Patienten bevorzugen. In dem Vinyl befindet sich ein Brett, auf dem zerschnittelter Schaumstoff liegt, sodass die Oberfläche weicher und komfortabel für den Patienten ist, da sie sich leicht den Körperkonturen anpasst. Die Unterlage bietet eine sichere Oberfläche als Brücke zwischen den Knien, sodass der Patient sich gut unterstützt fühlt. Es ist dennoch wichtig, dass das Kind von der Mutter oder dem Arzt sicher festgehalten wird.

118,00 €
 Bestell-Nr.
 3099563.211



Latexfreies Board



Latexfreies Kissen

R-LAP KISSEN

Das Kissen ermöglicht die „Knie-zu-Knie“ Technik in der kinderzahnärztlichen Behandlung. Diese Technik hat den Vorteil, dass auf diesem Kissen liegend, das Kind die Mutter/den Vater sehen kann, während sie dessen Bewegungen unter Kontrolle hat. Dies gibt dem Kind wie auch den Eltern Sicherheit. Durch seine Eigenschaften ermöglicht das Kissen eine saubere und sichere Umgebung für alle Beteiligten. Es ist latexfrei, einfach in der Handhabung und einfach zu reinigen.

109,00 €
 Bestell-Nr. 3088452.211

Kinderzahnheilkunde - hier bei uns in der Praxis!



Ein strahlendes Kinderlachen
und schöne, gesunde Zähne
ein Leben lang!

Milchzähne sind die elementare Grundlage für die später folgenden bleibenden Zähne. Gehen die Milchzähne z.B. durch Karies frühzeitig verloren, kann das schwerwiegende Folgen für die gesamte Zahn- und Kiefergesundheit haben. Unser Ziel ist es, Ihrem Kind auf spielerische Weise zu zeigen, wie wichtig eine optimale Zahnpflege und regelmäßige Vorsorge ist.

In unserer Praxis werden die meisten Patienten einfaches und angstfrei an eine schmerzfreie Zahnbehandlung herangeführt. Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

PRAXIS-POSTER

Wünschen Sie sich eine ansprechende und zugleich zielorientierte Wartezimmer- oder Praxisgestaltung? Mit diesem neuen Praxis-Poster im **DIN A1-Format** schaffen Sie den idealen Einstieg für eine gute Kommunikation zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten. Zudem wird oft die Nachfrage nach Selbstzahlerleistungen verstärkt.

Praxis-Poster DIN A1-Format

1 Stück | **12,90 €**

Bestell-Nr. 750010.211

Verwandeln Sie schnell und einfach
jeden handelsüblichen Zahnarztstuhl
zu einem Kinderbehandlungsstuhl



SITZAUFLAGE FÜR KINDER „KID SUPPORT“

Mit dieser speziellen Kindersitzauflage gibt es nun ein Sitz- und Lagerungssystem, das jeden handelsüblichen Zahnarztstuhl in einen komfortablen Kinderbehandlungsstuhl verwandelt. Die Basis bildet eine 10 cm hohe Auflage aus sitzfestem Polyetherschaum. Das Besondere an der Auflage ist die bisher einzigartige Unterschenkelauflage, die ein „freies Baumeln“ der kleinen Beine verhindert. Das Antirutschmaterial auf der Unterseite gibt der Auflage den nötigen Halt. Erhältlich in vier verschiedenen Farben: Hellgrau, Cremeweiß, Anthrazit oder Dunkelblau.
L. ca. 110 cm, B. ca. 40 cm. Lieferung ohne Kopfkissen.

Hellgrau | **220,00 €**
Bestell-Nr. 6061.211

Anthrazit | **220,00 €**
Bestell-Nr. 6063.211

Cremeweiß | **220,00 €**
Bestell-Nr. 6062.211

Dunkelblau | **220,00 €**
Bestell-Nr. 6064.211

KOPF- UND NACKENKISSEN

Perfekte Fixierung des Kopfes durch einen viscoelastischen Schaumkern mit Memoryeffekt. Ein angenehmer, wichtiger Vorteil, z.B. bei Langzeitbehandlung. In vier verschiedenen Farben.

Dunkelblau | **92,00 €**
Bestell-Nr. 6048.211

Anthrazit | **92,00 €**
Bestell-Nr. 6049.211

Hellgrau | **92,00 €**
Bestell-Nr. 6050.211

Cremeweiß | **92,00 €**
Bestell-Nr. 6051.211



200 Stück | **19,00 €**
Bestell-Nr. 6056.211

EINMALSCHUTZ- BEZÜGE AUS VLIES

Die cremefarbenen Vliesbezüge gewährleisten eine stets hygienische Behandlungsfläche. 200 Stück im Spenderkarton pro Packung. (Ohne Abb.)



RAINBOW AIRWAY POSITIONER

Der Unterlegkeil aus latexfreiem Hartschaum eignet sich, um den Kopf des Patienten zu positionieren. Besonders bei der Sedierung oder Narkose zu empfehlen. Der Patient ist bequem gelagert und Schultern und Nacken sind optimal unterstützt.

Pro Stück | **109,00 €**

Bestell-Nr. 3 RAP.211

BEQUEME STÜTZHILFEN

Die bequemen Stützen für alle Zahnarztstühle bestehen aus Softvinyl mit elastischem Schaumkern, der sich dem entsprechenden Körperteil des Patienten ideal anpasst und zusätzlich stabilisiert. Wasserabweisend und leicht zu desinfizieren. Unterseite anti-rutschbeschichtet.

KINDERSITZ

Verwandeln Sie Ihren Zahnarztstuhl mit diesem Kindersitz in einen komfortablen Kinderzahnarztstuhl! Ca. 18 cm hoch.

Beige | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077810 B.211

Grün | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077810 T.211

KOPFSTÜTZE

Ideal für längere Sitzungen bei der Behandlung von Kindern und Erwachsenen. Ca. 18 cm hoch.

Beige | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077811 B.211

Grün | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077811 T.211

KNIESTÜTZE

Entlastet den Druck auf die Wirbelsäule und bietet so besten Komfort. Ca. 27 cm hoch.

Beige | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077813 B.211

Grün | **99,00 €**

Bestell-Nr. 7077813 T.211

Mehr Komfort



Farbenfroher Assistent für eine schnelle Messung!



FINGER-PULSOXYMETER Go₂ LED

Der neue farbenfrohe Assistent zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und des Pulses. 2 Jahre Garantie!

- Blau | 119,00 €
Bestell-Nr. 430124.211
- Grün | 119,00 €
Bestell-Nr. 430125.211
- Orange | 119,00 €
Bestell-Nr. 430126.211

2 Jahre Garantie!

DUFTSTIFTE FÜR ANÄSTHESIE-MASKE

Einfach, aber sehr wirkungsvoll. Mit der Spitze des Duftstiftes wird die Innenseite der Maske sanft eingerieben. In den Duftrichtungen Erdbeere, Schokolade und Vanille.

3 Stück | 33,00 €
Bestell-Nr. 7060840.211



FINGERPULSOXYMETER

Fingerpulsoxymeter für den schnellen und problemlosen Einsatz. Mit diesem Gerät können Sie Blutsauerstoffgehalt und Puls zuverlässig überwachen. Ideal für Kinder, da das Gerät nicht angsterregend aussieht. Inkl. Schutztasche und 2 Jahre Garantie.

299,00 €
Bestell-Nr. 7098211.211



SPRITZEN-STÄNDER

In diesem praktischen Ständer können Spritzen mit Füllungsmaterialien, Ätzel etc. übersichtlich geordnet werden. So sind z. B. verschiedene Farben von Composites griffbereit gelagert und erleichtern die Behandlung. Aus Kunststoff.

Spritzenständer
34,00 €
Bestell-Nr. 6500650.211



PRACTIVIEW SPIEGEL

Der leicht getönte Practiview Spiegel eignet sich dazu Patienten Hygienetechnik sowie OP Fortschritte und Ergebnisse zu zeigen. Der Hals vom Gerät ist höchst flexibel und erlaubt somit verschiedenste Einsätze ohne zu stören. Mit Vergrößerungsfunktion. Einfach auf alle herkömmlichen Lampen zu montieren.

1 Spiegel | 39,95 €
Bestell-Nr. 701715.211

Der Spiegel vergrößert das Bild und ist leicht getönt



Für den Ernstfall gerüstet!



Speziell für Notfälle mit Kindern ausgestattet!



NOTFALLKOFFER FÜR KINDER UND ERWACHSENE

Sind Sie vorbereitet für den Ernstfall?

Wahrscheinlich die wichtigste Ausrüstung in Ihrer Praxis – ein Notfallkoffer – und nein, nicht irgendein Koffer, sondern der einzige Koffer auf dem Markt mit ALLEN notwendigen Instrumenten, um jeden Notfall bei **Kindern und Erwachsenen** behandeln zu können. In der Regel hat man in der Zahnarztpraxis entweder normale Notfallkoffer für den erwachsenen Patienten oder man kauft sich einen pädiatrischen Notfallkoffer. Hier ist von der renommierten Firma „Weinmann“ DIN konform alles in einem zusammengestellt. Der Ulmer Koffer III + Baby und Kinderausstattung ist absolut notwendig, wenn Sie für alle Fälle gerüstet sein wollen. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis kann Ihnen per Fax geschickt werden.

Notfallkoffer | 2.890,00 €
Bestell-Nr. 6058804.211

HOCHWERTIGE DECKENBILDER MIT RAHMEN UND AUFHÄNGUNG

Die Deckenbilder sind Scans von Acrylgemälden mit einer besonderen Oberflächenveredelung. So wirken die Drucke wie Originale, sind sehr pflegeleicht und widerstandsfähig. Da die Bilder durch den Spezialrahmen in Minutenschnelle austauschbar sind (z.B. mit unseren Wechselmotiven), kommt in den Behandlungsräumen keine Langeweile auf. Die Anbringung und der Austausch der Motive ist dank des neuen Vario-Dreh und Kipp-Systems sehr einfach. Aufhängevorrichtung aus leichtem Aluminium. Maße inkl. Rahmen: 96,5 x 96,5 cm.



Mit den hochwertigen Deckenbildern bringen Sie Farbe in Ihre Praxis

A | Deckenbild „Korallenriff“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 KORA.211

B | Deckenbild „Mexikanischer Garten“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 MEXI.211

C | Deckenbild „Schmetterlinge“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 SCHM.211

D | Deckenbild „Dschungel“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 DSCH.211

E | Deckenbild „Meer“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 MEER.211


F | Deckenbild „Ballonfahrt“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 BALL.211

G | Deckenbild „Afrika“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 AFRI.211

H | Deckenbild „Octopus“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 OCTO.211

I | Deckenbild „Zahnbaustelle“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 ZAHN.211

J | Deckenbild „Eismeer“ | 360,50 €
Bestell-Nr. 3850 EIS.211



MOTIVE ZUM WECHSELN, 89,7 x 89,7 CM

Austauschmotive ohne Rahmen und Aufhängung.
142,00 € netto | Bestell-Nr. 3851.211

Bitte geben Sie uns bei Ihrer Bestellung das von Ihnen gewünschte Motiv an!

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Deckenbild inkl. Rahmen ohne Aufhängung
Bitte gewünschtes Motiv angeben!
299,00 € | Bestell-Nr. 3854.211

Rahmenset inkl. Aufhängung für Deckenbild
239,00 € | Bestell-Nr. 3852.211

Deckenbildaufhängung
99,00 € | Bestell-Nr. 3853.211

INFO!





Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen bei einer evtl. Rücksendung € 21,- berechnen müssen!


ENTSPANNEND WIRKENDE LICHTBILDER ZUM ABDECKEN DER DECKENLAMPE

Verleihen Sie Ihrer Praxis eine schöne Atmosphäre! Diese Lichtbilder sind aus lichtdurchlässigem, acrylartigem Plastik und können z.B. unter Ihre Deckenlampen montiert werden. Sie verdecken somit das grelle Neonlicht. So blickt der Patient während der Behandlung auf ein schönes Motiv und ist somit wesentlich entspannter. Ideal geeignet für abgehängte Deckensysteme. Individuell auf alle Deckenlampen-Größen anpassbar. Maße: ca. 60 x 121 cm. 12 verschiedene Bilder zur Auswahl.

- A | Fluffy Clouds | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 F.211
- B | Tropical Palm | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 TP.211
- C | Bougainvillea | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 BV.211
- D | Pets | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 P.211
- E | Aquarium | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 AQ.211
- F | Schmetterlinge | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 SCH.211
- G | Balloons | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 B.211
- H | Kites | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 KITE.211
- I | Yellow Flower | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 FLOW.211 
- J | Ocean | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 MEER.211
- K | Springtime Fluffy | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 SPRI.211
- L | Jungle | 75,00 € | Bestell-Nr. 99 JUNG.211 

Wundervolle Lichtbilder für eine schöne Atmosphäre





HOLZPUZZLE „HÄNDE“

Ein mit klaren Farben gestaltetes lustiges Holzpuzzle, bestehend aus 14 Teilen, zur Beschäftigung der kleinen Patienten im Wartezimmer. Ca. 37,5 cm x 26,5 cm.

14teilig | 4,90 €
Bestell-Nr. 57875.211



„Einladende“ Fußmatten mit Witz ...

FUSSMATTEN

Diese einzigartigen Fußmatten begrüßen Ihre Patienten wie nie zuvor. Die Nylonbeschriftung vermeidet Verblässung und Schmutzflecken. Die Unterseite besteht aus Gummi, um ein Verrutschen zu verhindern. Nicht in der Maschine waschbar.

Motiv „Welcome“
91 x 120 cm | 59,00 €
Best.-Nr. 6049811.211



Motiv „Mund mit Zahnspange“
91 x 60 cm | 48,00 €
Best.-Nr. 6049812 BRAC.211



Motiv „Mund“
91 x 60 cm | 48,00 €
Best.-Nr. 6049812 SMIL.211




Motiv „Floss Smile“
91 x 120 cm | 59,00 €
Best.-Nr. 6049815 .211



Motiv „Blauer Zahn“
91 x 120 cm | 59,00 €
Best.-Nr. 6049813 .211

Sehr hochwertig!



SPIELZEUGWÜRFEL

Dieser Spielzeugwürfel mit fünf unterschiedlichen Spielen bietet selbst im kleinsten Wartezimmer viele Spielmöglichkeiten, ohne dass Spielzeug herumliegt. 29 x 29 cm.

175,00 € | Bestell-Nr. 664253.211

Farbenfrohe Holz- Kugelbahn



HOLZ-KUGELBAHN MIT MUSIK

Farbenfrohe und sehr stabile Kugelbahn aus Holz, mit integriertem Musikinstrument (Xylophon) – so kommt Musik in Ihr Wartezimmer. Lieferung mit 4 bunten Holzkugeln. Höhe 45 cm, Breite 55 cm.

Kugelbahn mit Musik | 42,00 €
Bestell-Nr. 53928.211

Stilvolle Zahnpastaspender

PUSH-PASTE

Ein echter Hingucker in Ihrer Praxis: Diese originellen Zahnpastaspender bieten viel Komfort und Stil! Für alle handelsüblichen Zahnpastatuben geeignet. Aus Kunststoff, in vier unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Chromfarben | **34,95 €**
Bestell-Nr. 303300.211

Weiß | **29,95 €**
Bestell-Nr. 303301.211

Motiv Zahn | **29,95 €**
Bestell-Nr. 303305.211

Motiv Delphin | **29,95 €**
Bestell-Nr. 303311.211



Edle Optik
in Chromfarben



In Weiß oder
mit tollen
Motiven

Herrlicher Duft für Ihre Praxis!



AEROSOL DISPENSER

Kleine Kinder reagieren oft negativ auf die Gerüche in einer Zahnarztpraxis. Mit diesem batteriebetriebenen Duftspender schaffen Sie Abhilfe und sorgen für ein beruhigendes Wohlbefinden bei Ihren kleinen Patienten, indem Sie dank des Spenders für eine angenehme Raumluft sorgen. Er ist einfach in der Handhabung und universell einsetzbar.

Technische Daten: Batteriebetrieben, 2 x 1.5 V AA, Flüssigkristallanzeige, programmierbare Intervallregelung, 1-99 Minuten, Start- und Endzeit programmierbar, Anzeige der Beduftungstage, Ein- und Ausschalter, Test- und Checkmodus, längere Lebensdauer der Batterien durch Smart-Chip-Technologie. Für Räume bis 30 qm geeignet. H. 20,5 x B. 7,7 x T. 8,5 cm. 2 Jahre Garantie.

Weiß | **45,80 €**
Bestell-Nr. 301100.211

DUFTKARTUSCHEN FÜR AEROSOL DISPENSER

12 verschiedene Duftrichtungen zum Befüllen des Aerosol-Duftspenders. Eine Kartusche reicht für ca. 3.000 Beduftungsintervalle. Aus 100 % ätherischen Ölen.



2 neue Düfte

BRIGHT PATIENCE

Fruchtiger, harmonischer und ausgleichender Duft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300240.211

LEMON & MANDARIN

Sehr angenehmer, frischer und fruchtiger Duft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300241.211

SWEET SHADOW

Fruchtiger Mix aus roten Beerenfrüchten. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300280.211

SUMMER FEELING

Elegante Komposition ausgewählter Blüten. Standardduft aus 100 % ätherischen Ölen.
12,70 € | Bestell-Nr. 300249.211

LAVENDEL

Ätherisches Lavendelöl aus Südfrankreich. Standardduft aus 100 % ätherischen Ölen.
12,70 € | Bestell-Nr. 300252.211

BALSAM & CARE

Pudrig-blumiger Duft nach Pflegeprodukten. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300253.211

FRESH OFFICE

Frischer und edler Duft mit leicht minziger Note. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300239.211

BAMBOO

Grüner, frischer Bambus-Lemongras-Duft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300290.211

ORANGE

Fruchtiger und appetitanregender Orangen-duft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300251.211

HOLIDAY ONE

Fruchtiger Sommercocktail mit einem Schuss Cocolada. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300270.211

APPLE

Kerniger, belebender Apfelduft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300277.211

VANILLA

Angenehmer, entspannender Vanilleduft. Standardduft mit Geruchsabsorber.
12,70 € | Bestell-Nr. 300281.211

Aus 100 %
ätherischen Ölen





Skyler Z. Horse



Mojo Monkey



Finn Z. Fish

Al E. Gator



ca. 50 cm groß!



Ollie Z. Mutt




Farley Flossiaurus



Magi Z. Dragon

Riesige Handpuppen zum verlieben ...



Auch mit Zahnsperre

GROSSE HANDPUPPEN

Die niedlichen, großen Handpuppen sind aus weichem Plüsch und haben große Demonstrationsgebisse. Bei Druck auf eine innen versteckte Plastikflasche können sie sogar Wasser spucken. Ein Riesenspaß gerade für ängstliche Kinder. Ca. 50 cm Höhe. Die RIESENZAHNBÜRSTE erhalten Sie zu jeder Handpuppe gratis dazu!

Skyler Z. Horse | 95,00 €
Bestell-Nr. 900 PM.011
Skyler mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 900 ORZ.211

Mojo Monkey | 75,90 €
Bestell-Nr. 1000 PC.211
Mojo mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 1000 ORZ.211

Finn Z. Fish | 75,90 €
Bestell-Nr. 1100 PCF.211
Finn mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 1101 ORZ.211

Al E. Gator | 95,00 €
Bestell-Nr. 401944.011
Al mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 401944 ORZ.211

Ollie Z. Mutt | 95,00 €
Bestell-Nr. 401939.211
Ollie mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 401939 ORZ.211

Farley Flossiaurus | 95,00 €
Bestell-Nr. 901 PF.211
Farley mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 901 ORZ.211

Magi Z. Dragon | 75,90 €
Bestell-Nr. 1100 PDR.211
Magi mit Zahnsperre | 140,00 €
Bestell-Nr. 1100 ORZ.211

B.G. Roo HANDPUPPE

Das Mitglied unserer KinderDent Familie aus Downunder! An dem Plüschtier mit einem extrem stabilen Kunststoffgebiss kann die Zahntechnik demonstriert werden. In zwei Größen erhältlich (53 cm od. 22 cm).

In 22 und 53 cm

A Little B.G. Roo, 22 cm
39,90 €
Bestell-Nr. 808 PK.211

B B.G. Roo Handpuppe, 53 cm
119,00 €
Bestell-Nr. 800 PK.211



MEGASPIEGEL, 38 CM

Der weltgrößte Mundspiegel ist ein tolles Accessoire für die großen Handpuppen. L. ca. 38 cm. In 5 Neon-Farben erhältlich: Platinfarben, Orange, Pink, Grün und Lila. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an!

1 Stück | 24,00 €
Bestell-Nr. 7029721.211

Gleich mitbestellen!



RIESENZAHNBÜRSTE FÜR DIE HANDPUPPEN

Peppen Sie Ihre Propylaxedemos mit Zubehör auf. Große gelbe Zahnbürste aus unzerbrechlichem Acryl erhältlich. L. ca. 30 cm.

Riesenzahnbürste | 18,00 €
Bestell-Nr. 401951.211

KLEINE ZAHNPUPPEN

Diese knuffigen Plüschtiere sind bestens für die spielerische Erziehung in Sachen Mundhygiene geeignet. Sie helfen ängstlichen Kindern sich zu entspannen und machen ihnen den Zahnarztbesuch angenehmer. Die Puppen haben halb so große Zähne wie ein normales Gebiss und lassen sich somit als Demonstrationsmodell besonders gut vorführen. Die Arme und Beine sind biegsam.

A Lil Magi Dragon | 28 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 300 PPDR.211

B Nelly Dragon | 28 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 400 SD.211

C Abi Pony | 28 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 400 SP.211

D Lil Mojo Monkey | 28 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 300 PPM.211

E Lil Allie Gator | 25,4 cm | 36,80 €
Bestell-Nr. 100 PPGR.211

F Rasta Lion | 28 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 301 PPL.211

G Lil Zack Pony | 23 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 401 SP.211

H Lil Ollie Mutt | 23 cm | 29,90 €
Bestell-Nr. 400 SO.211



Die fröhlichen Zahnpuppen helfen
spielerisch bei der Prophylaxe-Erziehung



FINGERPUPPEN

Jetzt neu bei Kinderdent: Bewegliche Fingerpuppen, die sich spielerisch toll einsetzen lassen. Sie sind sehr hilfreich zur Kontaktaufnahme oder um das Verhalten ängstlicher Kinder zu spiegeln. Die Schildkröte kann sich z. B. in ihren Panzer zurückziehen, der kleine freche Waschbär verschwindet wieder in seiner Tonne, ist aber doch zu neugierig ... Mit dem jungen Murmeltier kann eine Geschichte über Zahnpflege erzählt werden und der kleine Pinguin wechselt sein graues Fell, so wie sich bei Kindern ihre Zähne verändern. Größe ca. 10-13 cm.

Fingerpuppentiere zum Ablenken und Entspannen ...



A | Schildkröte | 9,95 €
Bestell-Nr. 2732.211



B | Waschbär | 9,95 €
Bestell-Nr. 2730.211



C | Murmeltier | 9,95 €
Bestell-Nr. 2724.211



D | Pinguin | 9,95 €
Bestell-Nr. 2680.211



E | Kätzchen | 9,95 €
Bestell-Nr. 2715.211



F | Feldmaus | 8,95 €
Bestell-Nr. 2652.211

PUTZIPETS

Ideal zum Angstabbau und zur Rapportherstellung geeignet. Die Handpuppen haben ein komplettes Plastikgebiss zur Demonstration von Zahnputz-techniken. H. ca. 36 cm.

Putzi Tiger | 36,00 €
Bestell-Nr. 707045.211

Putzi Kuh | 36,00 €
Bestell-Nr. 707047.211



FINGERPUPPENSET „AFRIKA“

Die Fingerpuppen lenken die Aufmerksamkeit des Kindes sofort auf sich und sind daher eine optimale Behandlungshilfe. Löwe, Zebra, Giraffe und Elefant im Set.

4 Afrika-Handpuppen im Set | 34,00 €
Bestell-Nr. 2622.211

ZAHNTEUFEL

Tut es bei der Behandlung doch einmal weh, ist sicher der gemeine „Zahnteufel“ daran schuld – daher darf er bei der Behandlung auch mal gekniffen werden. H. ca. 35 cm.

Zahnteufel | 19,90 €
Bestell-Nr. 15052 Z.211



Schuld ist der Zahnteufel ...

KINDER-MULTICOLOR BRILLE

Diese Multicolorbrille schützt und sieht auch noch cool aus. Die Brille ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Kein UV-Lichtschutz!

3 Stück | 23,50 €
Bestell-Nr. 7039710.211



MINI-ZAUBERSTÄBE

Die Mini-Zauberstäbe sind mit Multicolor-Flitter gefüllt. Die Flüssigkeit verlängert durch ihre Viskosität die Schwebedauer der Glitzerpartikeln. Komprimierte Zauberpower. L. ca. 20 cm.

2,98 €
Bestell-Nr. 600005.211



Für kleine Zauberer



Zaubersack ohne Füllung!

ZAUBERSACK

Dieser Zaubersack erleichtert die Verhaltensführung Ihrer kleinen Patienten während der Behandlung. Der Sack wird mit Linsen oder Spielzeug gefüllt, das dann bei der Behandlung erfühlt werden muss. Somit sind die kleinen und großen Patienten von der zahnärztlichen Behandlung abgelenkt. Größe ca. 25 cm. Ohne Füllung!

19,90 €
Bestell-Nr. 15050 H.211

TROMMELSTEINE

Trommelsteine sind runde Steine, die sich in grossen Schleif-trommeln gegenseitig glatt reiben und sehr angenehm in der Hand liegen. Riesige Auswahl verschiedener Steinarten im Sortiment.

1 kg pro Packung
(ca. 30-40 Stück, gemischt)
19,99 € | Bestell-Nr. 15051 T.211



Die Kraft der Steine



MINI-SAMTBEUTEL

Der dunkelblaue Mini-Samtbeutel mit praktischer Kordel ist eine hübsche Verpackung für kleine Giveaways oder ein Überraschungsgeschenk. 50 Stück. Ca. 5 x 6,5 cm. 50 Stück | 29,90 € | Bestell-Nr. 3201.211



STEINTIERE

Hochwertige Tiere aus gemischten Stein-sorten mit einer 2,2 mm großen Bohrung. Je 10 Delphine, Elefanten, Frösche, Katzen und Schildkröten im Set. Ca. 2,5-3 cm.

50 Stück | 85,00 €
Bestell-Nr. 90030.211

INFO!



Bei der Kinderbehandlung können Sie den Zaubersack gefüllt mit Trommelsteinen benutzen. Erzählen Sie dem Kind, dass ein ganz besonderer Zauberstein zwischen den Steinen ist, der in seiner Hand warm werden wird. Das Kind steckt nun während der Behandlung seine Hand in den Beutel und sucht nur mit seinen Fingern nach diesem besonderen Stein. Hat es den Stein gefunden, wird er festgehalten, um zu sehen ob er während der weiteren Behandlung warm wird. Erst wenn die Behandlung vorbei ist, darf das Kind ihn herausnehmen und anschauen. Den Stein darf das Kind dann als Glücksstein mitnehmen. Geeignet für Kinder zwischen 4-8 Jahren.

„Herzliche“ Schmucksteine in vielen Sorten



HANDSCHMEICHLER-HERZEN

Bauchige Herzen in einer bunten Mischung aus vielen beliebten Schmucksteinsorten. Ca. 35 mm.

36 Stück | 85,00 €
Bestell-Nr. 15053 H.211

Verzaubern Sie Ihre kleinen Patienten ...

GLITZER-FLITTER-ZAUBERSTÄBE

Für mutige Zauberer und tapfere Zauberfeen: Die glasklaren, mit Flüssigkeit und Glitzerteilchen gefüllten Zauberstäbe sind die beste Ablenkung ... L. ca. 46 cm. Farblich sortiert.

4er-Set Glitzer-Flitter-Zauberstäbe
9,90 €
Bestell-Nr. 600001 SET.211

INFO!



Ablenkung bei der Abdruck-nahme durch Zauberstäbe verhindert Würgen und Tränen!



ZAUBERSTÄBE

Die Zauberstäbe haben verschweißte Enden und wirken sehr exklusiv. Komprimierte Zauberpower in vielen Farben. Ein beliebter Spaß für kleine und große Patienten.

Zauberstäbe, 30 cm
3,98 €
Bestell-Nr. 600006.211





MILCHZAHN-WURZEL-FÜLLUNGS-MODELL

Dieses Modell erleichtert Ihnen die Erklärung der Milchzahn-anatomie bei Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren. Besonders gut um Wurzelfüllungen an Milchzähnen zu erläutern.

195,00 € | Bestell-Nr. 18000.211



Erleichtert das Erklären einer Wurzelfüllung am Milchmolaren



DEMONSTRATIONS-MODELL MIT APPROXIMALKARIES

Aufklärungsmodell mit approximaler Karies. Vier Unterkieferzähne sind in elastischer Gingiva so befestigt, dass man die Zähne auseinander drücken kann, um die Approximalkaries zu zeigen. Hinter den Zähnen ist ein Röntgenbild aufgestellt.

95,00 € | Bestell-Nr. 26 XR3.211

Spätwechselgebiss kurz vorm Prämolarenwechsel



MODELLGEBISS FÜR PLATZHALTER

Modell eines späten Wechselgebisses kurz vor dem Wechsel der Prämolaren. Festsitzende und herausnehmbare Platzhalter werden mit diesem Modell anschaulich erklärt.

289,00 €
Bestell-Nr. 12100 C.211

TIPP!



Egal welchen Befund oder welche Art von Behandlung man Patientenelementern begreiflich machen will, erst wenn diese durch ein einfaches Modell es selber verstehen können, haben Sie als Zahnarzt überzeugt.



DEMOMODELL

Das Denovo Demonstrationsmodell erleichtert die Kommunikation mit den Eltern und stellt die Notwendigkeit eines Platzhalters eindrucksvoll dar. Es werden Band und Loop sowie der Distal Shoe mit Platzhalterkrone vorgestellt.

Demomodell | 79,00 €
Bestell-Nr. 620100.211

NUSMILE DEMONSTRATIONS-MODELL

Dieses Demonstrationsmodell erlaubt Ihnen die einfache Erklärung von NuSmile Kronen im Milchgebiss. Da das Modell in den USA handgefertigt wird, beträgt die Lieferzeit 3 Monate.

NuSmile
Demonstrationsmodell | 389,00 €
Bestell-Nr. 17600.211

NuSmile
PEDIATRIC CROWNS



Modell zur Erläuterung von

- interradikulären Entzündungen,
 - Fistelbildung,
 - ektopischer Durchbruch,
 - Sequesterbildung
- und vielem mehr...



PATHOLOGIEGEBISS EINES 7-JÄHRIGEN KINDES

Hochwertiges Acrylmodell mit den gängigsten pathologischen Befunden in der Kinderzahnheilkunde.

399,00 €
Bestell-Nr. 12100 R.211



Bitte beachten Sie hierzu S. 12-13!


Einfach riesig!

UNZERBRECHLICHES RIESENMODELL

2 Mal so groß wie Lebensgroß und zusätzlich hervorragend zur Demonstration des Zahnseidengebrauches geeignet, dank durchbrochener Zahnzwischenräume. Ca. 8x9x9 cm. Lieferung mit Riesenzahnbürste.

Unzerbrechliches Riesenmodell | 53,00 €
Bestell-Nr. 100 TP.211

6 verschiedene Kinderzahnmodelle im Set



KINDERZAHNÄRZTLICHE MODELLSAMMLUNG

Dieses Set enthält 6 verschiedene kinderzahnärztliche Modelle. Geliefert wird es in einem praktischen Tragekoffer.


Das Set enthält:

- Kreuzbiss im Milchgebiss
- Tiefbiss im Milchgebiss
- Klasse II Verzahnung im Milchgebiss
- Frontal offener Biss im Milchgebiss
- Klasse III Verzahnung im Milchgebiss
- Ideale Bissverhältnisse im Milchgebiss

6er-Set im Koffer, zweifarbig (weiß u. rosa) | 499,00 €
Bestell-Nr. 2906006.211



6er-Set im praktischen Tragekoffer!



KIEFERORTHOPÄDISCHE MODELLSAMMLUNG

Dieses Set enthält 9 verschiedene kieferorthopädische Modelle. Geliefert wird es in einem praktischen Tragekoffer.

Das Set enthält:

- Klasse I: ideale Bissverhältnisse
- Klasse II: mit frontal, offenem Biss
- Klasse II/I: mit ektopisch, durchbrechenden Eckzähnen
- Klasse II/II: mit Wechselgebiss
- Klasse II/I: mit frontal offenem Biss und verengtem Oberkiefer
- Klasse II/I: extremer saggitaler und vertikaler Abstand der oberen und unteren Schneidezähne
- Klasse II/II: im bleibenden Gebiss
- Klasse II: im Wechselgebiss mit seitlichem Kreuzbiss
- Klasse III: im Wechselgebiss

9er-Set im Koffer, zweifarbig (weiß u. rosa) | 669,00 €
Bestell-Nr. 2906009.211




9er-Set im praktischen Tragekoffer!

Vierfache Vergrößerung



Zweifach geschnitten



Dreifach geschnitten

MODELLZÄHNE FÜR VERSIEGELUNG

Diese transparenten Zähne aus Kunststoff in vierfacher Vergrößerung, sind zur Übung und Erklärung der Fissurenversiegelung gedacht und um die Versiegelung besser sichtbar zu machen.

Modell „Zweifach“

Von okklusal und mesial angeschnitten.

75,00 € | Bestell-Nr. 103 H2.211

Modell „Dreifach“

Von okklusal, mesial und distal angeschnitten.



81,00 € | Bestell-Nr. 103 H3.211

VITALAMPUTATION MODELL

An vier vertikal geschnittenen Milchmolaren wird die Indikation und Behandlung bei der Vitalamputation mit Stahlkronenversorgung anschaulich verdeutlicht. 2,5 fache Vergrößerung.

219,00 €
Bestell-Nr. 18002.211

Das perfekte Modell zur Veranschaulichung der Vitalamputation



Einfache Aufklärung



VERSIEGELUNGS-MODELL

Erklären Sie Eltern und Kindern ohne große Worte die Vorteile einer Versiegelung. Ein unversiegelter Molar steht einem versiegeltem Molaren gegenüber.

89,00 €
Bestell-Nr. 4071910.211



Zeitsparend anzuwenden: Karteikarten und 20 verschiedene Karteikartenblöcke

KARTEIKARTEN

Die zahnärztliche Behandlung von Kindern sollte ausführlich dokumentiert und gesondert von der Erwachsenenbehandlung geführt werden. Mit der KinderDent Karteikarte ist es möglich, eine zeitsparende und doch detaillierte, übersichtliche Karteikarte für die Kinderbehandlung zu führen. Durch eine spezielle Abheftvorrichtung ist die Karteikarte im DIN A 4 Format in vier verschiedene Bereiche gegliedert. Die Außenhülle ist in rosa, weiß und hellblau erhältlich. In die Innenseite der Karteikarte können Dreieckstaschen eingeklebt werden, so dass Röntgenbilder in der Karteikarte gesammelt werden können. Je 300 Stück.

Karteikarten Weiß | **585,00 €**
Bestell-Nr. 15700.211

Karteikarten Rosa | **585,00 €**
Bestell-Nr. 15701.211

Karteikarten Hellblau | **585,00 €**
Bestell-Nr. 15702.211

ZUBEHÖR
Adressaufkleber (o. Abb.)
100 Blatt | **21,00 €**
Bestell-Nr. 15705.211

ZAHN-BÜROKLAMMERN

Eine witzige Variante zur Standardform sind die Büroklammern in Zahnform. Je 100 Stück.

Silber | **13,00 €**
Bestell-Nr. 2846340.211

Kupfer | **13,00 €**
Bestell-Nr. 2846280.211

Bunt | **13,00 €**
Bestell-Nr. 2115410.211



CLIPBOARD

Die originelle Schreibunterlage mit Metallclip lockert die Atmosphäre schon am Anfang auf. Auch für die Wandmontage geeignet.

Clipboard | Acryl
23 x 28 cm | **24,50 €**
Bestell-Nr. 200560.211

Originelles Clipboard – auch für die Montage an der Wand möglich!

TERMINBLOCK

Praktischer Terminblock mit 50 Blatt je Block im DIN A6-Format.

10 Blöcke
statt ~~18,00 €~~ nur **16,00 €**
Bestell-Nr. 15150.211

100 Blöcke
statt ~~167,00 €~~ nur **149,00 €**
Bestell-Nr. 15160.211



Reduziert!

Dokumentation leicht gemacht!

KARTEIKARTENBLÖCKE FÜR 20 VERSCHIEDENE THEMEN


Zeitsparende und äußerst praktische Formulare für das Aufnehmen themenbezogener Dokumentationen. Zum Ablegen in die Karteikarte dank Registerstanzung am Seitenecken bestens geeignet. Ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Bereiche. Im DIN A4-Format.

Bitte wählen Sie aus folgenden Themen:

- Befund und Behandlung
- Röntgen und Diagnostik
- Anamnese Kind
- Anamnese Eltern
- Behandlung
- Schmerzbogen
- Traumbogen (Unfallanamnese)
- ITN (Intubationsnarkose)
- Sedierung
- Erstberatung
- Mundhygiene 1, 2, 3, 4, ...
- Anmeldung
- Behandlungsaufklärung
- Behandlungsübersicht
- Fluoridanamnese

Karteikartenblock à 100 Blatt
9,99 €
Bestell-Nr. 15703.211

Praktische Formulare für das Aufnehmen themenbezogener Dokumentationen



In Zusammenarbeit mit dem Westermann Schulbuchverlag



MEIN ERSTES ZAHNPUTZBUCH



Richtige Zahnpflege ist wichtig! Das lernt auch Jonas, als er von Zahnmonstern erfährt, die er täglich beim Zähneputzen vertreiben muß. Die bewegliche Zahnbürste und lustige Klappen sorgen für viel Spaß beim Zähneputzen. Ein Bilderbuch von Senner / Nahrgang.

Mein erstes Zahnputzbuch
9,95 € | Bestell-Nr. 9783473.211



DAS GEHEIMNIS DER ZAHNFEE



Annika hat einen Wackelzahn, wenn sie den nachts unter ihr Kopfkissen legt, kommt bestimmt die Zahnfee. Gesagt, getan und schwupps fliegt Annika mit der Zahnfee in das Feenland und erlebt ein tolles Abenteuer.

Das Geheimnis der Zahnfee
9,30 € | Bestell-Nr. 7834017.211



WACKELZAHN- GESCHICHTEN



Lustige Geschichten für Leseanfänger. Wenn der erste Milchzahn wackelt, beginnt für die ganze Familie eine spannende Zeit, denn wer hätte gedacht, daß aus dem Wackelzahn ein richtiger Wanderzahn wird.

Wackelzahngeschichten
6,50 € | Bestell-Nr. 7834010.211

Neue Kinderbücher zum Schmunzeln

Zweisprachiges Kinderbuch: türkisch - deutsch

DAS KREISCHENDE ZAHNMONSTER

Alle sind müde und keiner kann arbeiten, denn ein riesiges Monster kreischt so laut, daß nachts keiner schlafen kann. Was ist wohl die Ursache dieses Gebrülls? Keiner traut sich zu fragen, bis sich ein kleiner Junge auf den Weg macht.

Zweisprachig, türkisch - deutsch
Das kreischende Zahnmonster
14,80 € | Bestell-Nr. 9228257.211



EIN BÄR VON DER SCHNULLERFEE

Katharina kann sich einfach nicht von ihrem Schnuller trennen, doch eines Nachts bekommt sie Besuch von der Schnullerfee, die ihr vorschlägt den Schnuller für einen großen Wunsch zu tauschen und Katharina willigt ein. Am nächsten Tag versucht Katharina im Kindergarten ohne Schnuller auszukommen und merkt, daß es gar nicht so schwer ist ... Mit schönen Illustrationen von Susanne Szesny, Text Bärbel Spatheif. Lieferung mit Bär.

Ein Bär von der Schnullerfee
13,70 € | Bestell-Nr. 5261029.211



Bezauberndes Kinderbuch - wahlweise in Deutsch oder Englisch erhältlich



ZAHNMAUS UND ZAHNFEE

Die Geschichte handelt vom kleinen Robert, der durch seinen Wackelzahn und den Umzug von Afrika nach Kanada die Zahnmaus und die Zahnfee kennenlernt. Ein spannendes und lehrreiches Abenteuer beginnt ... Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Zahnmaus und Zahnfee
12,90 € | Bestell-Nr. 18570.211



HOW THE TOOTH MOUSE MET THE TOOTH FAIRY

Das beliebte Kinderbuch vom kleinen Robert in englischer Sprache übersetzt!

How the Tooth Mouse met the Tooth Fairy
12,90 € | Bestell-Nr. 18571.211


Mit Kinderzahnbürste



ZÄHNEPUTZEN VERBOTEN

Piratenkapitän Hans-Heinrich Schluckspecht findet Zahnbürsten überflüssig und spricht ein Zahnputz-Verbot aus! Doch Julia putzt heimlich weiter... Mit tollen Illustrationen. 32 Seiten, gebunden. Mit richtiger Zahnputz-Anleitung im Nachsatz und echter Kinderzahnbürste!

Zähneputzen verboten + Zahnbürste
12,90 € | Bestell-Nr. 5152535.211



NEUES AUS DER MILCHZAHNSTRASSE

Wenn die Backe angeschwollen ist und der Schmerz im Zahn pocht, dann muss etwas geschehen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Schuld sind Hacky und Dicky. 48 Seiten, gebunden.

Neues aus der Milchzahnstraße
11,50 € | Bestell-Nr. 5815726.211



BERT, DER GEMÜSEKOBOLD

Jonas und Lena lernen vom kleinen Bert, dem Gemüsekobold, warum gesunde Ernährung so wichtig ist. Das Buch enthält einen Kinderkraftstoff-Anzeiger (als Kopiervorlage). Ideal, um den kleinen Patienten im Rahmen der Prophylaxe spielerisch gesunde Ernährung näher zu bringen.

Bert, der Gemüsekobold
13,70 € | Bestell-Nr. 5256805.211



BLITZEBLANK SIND ALLE MEINE ZÄHNE

Zähneputzen? Das ist gar kein Problem! So wie Ritter mit ihren Schwertern gegen wilde Drachen kämpfen, können Kinder mit der Zahnbürste Bakterien aus dem Mund vertreiben. Die Autorin Sandra Grimm zeigt mit viel Humor, wie kinderleicht Zahnpflege sein kann! Schaumstoffbuch in Zahnform mit aufgeklebten Pappseiten. 12 Seiten.

Blitzeblank sind alle meine Zähne
6,95 € | Bestell-Nr. 5090642.211

Kinderbücher mit tollen Illustrationen

Mit Vitamintabelle



BERTS GROSSE GESUNDE KINDERKÜCHE

In diesem großformatigen Kochbuch sind viele abwechslungsreiche Rezepte enthalten, die lecker und schnell zu kochen sind. Natürlich wird nicht jedes Kind alles mögen, aber ausprobieren lohnt sich immer. Mit Vitamintabelle und Tipps zur Zubereitung.

Berts große gesunde Kinderküche
7,80 € | Bestell-Nr. 5256800.211



DER WACKELZAHN MUSS WEG

Am Tag nach seinem 6. Geburtstag macht Martin eine spannende Entdeckung: Er hat einen Wackelzahn! 56 Seiten, gebunden + 16 Seiten Leseübungsheft.


Der Wackelzahn muss weg
7,50 € | Bestell-Nr. 5461882.211



DAS WACKELZAHNBUCH

Warum fangen Milchzähne an zu wackeln? Was kommt nach den Milchzähnen? Wie bleiben meine Zähne gesund? All diese Fragen beantwortet dieses Buch anschaulich und leicht verständlich.


Das Wackelzahnbuch
12,95 € | Bestell-Nr. 5804625.211



HERR WOLKE UND DER 1. FC TOBY

Herr Wolke erklärt dem kleinen Toby, dass seine Zähne genauso instand gehalten werden müssen, wie die Spieler einer Fußballmannschaft. Nach dieser phantasievollen Geschichte von Rolf Barth bleibt kein Platz für Angst im Behandlungszimmer. Hardcover.

Herr Wolke und der 1. FC Toby
12,95 € | Bestell-Nr. 5248020.211



KÖNIG DENTUS RETTET DIE ZAHNBURG

Großalarm auf der Zahnburg! Mit ihren Hacken und Rammböcken stehen die fiesen Toccen in den Startlöchern. Sie wollen die Zahnburg besetzen und ihre Höhlen darin bauen! Auf spielerische Weise erklärt das Buch, wie Zahnkaries entsteht und was jedes Kind dagegen tun kann. So macht das Zähneputzen in Zukunft garantiert Spaß!

König Dentus rettet die Zahnburg
12,95 € | Bestell-Nr. 4339.211



AUCH DRACHEN MÜSSEN ZÄHNE PUTZEN

Empfohlen von der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege“
Was macht ein Drache, der Zahnschmerzen hat? Er hat ein riesiges Loch im Zahn und seine Zähne noch nie geputzt. Zum Glück trifft er Marie ...

Auch Drachen müssen Zähne putzen
12,95 € | Bestell-Nr. 7050600.211



DIE ZAHNPUTZFEE

Die Zahnputzfee erklärt den Kindern, wie die Zähne gesund bleiben. Mit schönen Illustrationen von Susanne Szesny. Lieferung mit Zahnbürste und Sanduhr.

Die Zahnputzfee
13,70 € | Bestell-Nr. 5280440.211

ICH PASS GUT AUF MICH AUF!

Drei Bilderbuch-Hits in einem thematischen Sammelband von Bärbel Spathelf und Julia Volmert! Alle illustriert von Susanne Szesny. Die drei Bilderbücher zeigen, wie Kinder sich Fremden gegenüber verhalten sollten, wie man im Straßenverkehr Unfälle vermeiden kann und was hilft, wenn man sich einmal verlaufen hat.

Der Sammelband enthält folgende Bilderbuch-Hits:

- „Pass auf dich auf“
- „Ein Schutzengel für den Straßenverkehr“
- „Wenn du dich verlaufen hast“

3 Bilderbücher im Sammelband
12,90 €

Bestell-Nr. 5590683.211



WILLI WILLS WISSEN

SO BLEIBEN MEINE ZÄHNE GESUND

Angst vorm Zahnarzt? Willi doch nicht! Der geht freiwillig in die Praxis, sieht Zahnmodelle, Röntgenbilder und wie ein Milchzahn gezogen wird. Ein tolles Willi-Sachbuch über die spannende Arbeit von Zahnärzten und über gesunde Zähne.

Willi Wills Wissen:
So bleiben meine Zähne gesund
9,90 €
Bestell-Nr. 5293561.211



TEETH UND SEINE FREUNDE

Was geschieht eigentlich beim Zähneknirschen? Diese Frage stellen sich Geschwister Kai und Paula eines Abends vor dem Zubettgehen. Was sie dann erleben, sind jede Menge Abenteuer rund um das Milchgebiss. Hardcover. 82 Seiten, gebunden.

Teeth und seine Freunde
14,95 € | Bestell-Nr. 5468800.211

HEXE LILLI UND DER VAMPIR MIT DEM WACKELZAHN

Hexe Lilli ist eine durch zahlreiche Abenteuergeschichten bekannte und beliebte Kinderbuchfigur. Diese Geschichte von Leon's Wackelzahn und dem kleinen Vampir stellt eine ausgesprochen fantasie-reiche Version der Wackelzahnthematik dar.

Hexe Lilli und der Vampir mit dem Wackelzahn
6,95 €
Bestell-Nr. 8869701.211






KINDERBEHANDLUNG IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Hier geht es darum, die Zusammenarbeit von Praxisteam und Eltern zu trainieren, damit sich das Kind in der Zahnarztpraxis wohl fühlt. Hardcover. 144 Seiten, gebunden.

Kinderbehandlung in der Zahnarztpraxis
48,00 € | Bestell-Nr. 31080.211

In englischer Sprache



BRUXISM - THEORY AND PRACITCE


This comprehensive evidence-based guide to bruxism provides answers to many questions arising in everyday dental practice. The first part reviews general bruxism knowledge as well as guidelines for diagnosis, sleep physiology, etiology, peripheral and emotional factors, movement disorders, and bruxism in children. The second part is devoted to the effects of bruxism on the different components of the masticatory system and explores its relationship to pain. The final part addresses the various aspects of bruxism treatment—both pharmacologic and clinical management—as well as particulars of restoration specific to the bruxing patient, including recommended dental materials, considerations for use of implant-supported prostheses, and an overview of complex oral restoration. Researchers, students, and specialists will benefit from the in-depth analysis of bruxism and its treatment and the extensive, up-to-date bibliographies.

552 Seiten, 958 Illustrationen.

Bruxism - Theory and Pracitce
178,00 € | Bestell-Nr. 17571.211



In englischer Sprache




PEDIATRIC DENTISTRY

The second edition of Pediatric Dentistry: A Clinical Approach offers a fully revised and updated review of pediatric dentistry. This important text covers the full spectrum of the subject, basing itself in the clinical practice of the dental treatment of children and adolescents and providing a special emphasis on evidence-based oral health care for young people. Pediatric Dentistry provides comprehensive coverage of all aspects of treatment for children, ranging from health promotion and prevention to strategies for systematic and comprehensive oral care.

- Systematic coverage of all clinical, scientific and social topics relating to pediatric dentistry
- Provides an evidence-based approach to clinical pediatric dentistry
- Features sections on dental and oral conditions specific to childhood and adolescence
- Discussed treatment of major dental and oral diseases in children and teenagers

Pediatric Dentistry | 376 Seiten
125,00 € | Bestell-Nr. 5001004.211

In englischer Sprache



EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH


- Coalesces information on early childhood oral health into one accessible source
- Detailed discussion of early childhood caries
- Full discussion of other factors affecting pediatric oral health
- Fuses impressive scholarship with clinical pragmatism

Joel Berg is Lloyd and Kay Chapman Chair in the Department of Pediatric Dentistry at the University of Washington in Seattle. He has established the Center for Early Childhood Oral Health (ECOH), which brings together experts from various fields who are collectively devoted to improving oral health in children. The University of Washington is also home to Access to Baby and Child Dentistry (ABCD), a program internationally recognized for its advances in early childhood oral health.

Early Childhood Oral Health | 320 Seiten
99,90 € | Bestell-Nr. 5001001.211

In englischer Sprache

Revolutions in Pediatric Dentistry



REVOLUTIONS IN PEDIATRIC DENTISTRY

Pediatric dentistry relies on the implementation of important developments in every dental field. This book discusses the most recent innovations in dentistry with direct implications for pediatric treatment and explores the rationale behind advocated changes in clinical practice. Presented by an international group of recognized specialists in their respective fields, the topics include the latest on epidemiologic research, fluoride guidelines, caries diagnosis, options for non- and minimally invasive caries treatment, pain-free techniques for local anesthesia, endodontic treatment, use of space maintainers, and treating children in vulnerable populations. With a focus on systematic, evidence-based dentistry, this book presents the developments that will set the standards of tomorrow. 224 Seiten, 150 Illustrationen.

Revolutions in Pediatric Dentistry
78,00 € | Bestell-Nr. 17991.211





UNFALLVERLETZUNGEN DER ZÄHNE

Vorbeugen - Retten - Behandeln! Kompakt und anschaulich wird das im Notfall erforderliche Wissen zu Unfallverletzungen der Zähne vermittelt. Hardcover. 107 Seiten, gebunden.

Unfallverletzungen der Zähne
24,95 € | Bestell-Nr. 5804600.211



Einmaliges Referenzwerk

KINDERHYPNOSE ORDNER MIT FACHINHALTEN

Elf Autorinnen und Autoren behandeln unterschiedliche Aspekte der Zahnbehandlung von Kindern. Dieses einmalige Referenzwerk gehört mit seiner Themenfülle in jede Fachbibliothek. 250 Seiten. Im Schubler.

Kinderhypnose Ordner mit Fachinhalten
89,00 €
Bestell-Nr. 1001 B.211



Schneller Helfer in der Not!

DER NOTFALL-BEGLEITER

Sekundenschnell gibt der „Kompakt-guide Kinder“ Ihnen Auskunft über die richtige Erste Hilfe bei Kindern und Säuglingen. Von A wie Atemnot bis Z wie Zeckenstich. Farblich strukturiert nach Körperregionen und mit anschaulichen Bildern verständlich erklärt, gibt dieser Notfallbegleiter Sicherheit bei der Durchführung von Notfallmaßnahmen.

Der Notfallbegleiter
24,95 € | Bestell-Nr. 5468400.211

CDs zum Entspannen, Träumen und Informieren ...

SONNENSTRAHL-GESCHICHTEN

Gehen Sie mit einem Sonnenstrahl auf Reisen – um von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in seiner Geborgenheit fünf Entspannungsabenteuer zu erleben.

19,80 € | Nr. 4003.211



DAS ZAHNSCHUNGEL-MÄRCHEN*

Dr. Albrecht Schmierer und Gudrun Schmierer. Für kleine und große Kinder während der Zahnbehandlung. Zur Begleitung einer normalen Zahnbehandlung, z.B. bei der Füllungstherapie oder beim Beschleifen von Zähnen. Die Doppelinduktion (gleichzeitiges Sprechen von zwei Hypnotisuren) bewirkt eine rasche tiefe Entspannung und Analgesie.


19,80 € | Nr. 1007.211



TRANCEMUSIK*

Zum Entspannen und Träumen. Sie können die CD zu Hause zum Entspannen und Träumen hören, vor und während eines zahnärztlichen Eingriffs oder zum Einschlafen.

15,80 € | Nr. 4001.211



HYPNO-AUTOGENES TRAINING*

Dr. Christian Rauch. Tiefenentspannung für Körper und Geist. Diese CD führt sie auf sanfter Weise zur tiefen Entspannung und Wohlbefinden mit Formeln aus dem autogenen Training in Verbindung mit Hypnose. Als Hintergrundmusik hören Sie Trancemusik.

25,80 € | Nr. 3002.211



BEIM ZAHNARZT OHNE SPRITZE*

Dr. Albrecht Schmierer und Gudrun Schmierer. Zur Begleitung einer normalen zahnärztlichen Behandlung, z.B. bei der Füllungstherapie oder beim Beschleifen von Zähnen in der Zahnarztpraxis. Die Doppelinduktion (gleichzeitiges Sprechen von zwei Hypnotisuren) bewirkt eine rasche, tiefe Entspannung und Analgesie.

25,80 € | Nr. 1006.211



BEIM ZAHNARZT IN HYPNOSE*

Dr. Albrecht Schmierer. Diese Anleitung zur hypnotischen Schmerzkontrolle bei zahnärztlich chirurgischen Eingriffen kann bei guter Konzentration und Hypnosefähigkeit in einen tiefen Hypnosezustand führen, in dem auch schmerzhaft Eingriffe ohne Spritze durchgeführt werden können. Es erfolgt eine rasche und gute Heilung.

25,80 € | Nr. 1002.211





ORGANISATIONSBOX

Die stabilen Behälter helfen, Instrumente oder andere kleine Gegenstände zu sortieren, lagern oder transportieren. Der Clou: durch beliebig platzierbare Trennwände lassen sich die Boxen ganz individuell variieren. Nur Wischdesinfektion.

Klein (S) | 7,90 €
Bestell-Nr. 7069310.211



Mittel (M) | 8,90 €
Bestell-Nr. 7069311.211

Groß (L) | 11,90 €
Bestell-Nr. 7069312.211

Groß (XL) | 14,90 €
Bestell-Nr. 7069313.211

Sichtschutz mit besonderem Komfort

iWEAR-SET

Dieser Sichtschutz bietet Ihnen Sicherheit und Komfort bei einem attraktiven Preis. Der Rahmen der Brille ist flexibel, leicht und ergonomisch und lässt sich autoklavieren. Das Set enthält 10 bunt sortierte Rahmen, 20 klare Einmal-Linsen sowie ein Brillenband.

iWear-Set | 75,00 €
Bestell-Nr. 7075265.211

iWEAR-ERSATZLINSEN

Klar | 100 Stück | 29,00 €
Bestell-Nr. 7075266.211

Bonding | 10 Stück | 33,00 €
Bestell-Nr. 7075267.211



Bonding



Set



Klar

VERSTELLBARE BRILLE

Die flexiblen Brillen lassen sich individuell verstellen, beschlagen und zerkratzen nicht. Der integrierte Seitenschutz bietet zudem optimale Abdeckung Ihrer Augen. Erhältlich in zwei tollen Designs.

A | Tutti Frutti | 11,90 €
Bestell-Nr. 7029211 TF.211

B | Festival | 11,90 €
Bestell-Nr. 7029211 FEST.211



A



B



LED POLYMERISATIONS-LAMPE

Technische Daten:

- Handstück/Akku = DC3.6V-4.2V (Lithium-Ionen, 2200mAh)
- Ladestation DC9V
- Stromverbrauch unter 20 Watt
- Lichtleiter-Ø 8 mm
- Lichtintensität stärker als 800mw/cm²
- Wellenlänge 430-490nm
- 20-Sekunden-Intervall
- 2 Jahre Garantie!

Rot | 295,00 € | Bestell-Nr. 12250.211
Grau | 295,00 € | Bestell-Nr. 12252.211
Blau | 295,00 € | Bestell-Nr. 12254.211

ZUM NACHBESTELLEN:

ERSATZ-GLASFASERAUFSATZ

Ersatz-Glasfaseraufsatz für diese LED Polymerisations-Lampe. Ohne Abbildung.

25,90 €
Bestell-Nr. 12252 A.211



INTENSITÄTSMESSGERÄT

Nach einiger Zeit verlieren Polymerisations-Lampen an Lichtintensität, so dass die Qualität der Restaurationen abnimmt. Dieses Messgerät ermöglicht eine einfache und schnelle Kontrolle der Intensität und somit der Effektivität der Lampen, wobei im Bereich 400-500nm bis zu 3000 mW/cm² gemessen wird. Keine Batterien notwendig.

99,00 € | Bestell-Nr. 7010420.211

BITE LIGHT

Mundsperrer und LED Lampe kombiniert in einem praktischen Gerät! Das Bite Light ist kabellos und kann dank austauschbarer Aufbissaufsätze aus Silikon flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse je nach Patient angepasst werden. Eine sehr gute intraorale Ausleuchtung verhindert Schattenbildung und verbessert Ihre Sicht wesentlich. Es kommt eine LED Lampe mit einer Beleuchtungsstärke von 5000-8000 lux und einer Farbtemperatur von 5500 K zum Einsatz. Die Lampe kann mit Alkohol desinfiziert werden oder bei Bedarf für die Behandlung auch mit einer speziellen Plastikschutzhülle versehen werden. Die Aufbissaufsätze sind autoklavierbar bis 134°C.

Das Einsteiger-Set enthält:

- Bite Light LED Lampe
- 1 x Aufbissaufsatz Größe S und 1 x Größe L
- Ständer mit integrierter Ladevorrichtung
- USB-Ladekabel inklusive Stecker

Bite Light Intraoral Lighting-Set
269,00 € | Bestell-Nr. 10005.211

NEU!
Einsteiger-Set €
269,-



PRAKTISCHES ZUBEHÖR:

SUCTION KIT

Die ideale Ergänzung zum Bite Light! Das Speichelabsauger-Set enthält eine Speichelabsaugverbindung mit Universalanschluss sowie 4 Tips in verschiedenen Größen, die helfen die Zunge zurück-zuhalten. Alle Teile sind autoklavierbar.

119,00 € | Bestell-Nr. 18005.211



Tip | rechts | Größe L
15,90 € | Bestell-Nr. 14010.211

Tip | rechts | Größe S
15,90 € | Bestell-Nr. 14020.211

Tip | links | Größe L
15,90 € | Bestell-Nr. 14030.211


Tip | links | Größe S
15,90 € | Bestell-Nr. 14040.211

SCHUTZHÜLLEN FÜR DAS HANDSTÜCK

100 Stück | **14,90 €**
Bestell-Nr. 17010.211
 300 Stück | **29,90 €**
Bestell-Nr. 17020.211

AUFBISSAUFSATZ

Größe XS | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1301.211
 Größe S | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1302.211
 Größe L | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1303.211
 Größe XL | **15,90 €**
Bestell-Nr. 1304.211



Gesundes Zahnfleisch



Zahnfleisch-erkrankung



ZAHNFLEISCH-SONDE PERIOWISE

Die patientenfreundliche, wiederverwendbare Plastiksonde ist ideal für die periodontale Untersuchung. Durch die mehrfarbige Sonde lässt sich die Taschentiefe auf einen Blick bestimmen – grün für gesundes Zahnfleisch, rot bei tieferen Taschen. Die abgerundete Spitze ist sanft zum Zahnfleisch und auch bei Implantaten anwendbar. In den Ausführungen 3-6-9-12 mm und 3-5-7-10 mm. Autoklavierbar. 3 Stück pro Packung.

Größe: 3-6-9-12 mm
 3 Stück | **56,00 €**
Bestell-Nr. 7062996.211

Größe: 3-5-7-10 mm
 3 Stück | **56,00 €**
Bestell-Nr. 7062997.211

PreisHit!
 nur € **56,-**

INTRALIGAMENTÄR-SPRITZE

Optimale Kontrolle durch Dosierung per Hand, mit jedem „Klick“ genau 0,06 ml. Die innovative Spritze erlaubt es, den Druck wegzunehmen, so dass aspiriert oder die Spritze herausgezogen werden kann ohne die Kanüle bewegen zu müssen. Einfaches Be- und Entladen der Karpule. Autoklavierbar.

Schwarz | **269,00 €**
Bestell-Nr. 7094130 schw.211

Orange | **269,00 €**
Bestell-Nr. 7094130 oran.211



Passende Kanülen siehe Seite 31



Edles Design und hochwertige Qualität



INSTRUMENTENREINIGER

Der Instrumentenreiniger ist eine Art Polster, der auf der Rückseite des Behandlungshandschuhs angebracht werden kann und verringert somit die Verletzungsgefahr. Die Instrumente werden gereinigt, indem sie durch die Fugen des Polsters gezogen werden.

50 Stück | **13,00 €** | **Bestell-Nr. 520.211**

PRESTALITE

Originelle, praktische LED-Fingerlampe, die überall einsatzbereit ist – ob in Schulen oder bei Hausbesuchen. Im Set: LED-Lampe, 2 Li-Batterien und 1 Aufbewahrungsbox (H. 3 x B. 2 x T. 2,8 cm).

35,00 €
Bestell-Nr. 7091732.211





Farblich sortiert!

ELEFANTENAUFsätze

Die lustigen Elefantenaufsätze sind autoklavierbar und passen auf Zahnarztinstrumente wie Absauger und Bohrer. Sie nehmen den kleinen Patienten die Angst vor den Geräten und sorgen somit für eine leichte und angenehme Zahnbehandlung. Einmalartikel.

25 Stück | **11,50 €**
Bestell-Nr. 5480070.211

100 Stück | **38,90 €**
Bestell-Nr. 5480080.211



In vier Farben!

FLEXIBLE SAUGERSPITZEN

Diese maximal 3 mm dünnen Saugerspitzen sind äußerst flexibel und verursachen somit keine unangenehmen Schmerzen beim Patienten. Autoklavierbar.

10 Stück | Pink | **19,25 €**
Bestell-Nr. 708300 PINK.211

10 Stück | Blau | **19,25 €**
Bestell-Nr. 708300 BLAU.211

10 Stück | Hellblau | **19,25 €**
Bestell-Nr. 708300 HBLA.211

10 Stück | Gelb | **19,25 €**
Bestell-Nr. 708300 GELB.211

Extrem saugfähige Pads



TONGUE'N'CHEEK

Absorbieren bis zu 8 mal mehr Speichel als herkömmliche Watterollen, daher benötigen Sie wesentlich weniger Material. Getränkt in einem super-absorbierenden Gel sind sie weich, flexibel und angenehmer für die Patienten. Sie können nach Bedarf geformt und zugeschnitten werden.

200 Stück | **14,90 €**
Bestell-Nr.



ABSAUGKANÜLEN BUNT

Die angeschrägten bunten Absaugkanülen eignen sich besonders gut für die Verwendung mit Kofferdam. Die s-förmige Öffnung passt sich optimal den individuellen Zähnen an und erhöht somit den Patientenkomfort. Säuberung im Thermodesinfektor.


100 Stück | **9,50 €**
Bestell-Nr. 708215.211



ADAPTER FÜR ABSAUGKANÜLEN

Universell einsetzbar. Für alle handelsüblichen Absauger sowie Dürr-Absauger-Systeme geeignet.

Adapter, 12 Stück | **29,00 €**
Bestell-Nr. 55605.211



SAUGER-KISSEN

Ersparen Sie Ihren Patienten die harten Käppchen von Speichelziehern. Diese Saugerkissen sind angenehm und drücken durch die schwammähnliche Struktur kaum ins Zahnfleisch.

10 Stück | **5,90 €**
Bestell-Nr. 10 CD.211

100 Stück | **29,00 €**
Bestell-Nr. 100 CD.211

KLEIN SCHLÜRFIE

Entdecken Sie die ersten wirklich patientenfreundlichen kleinen Absauger. Dank der weichen Spitzen, ist ein sehr schonendes Absaugen möglich und Sie brauchen Ihre kleinen Patienten nicht mehr mit harten Plastikspitzen unnötig zu ärgern. Die elastischen Spitzen sind fest mit dem Absaugrohr verbunden. 100% ohne Latex.

100 Stück im Beutel, Weiß
nur **14,90 €**
Bestell-Nr. 2903 E.211



Doppelte Menge

nur € **14,90**

*Sehr patientenfreundlich:
sanftes Absaugen dank weicher Spitze*





Ca. 1.000 Watterollen
in Größe 1 pro Packung

FARBIGE WATTEROLLEN

Farbige Watterollen sind besonders für die Kinder-Behandlung geeignet. Dank ihrer extrem saugstarken Eigenschaft, nehmen sie das 10-12-fache ihres Eigengewichtes auf. Aus 100% Baumwolle – besonders schonend für die Mundschleimhaut. Sie färben nicht ab und verrutschen nicht. Übrigens: Bakteriologische Tests haben ergeben, dass Watterollen bis zu 24 Stunden bakterienfrei bleiben!
In 2 verschiedenen Größen erhältlich.

WATTEROLLEN GR. 1 (Ø ca. 8 mm)
Ca. 1000 Stück pro Packung

Blau | 8,50 € | Bestell-Nr. 100 N01B.211
Grün | 8,50 € | Bestell-Nr. 100 N01G.211
Lila | 8,50 € | Bestell-Nr. 100 N01L.211
Gelb | 8,50 € | Bestell-Nr. 100 N01Y.211
Rosa | 8,50 € | Bestell-Nr. 100 N01R.211

WATTEROLLEN GR. 2 (Ø ca. 10 mm)
Ca. 600 Stück pro Packung

Blau | 8,00 € | Bestell-Nr. 100 N02B.211
Grün | 8,00 € | Bestell-Nr. 100 N02G.211
Lila | 8,00 € | Bestell-Nr. 100 N02L.211
Gelb | 8,00 € | Bestell-Nr. 100 N02Y.211
Rosa | 8,00 € | Bestell-Nr. 100 N02R.211

Kalt sterilisierbar



**Halter
aus
Kunst-
stoff
oder
Metall**

Autoklavierbar



WATTE- ROLLEN- HALTER

Die innovativen Watterollenhalter (wahlweise aus Kunststoff oder Metall) schaffen ein trockenes Behandlungsfeld, indem sie gleichzeitig innen und außen von der Zahnreihe befestigt werden. Ideal für die Versiegelung.

Kalt sterilisierbar
Kunststoff | 100 Stück | 40,00 €
Bestell-Nr. 7011610.211

Sterilisierbar, autoklavierbar
Metall | 8 Stück | 40,00 €
Bestell-Nr. 705541.211

PINZETTE

Gerade Pinzette mit Zähnnchen für einen noch besseren Halt beim Zugreifen. CE, rostfrei. Länge ca. 18 cm.

Pinzette | 9,99 €
Bestell-Nr. 261550.211



PreisHit!

nur €
9,99



**Neue Pinzette
für besonders
präzises Arbeiten**

Besonders hohe Speichelabsorption



**NEODrys Reflective
bieten dank der
spiegelnden Rückseite
ein noch sichereres
Arbeitsumfeld!**

SPEICHELKONTROLLE NEODRYS

NEODrys – die ultimative Behandlungshilfe in Sachen Speichelkontrolle. Dank ihrer hohen Speichelabsorptions-Eigenschaft schaffen die Pads ein trockenes Arbeitsfeld und vereinfachen die Behandlung in der Mundhöhle. Jetzt auch in der neuen Ausführung „Reflective“.

NEODrys, klein | gelb
50 Stück | 15,90 €
Bestell-Nr. 7018214 G.211

NEODrys, groß | blau
50 Stück | 15,90 €
Bestell-Nr. 7018214 B.211

NEODrys Reflective, klein | gelb
50 Stück | 19,90 €
Bestell-Nr. 7018215 REGE.211

NEODrys Reflective, groß | blau
50 Stück | 19,90 €
Bestell-Nr. 7018215 REBL.211



PIC'N'STIC

Sicher und punktgenau platzieren mit Pic'n'Stic. Mit diesem Halter können sie sicher Veneers, Kronen, Inlays, Onlays, Brackets etc. im Mund platzieren. Unter leichtem Druck aufgenommen, können sie präzise dort platziert werden, wo der Zahnarzt das betreffende Teilchen haben will. Die Haftspitze hat eine sichere Haftung an fast allen Oberflächen – ideal auch für das Anbringen von Schmucksteinen geeignet.

Pic'n'Stic | 60 Stk. pro Box | 19,00 €
Bestell-Nr. 6500400.211

Punktgenau und sicher platzieren



TROCKENDREIECKE MIT WANGENSCHUTZ

Die speichelabsorbierenden Papierdreiecke sind die ideale Lösung für ein trockenes Arbeitsfeld. Sie passen sich perfekt der Wangeninnenseite an, halten diese ab und sind von einer Seite mit Silberfolie beschichtet, um sowohl ein Durchnässen zu verhindern als auch durch Lichtreflexion für eine bessere Sicht zu sorgen. Die Rückseite haftet leicht an der Schleimhaut. Sehr gut für Versiegelung u. a. Restaurationen, die ein trockenes Arbeitsfeld voraussetzen.

S | Silber | je 200 Stk. | 18,90 €
Bestell-Nr. 1203164 A.211

L | Silber | je 160 Stk. | 18,90 €
Bestell-Nr. 1203166 A.211



**Doppelte
Menge**

Latexfrei!



SILIKON-MUNDSPERRER

Für alle möglichen Sterilisationsarten bis 250°C. Je 2 Stück. Latexfrei.

Gelb | Klein (S) | 17,00 €
Bestell-Nr. 7010378 S.211

Türkis | Mittel (M) | 17,00 €
Bestell-Nr. 7010378 M.211

Lila | Groß (L) | 17,00 €
Bestell-Nr. 7010378 L.211



GUMMI-MUNDSPERRER

Kalt- oder Dampfsterilisation bis 250°C
Größen M und L sind mit einem unzerstörbaren Metallkern verstärkt. Je 2 Stück.

Klein (S) | 14,00 €
Bestell-Nr. 7010377 S.211

Mittel (M) | 14,00 €
Bestell-Nr. 7010377 M.211

Groß (L) | 14,00 €
Bestell-Nr. 7010377 L.211

Autoklavierbar bis 121°C



Biegsamer
Lippen-
bügel

LIPPENBÜGEL, WEICH & BIEGSAM

Dieser autoklavierbare Lippenbügel ist weich und biegsam und dadurch besonders angenehm für den Patienten. Er ist leicht zu positionieren und ermöglicht die komplette Übersicht des Seiten- und Frontzahngbietes. Jeweils 2 Stück pro Packung.

Erwachsene | 18,95 €
Bestell-Nr. 1101005.211

Kind | 18,95 €
Bestell-Nr. 1101004.211



MUNDSPERRER „LOGI BLOC“

Viele Mundsperrer erfüllen die Aufgabe, dem Patienten den Mund aufzuhalten. Leider sind aber viele so konstruiert, dass sie gleichzeitig das Arbeiten behindern. Nicht mit „Logi Bloc“! Das einmalige Design unterstützt und schützt die Kiefergelenke, während Sie ungehinderte Sicht und freien Zugang zum Arbeitsbereich haben. Vorsorglich sollten Logi Blocs immer mit Zahnseide gesichert werden. Autoklavierbar.

Größe XS (Gelb) | 18,90 €
Bestell-Nr. 100 BBG.211

Größe S (Lila) | 18,90 €
Bestell-Nr. 100 BBL.211

Größe M (Grün) | 18,90 €
Bestell-Nr. 100 BBGR.211

Größe L (Blau) | 18,90 €
Bestell-Nr. 100 BBB.211



SPANDEZZ

Intraorale Lippenbügel befreien die Hände der Mitarbeiterinnen und erlauben den freien Zugang zur ganzen Mundhöhle. Sie ziehen die Wangen und Lippen sanft zurück, halten die Zunge unten und verhindern dadurch eventuelle Verletzungen. 10 Lippenbügel pro Packung.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Größe an!

Klein (Grün) | 16,00 €
Bestell-Nr. 7033110 S.211

Mittel (Blau) | 16,00 €
Bestell-Nr. 7033110 M.211

Groß (Rot) | 16,00 €
Bestell-Nr. 7033110 L.211

Autoklavierbar bis 121°C



A

Wangen-
abhalter
mit Bügel
„Freihand“

Autoklavierbar bis 121°C



B

Wangenabhalter
zum Festhalten

WANGENABHALTER

Den Wangenabhalter gibt es zum selber halten oder mit Bügel. 3 pro Karton.

A | „Freihand“ | 21,00 €
Bestell-Nr. 7010366 ERW.211
Bestell-Nr. 7010366 KIND.211

B | „Zum Festhalten“ | 21,00 €
Bestell-Nr. 7010367 ERW.211
Bestell-Nr. 7010367 KIND.211

Kalt sterilisierbar



DOPPELSEITIGER LIPPENBÜGEL

Dieser praktische Lippenbügel ist doppelendig und eignet sich besonders für die dentale Fotografie. Jeweils 2 Stück pro Packung. Kalt sterilisierbar.

XS/S | 21,95 €
Bestell-Nr. 1101020.211

Autoklavierbar bis 121°C

Reduziert!

nur €
36,-



LIPPENBÜGEL FÜR DENTALFOTOGRAFIE

Der verlängerte Lippenbügel für Dental- fotografien hält die Wangen ab, um eine gute Übersicht bis zu den Molaren zu gewährleisten. Eine schmale Seite für Kinder, eine breitere Seite für Jugendliche und Erwachsene. Autoklavierbar bis 121 °C.

Lippenbügel | 2 Stück
statt 39,00 € nur 36,00 €
Bestell-Nr. 7026916.211

MUNDSPERRER

Der Mundsperrer ist eine Aufbisshilfe für Kinder (11 cm) und Jugendliche (14 cm). Er sorgt für eine größere Sicherheit bei der zahnärztlichen Behandlung von Kindern. Er ist auch sehr nützlich als Aufbisshilfe zur häuslichen Zahnpflege bei behinderten Kinder. Autoklavierbar, trocken sterilisierbar.

Für Kinder
63,00 €
Bestell-Nr. 4137380 S.211

Für Jugendliche
63,00 €
Bestell-Nr. 4137382 S.211



PreisHit!

nur €
63,-

ERSATZ-GUMMIS FÜR MUNDSPERRER

Die Ersatzgummis werden über die metallenen Branchen des Mundsperrers gezogen. Dadurch erscheint der Mundöffner warm und weich und ist für den Patienten angenehmer zu akzeptieren. Zum Aufziehen die Gummis warm anfeuchten.

Ersatzgummis für Mundsperrer
2 Stück | **4,99 €**
Bestell-Nr. 7094190.211



Latexfreier Mundsperrer



„MUND AUF“ BISSPERRER

Der „Mund auf“ Bissperrer ist besonders leicht zu handhaben und ermöglicht Ihnen einen optimalen Zugang zur Mundhöhle. Er ist aus einem speziellen Hartschaum gefertigt, der ein Durchbeißen nahezu unmöglich macht. Sein Kern ist aus Holz, der für die notwendige Stabilität und Festigkeit sorgt. Der latexfreie Mundsperrer findet besonderen Einsatz in der Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Mundöffnung und im Pflegebereich bei der Betreuung behinderter Patienten. **Einwegartikel!**

„Mund auf“ Bissperrer
4 Stück | **12,00 €**
Bestell-Nr. 4 OWD.211

A-MUNDSPERRER

Durch die weichen Elastomer-Pads ist das Aufbeißen sicherer und bequemer, während die praktische U-Form viel Einblick in das Behandlungsfeld zulässt. Besonderer Vorteil ist das Loch, durch das ein Speichelzieher geschoben werden kann, so dass eine Hand frei bleibt! Aus Polypropylen. Autoklavierbar.

Lila | Größe S | **21,00 €**
Bestell-Nr. 7102411 S.211

Gelb | Größe M | **21,00 €**
Bestell-Nr. 7102411 M.211

Rot | Größe L | **21,00 €**
Bestell-Nr. 7102411 L.211


Reduziert!

nur €
21,-



Auto-
klavier-
bar

Fieberglas verstärkte Kompositfinierer sorgen für eine saubere Entfernung



Danville
ENGINEERING & MATERIALS

Zemententferner, Kompositverarbeitung und Politurinstrument: Perfekt für das Verarbeiten von Komposite und Kompomeren.



Kalt sterilisierbar



WANGEN- UND LIPPENEXPANDER

Der Wangen- und Lippenexpander dient dem schonenden Abhalten von Lippen und Wangen während der konservierenden Behandlung von Frontzähnen oder der intraoralen Fotografie. Kalt sterilisierbar.

Klein | 2 Stück | **19,00 €**
Bestell-Nr. 524021.211

Groß | 2 Stück | **19,00 €**
Bestell-Nr. 524020.211

STAINBUSTER

Diese Fieberglas verstärkten Kompositfinierer von Danville eignen sich hervorragend, um Zahnreste, Kompositüberschüsse und Verfärbungen von Zähnen zu entfernen ohne den Schmelz zu verletzen. Die Kompositfinierer sind selbstschärfend und autoklavierbar. Zum Beispiel einzusetzen bei der Zemententfernung nach dem Einsetzen oder Entfernen von Brackets, Wurzelglättung, Einschleifen in Approximalbereichen bei Kompositfüllungen. Dampfautoklavierbar.

Stainbusters Intro Kit

Das Einsteiger-Set mit 6 unterschiedlichen Finiererformen (siehe Abb.)

6er-Set gemischt | **53,00 €**
Bestell-Nr. 7029920.211

Stainbusters Finierer

A | Spitzer Kegel, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 2501.211

B | Flamme, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 2502.211

C | Lange Flamme, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 2506.211

D | Spitzer Zylinder, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 2504.211

E | Extendierte Flamme, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 2505.211

F | Bullet-Jumbo, 6 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 7029921 4002.211

Ein perfektes Team: Mini-Spritzen & Luminject

**Autoklavierbare
Mini-Spritzen**



**PETITE-BLAU
ASPIRATIONSSPRITZE**

Diese extra zierliche Spritze ist bestens geeignet für die Kinderzahnbehandlung. Der Daumenring und die Fingerabstützung ist kleiner, der Spritzenkörper ist kürzer. Somit hat man alles sensibler im Griff und eine bessere Kontrolle über den Spritzvorgang.

Petite-Blau Aspirationspritze | **33,00 €**
Bestell-Nr. 7410.211

**PETITE-GRÜN
SELBSTASPIRIERENDE
SPRITZE**

Beschreibung siehe Best.-Nr. 7410. Zusätzlich ist sie selbstaspirierend!

Petite-Grün Selbstaspirierende Spritze | **33,00 €**
Bestell-Nr. 7430.211

**PETITE-ROSA SELBST-
ASPIRIERENDE SPRITZE**

Dieses Modell ist sogar noch kleiner! Passend für nur eine 1 ml Ampulle Anästhesie – ideal bei der Kinderbehandlung, da keine Reste verbleiben. L. 11,8 cm.

Petite-Rosa Selbstaspirierende Spritze | **33,00 €**
Bestell-Nr. 7460.211

INFO!




Bitte beachten Sie auch unseren Rezept-Tipp für das Oberflächen-Gel!

LUMINJECT

Passende Injektionskanülen für alle Mini-Spritzen. G33 (Gauge). L. 1,3 cm x Ø 0,26 mm.

100 Stück | **11,00 €**
Bestell-Nr. 6990.211



UNSER REZEPT-TIPP FÜR SIE: Oberflächen-Gel mit Himbeergeschmack

Zusammensetzung für 50 g Oberflächen-Gel:

Benzocain	4,0 g
Himbeeraroma	1,5 g
Saccharin-Natrium	0,5 g
PEG 400	29,5 g
PEG 4000	14,5 g

Dieses Oberflächen-Gel nimmt Ihren kleinen Patienten die Angst!
Einfach diese Zutaten-Liste Ihrer Apotheke geben und anmischen lassen.



**DUFTSTIFTE FÜR
ANÄSTHESIE-
MASKE**

Einfach, aber sehr wirkungsvoll
Mit der Spitze des Duftstiftes wird die Innenseite der Maske sanft eingerieben. In den Duftrichtungen Erdbeere, Schokolade und Vanille.

3 Stück | **33,00 €**
Bestell-Nr.
7060840.211



**SPRITZEN-
STÄNDER**

In diesem praktischen Ständer können Spitzen mit Füllungsmaterialien, Ätzelgel etc. übersichtlich geordnet werden. So sind z. B. verschiedene Farben von Composites griffbereit gelagert und erleichtern die Behandlung. Aus Kunststoff.

Spritzenständer
34,00 €
Bestell-Nr. 6500650.211



33-Gauge



INJEKTIONSKANÜLEN

Die Injektionskanülen haben einen Durchmesser von 0,26 mm und sind 14 mm kurz – daher ideal für die Infiltrationsanästhesie bei Kindern (aber auch bei Erwachsenen) einsetzbar.

(Nicht passend zu den Mini-Spritzen!)

100 sterile Kanülen pro Packung | **19,90 €**
Bestell-Nr. 7014712.211



KUNSTSTOFFSPIEGEL

Die polierten Kunststoffspiegel sind beidseitig einsetzbar. Auf einer Seite hat der Kunststoffspiegel eine dreifache Vergrößerung, auf der anderen ist er für eine 1:1 Wiedergabe plan geschliffen. Ø ca. 18 cm.

3 Stück | **22,50 €**
Bestell-Nr. 7030712.211



Riesig:
38 cm lang!



MEGASPIEGEL, 38 CM

Der weltgrößte Mundspiegel wird Kindern sicher Spaß machen. Ein tolles Accessoire auch für die großen Handpuppen (s. S. 12). L. ca. 38 cm. In 5 Neon-Farben erhältlich: Platinfarben, Orange, Pink, Grün und Lila. **Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an!**

Pro Stück | **24,00 €**
Bestell-Nr. 7029721.211



SICHERHEITSKANÜLENHALTER PLUS

Leichte Einhandbedienung. Die Spritze steht senkrecht jederzeit griffbereit in der eigenen Schutzhülle – dadurch keine Verletzungsgefahr an Nadeln, die offen auf dem Schwebetisch liegen. Die Feststellklemme hält die Schutzhülle sicher fest. Edelstahl, ca. 220 g schwer. Autoklavierbar.

39,90 € | Bestell-Nr. 355466.211



SPIEGEL IN ZAHNFORM

Der praktische Handspiegel entlockt jedem Patienten ein Grinsen. Aus bruchsicherem Acryl. Ca. H. 22 x B. 12 cm.

24,90 €
Bestell-Nr. 65 X.211

Der Klassiker unter den Handspiegeln



METALLSPIEGEL

Der Metallspiegel ist einseitig verwendbar. Der Griff besteht aus Aluminium, die Rückseite aus Chrom. Ca. 11,5 cm Ø.

Pro Stück | **20,00 €**
Bestell-Nr. 7030612.211

PreisHit!

nur € **34,-**



BUNTE MUNDSPIEGEL

Nur 24 Cent pro Stück! Einzeln cellophaniert. L. ca. 15 cm, Ø ca. 2,5 cm.

144 Stück | **34,90 €**
Bestell-Nr. 10405 C.211

40 % hellere Reflektion!

PreisHit!

12 Stück ab € **77,-**



Je **12 Stück** im Set

MUNDSPIEGELAUFsätze

Durch den High-Tech Crystal HD Mundspiegel (Größe 4) aus antimikrobiellem Plastik wird eine 40 % hellere Reflektion erzielt. Die Oberfläche ist kratzfest, der Mundspiegel voll autoklavierbar. Passend für jedes Handstück mit Standard-Gewinde. Je 12 Stück.

Pastellfarben | **nur 77,00 €**

Bestell-Nr. 7029719.211

Neonfarben | **nur 79,00 €**

Bestell-Nr. 7029720.211

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an!

Pastellfarben:

Blau, Gelb, Grün, Koralle, Mauve, Türkis

Neonfarben:

Gelb, Grün, Lila, Orange, Pink, Blau.



HANDGRIFFE

Passend zu den Mundspiegelaufsätzen. Autoklavierbar. Je 1 Stück.

Pastellfarben | **14,90 €** Bestell-Nr. 297213.211

Neonfarben | **14,90 €** Bestell-Nr. 297214.211

KOFFERDAMKLAMMERN

Erhältlich in folgenden Größen:

Kofferdamklammer 2A Milch-4er
4,90 € | Bestell-Nr. 4952 A.211

Kofferdamklammer 3 6er atraumatisch
4,90 € | Bestell-Nr. 4953.211

Kofferdamklammer W3 6 Jahr-Molar
4,90 € | Bestell-Nr. 495 W3.211

Kofferdamklammer 8A Milch-5er
4,90 € | Bestell-Nr. 4958 A.211

Kofferdamklammer 14 Milch-5er
4,90 € | Bestell-Nr. 49514 A.211

Kofferdamklammer 14A 6 Jahr-Molar
4,90 € | Bestell-Nr. 49514 A.211



TIPP!

Benutzen Sie bei der Verwendung von Kofferdam die Absaugkanülen von Seite 26!



Perfekter Schutz für Zahnfleisch und Zähne...

KLAMMERAUFsätze

„Nicht mehr Pleksen!“ Diese autoklavierbaren, elastischen Gummiaufsätze für Kofferdamklammern verhindern den unangenehmen Kontakt von Metall zum Zahnfleisch, dichten den Kofferdam zusätzlich ab und schützen die natürliche Struktur des Zahnes. Die gelben Aufsätze passen zu 2A, 3 u. W3, die blauen zu 8A, 14 und 14A.

Gelb | 36 Stück | 49,00 €
Bestell-Nr. 7032010.211

Blau | 36 Stück | 49,00 €
Bestell-Nr. 7032011.211

KINDER-KOFFERDAMRAHMEN

Der Rahmen ist aus weißem Plastik und kleiner als der handelsübliche Kofferdamrahmen. Größe 5 (127 mm).

A Kofferdamrahmen | 13,90 €
Bestell-Nr. 4526.211



Der Hit bei den Kids: Kofferdamgummi mit leckerem Geschmack



B Kofferdamgummi „Vanille“
52 Stück | 18,90 €
Bestell-Nr. 4541.211

C Kofferdamgummi „Kaugummi“
52 Stück | 15,90 €
Bestell-Nr. 63000 B.211




KOFFERDAMGUMMI

Der Kofferdamgummi mit Vanilleschmack ist in den Pastellfarben rosa, hellblau und flieder erhältlich. Sie erhalten 52 vorgeschnittene Quadrate (127 x 127 mm), sortiert. Enthält Latex.

Reduziert!

nur € 49,-



LOCHZANGE

Mit der Kofferdam Lochzange können Löcher in verschiedenen Größen in den Kofferdam gestanzt werden.

C Lochzange
statt 59,00 € nur 49,00 €
Bestell-Nr. 4918500.211

KLAMMERZANGE

Diese Kofferdam Klammerzange ermöglicht dem Zahnarzt eine einfache Positionierung der Kofferdamklammer auf dem Zahn. Rostfreier Edelstahl.

Klammerzange | 25,00 €
Bestell-Nr. 4918475.211



Im Set!

Zange + Brett | 29,00 €
Bestell-Nr. 491800.211



Optimale Hilfen für die Kofferdambehandlung

KLAMMERBRETT

Das Klammerbrett dient zur übersichtlichen, hygienischen Aufbewahrung der Kofferdamklammern. Für acht Klammern geeignet. Rostfreier Edelstahl.

Klammerbrett
12,00 €
Bestell-Nr. 495 C.211





KLAPPERZAHN SERVIETTENHALTER

Die Serviettenhalter mit Zähnen bringen Spaß in die Praxis. Keine kalte Metallkette, die das Kind stören kann. Blau, Rot und Gelb.

3 Stück | **29,90 €**
Bestell-Nr. 7019609.211

TRAY

Diese effizienten und praktischen Trays sind aus speziellem Plastik – ein anti-mikrobakterieller Plastikzusatz, der bis zu 5 Jahre aktiv gegen Schimmel und Pilze wirkt.

A Tray | glatt
Autoklavierbar bis 135°C. 34,3x24,4x2 cm.
14,90 € | Bestell-Nr. 7029714.211

B Tray | unterteilt
Autoklavierbar bis 135°C. 34,3x24,4x2 cm.
14,90 € | Bestell-Nr. 7029715.211

C Mini-Tray | glatt
Autoklavierbar bis 135°C. 23,8x16,2x2 cm
11,90 € | Bestell-Nr. 7029717.211

D Tiefes Tray Inneneinlage und Deckel
nur Kaltsterilisation. Autoklavierbar bis 121°C .
6x33x27,3 cm.
19,70 € | Bestell-Nr. 7010353.211

E Abdeckung | transparent
Nur Wischdesinfektion. 34,3x24x2 cm
18,90 € | Bestell-Nr. 7029716.211



Koralle Türkis Gelb Grün Blau Weiß Mauve

F Mini-Abdeckung | transparent
Nur Wischdesinfektion. 24x16,5x2 cm
12,90 € | Bestell-Nr. 7029718.211

Bei Bestellung bitte die Farbe angeben!



SERVIETTENHALTER

Die angenehmen, bunten Silikonserviettenhalter sind 45 cm lang und autoklavierbar.

9 Stück | bunt | **39,00 €**
Bestell-Nr. 705503.211

3 Stück | Weiß | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 WEIS.211

3 Stück | Rot | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 ROT.211

3 Stück | Pink | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 PINK.211

3 Stück | Orange | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 ORAN.211

3 Stück | Lila | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 LILA.211

3 Stück | Grün | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 GRÜN.211

3 Stück | Gelb | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 GELB.211

3 Stück | Blau | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 BLAU.211

3 Stück | Hellblau | **13,50 €**
Bestell-Nr. 705502 HBLA.211



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe an!

PASTELL TRAY

Auf diesen pastellfarbenen Trays sehen glänzende Instrumente gleich weniger gefährlich aus. Alle Trays sind farblich passend miteinander kombinierbar.

A Pastell Tray | glatt
Autoklavierbar bis 121°C. 34,3x24x2 cm.
11,50 € | Bestell-Nr. 7010349.211

B Pastell Tray | unterteilt
Autoklavierbar bis 121°C. 34,3x24x2 cm.
11,50 € | Bestell-Nr. 7010348.211

C Pastell Mini-Tray | glatt
Autoklavierbar bis 121°C. 24x16,5x2 cm.
7,50 € | Bestell-Nr. 7010347.211

Vanille Blau Grün Sand Mauve Flieder

NEON TRAY


Widerstandsfähiges Plastik.

A Neon Tray | glatt
Autoklavierbar bis 121°C. 34,3x24x2 cm.
10,50 € | Bestell-Nr. 7010314.211

B Neon Tray | unterteilt
Autoklavierbar bis 121°C. 34,3x24x2 cm.
16,50 € | Bestell-Nr. 7010315.211

C Neon Mini-Tray | glatt
Autoklavierbar bis 121°C. 24x16,5x2 cm.
13,99 € | Bestell-Nr. 7010316.211

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe an!



pink orange gelb grün blau lila


Passend für alle Trays!

MINI-TRAY STÄNDER

Für Mini-Trays | H 32,4 x L 19,7 x B 25,8 cm
71,00 € | Bestell-Nr. 7029726.211

TRAY STÄNDER

Für große Trays | H 33 x L 27 x B 28-40 cm
99,00 € | Bestell-Nr. 7029725.211



Universell verstellbar

MICROLUX LED GLASFASERKABELLICHT

Das Glasfaserlicht verbessert die Diagnostik von Karies, Zahnstein und Kronenfrakturen. Es hilft beim Auffinden von Wurzelkanaleingängen oft ohne zusätzliche Röntgenaufnahme. Der Microlux LED spart durch seine einfache Handhabung Zeit und optimiert die Patientenversorgung. Betriebsdauer ca. 30 Stunden. Er wird komplett mit Illuminator, einem 3mm LED Lichtstift und einem Satz Ersatzbatterien geliefert.

Microlux LED Licht-Set
189,00 €
Bestell-Nr. 7078315.211

Ein zusätzlicher 2mm Microtip ermöglicht durch stärkere Kontraste eine höhere Bildauflösung auf der okklusalen Oberfläche.

Microtip 2mm Lichtstift **99,00 €** | Bestell-Nr. 7078318.211
 Microtip 3mm Lichtstift **99,00 €** | Bestell-Nr. 7078316.211

Durchsichtige Einweg-Plastikhüllen verhindern eine Kontamination der Lichtstifte. Plastikschutzhüllen | 250 Stück
49,00 € | Bestell-Nr. 7078319.211



Glasfaserlicht spart viel Zeit beim Diagnostizieren von Karies, Zahnstein und Kronenfrakturen

TIPP!



Ein Meilenstein in der Kariesdiagnostik: Es gibt innovative Technologien, die die Untersuchung von Kindern erheblich erleichtern und damit Sie und die Eltern Ihrer kleinen Patienten zufriedener machen. Haben Sie auch auf Kauflächen mit der Sonde herumgekratzt und in Approximalräumen herumgehakelt oder versucht verwackelte konventionelle Röntgenbilder (auf die Sie mehrere Minuten warten mussten) zu interpretieren? Damit ist jetzt Schluss! Die Kariesdiagnostik hat durch Transillumination, Laser-Diagnostik und digitales Röntgen in der Zahnmedizin eine neue Ebene erreicht. All diese Methoden sind einfach, nicht invasiv und besonders gut bei Kindern anzuwenden! Die FOTI (= fiber optic transillumination) wertet den Intensitätsverlust eines Lichts bei Durchstrahlung des Zahnes aus. Bereiche mit Karies weisen Lücken oder Poren in der Zahnhartsubstanz auf. Die porösen Bereiche haben einen anderen Brechungsindex als die gesunde Zahnhartsubstanz, so dass an den Grenzflächen vermehrt Licht gestreut wird, wodurch es zu einem Intensitätsverlust kommt, den wir als dunklen Fleck sehen können. Die deutsche Röntgenverordnung schreibt vor, dass wir Zahnärzte kritisch zwischen der Strahlenbelastung für einen Patienten durch das Röntgen und dem daraus resultierenden diagnostischen Wert abwägen haben, insbesondere bei Kindern. Gerade mit der Transillumination bei Milchmolaren im Approximalbereich kann der Verdachtsmoment „Karies“ besser erfasst werden, um die Notwendigkeit eines Röntgenbildes festzustellen.

Kaltlicht Diagnostiksonde für den mobilen Einsatz ...

Diagnostik-Set mit je einer Sonde



KALTLICHT DIAGNOSTIK-SET

Die Kaltlicht Diagnostiksonde dient der Früherkennung approximal und anders versteckter Karies. Die Sonde wurde zusammen mit einer weiteren Diagnostiksonde auf LED-Basis von Prof. K. Pieper weiterentwickelt und ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Batteriebetrieben.

Im Set: Basis + je 1 Sonde
255,00 €
Bestell-Nr. 180290.211

Sonden zum Nachbestellen für die Basis:

DIAGNOSTIKSONDE „GÖTTINGEN“

Filigranere Sonde mit spitzem, angeschrägtem Ende. Autoklavierbar.
189,00 € | Bestell-Nr. 1802901.211


DIAGNOSTIKSONDE „STANDARD“

Etwas dickere Sonde als „Göttingen“, mit geradem Ende. Autoklavierbar.
189,00 € | Bestell-Nr. 1802902.211

INTRAORALER FOTOSPIEGEL AUS EDELSTAHL

Der beidseitig verwendbare, bruchfeste Edelstahlspiegel hat durch seinen Laserschleif eine hochreflektierende Oberfläche.

Bukkal | 1 Stück | **46,00 €** | Bestell-Nr. 1764001.211
 Okklusal | 1 Stück | **46,00 €** | Bestell-Nr. 1764003.211
 Multifunktionsform 1 Stück | **78,00 €** | Bestell-Nr. 1764004.211
 Lingual | 1 Stück | **46,00 €** | Bestell-Nr. 1764002.211



INTRAORALER FOTOSPIEGEL AUS GLAS

Doppelseitiger Glasspiegel für Dental fotografie. Rhodiumveredelt und im trockenen Zustand autoklavierbar.

Bukkal | Kind | **42,00 €** | Bestell-Nr. 1764013.211
 Lingual | Kind | **42,00 €** | Bestell-Nr. 1764014.211

Okklusal | Kind | **42,00 €** | Bestell-Nr. 1764015.211

Okklusal | Erwachs. | **42,00 €** | Bestell-Nr. 1764016.211

Okklusal | XL | **42,00 €** | Bestell-Nr. 1764017.211





CARIES FINDER

Zeigt die irreversibel zerstörte Zahnschicht an. Dies ist durch Studien bewiesen. Speziell empfohlen für Behandlungen in Pulpanähe.

Caries Finder | 10 ml | **28,70 €**
Bestell-Nr. 80004.211



Kleine Krokodile halten den Röntgenfilm

RÖNTGENFILMHALTER KROKO

Die autoklavierbaren Röntgenfilmhalter in Form eines Krokodils erleichtern Ihnen durch seine schmale Ausführung das Positionieren des Röntgenfilmes in dem kleinen Mund Ihrer Patienten. Er wurde speziell von einem Kinderzahnarzt entworfen und entwickelt.

3 Stück, farblich sortiert | **32,00 €**
Bestell-Nr. 7093710.211



Für Bitewing-Darstellungen



RÖNTGENFILMHALTER

Röntgenfilmhalter aus strahlendurchlässigem Silikon. Durch den wiederverwendbaren Silikon sind mehrere Aufnahmen an einem Patienten möglich. Super geeignet für Bitewing-Darstellungen. Sanfte, glatte Ecken dienen als Kissen, um den Komfort zu erhöhen. Voll sterilisierbar. Für Sensoren der Größe 2.

10 Stück | **18,80 €**
Bestell-Nr. 7109113.211



KLEBEHALTER FÜR BISSFLÜGELAUFNAHMEN

Diese praktischen, selbstklebenden Filmhalter für Bissflügel aufnahmen werden einfach auf konventionelle Röntgenfilme aufgeklebt. 500 Stück pro Packung.

A Pappe | **12,00 €**
Bestell-Nr. 707928.211

B Schaumstoff | **39,00 €**
Bestell-Nr. 7024610.211



SCHUTZHÜLLE FÜR RÖNTGENSENSOREN

Der hygienische Plastiküberzug ist in 2 Größen erhältlich, für kleine und große Röntgensensoren geeignet.

500 Stück pro Packung | **29,00 €**
Klein | Bestell-Nr. 7019726.211
Groß | Bestell-Nr. 7019727.211

Größe 1

Reduziert!

nur € **129,-**



Größe 2

RÖNTGEN-SENSOR-HALTER

1shot-Sensorhalter fördern die Präzision und sparen Zeit bei der Aufnahme intraoraler Bilder. 8 Stück = 4 horizontale und 4 vertikale Sensorhalter pro Packung. Autoklavierbar.

Grün/Gelb | für Sensoren der Größe 1
8 Stück | **statt 139,00 € nur 129,00 €**
Bestell-Nr. 7108210.211

Blau/Rosa | für Sensoren der Größe 2
8 Stück | **statt 139,00 € nur 129,00 €**
Bestell-Nr. 7108211.211

Speziell auf Kinder zugeschnitten ...




KINDER-RÖNTGENSCHÜRZE




Königsblau | **89,00 €**
Bestell-Nr. 7012713 ROY.211

Buntes Kirschmuster
89,00 €
Bestell-Nr. 7012713 LIL.211



Marineblau
89,00 €
Bestell-Nr. 7012713 NAV.211



KONTRASTHILFE-SET


Der schwarze Hintergrund verbessert das Erkennen von Form und Farbtonung und ist hilfreich u.a. bei der Diagnose von Zahnhalskaries. Die Kontrasthilfen sind optimal auf die Form des Zahnbogens abgestimmt.



Set, bestehend aus 1 x Kontrasthilfe - anterior und 1 x Kontrasthilfe - posterior.
29,90 € | Bestell-Nr. 68000.211

Kontrasthilfe - anterior
16,90 € | Bestell-Nr. 68001.211

Kontrasthilfe - posterior
16,90 € | Bestell-Nr. 68005.211



DRAHTKORB FÜR HANDSCHUHE

Der stabile Drahtkorb für die praktische Wandmontage zur platzsparenden Aufbewahrung von Handschuhkartons. In zwei Ausführungen erhältlich. Horizontaler Korb: 2 Kartons können nebeneinander platziert werden oder ein Karton quer. Vertikaler Korb: Aufbewahrung eines Kartons.

A | Horizontal | 25,00 €
Bestell-Nr. 7051211.211

B | Vertikal | 25,00 €
Bestell-Nr. 7051210.211



HANDSCHUH-KARTON-HALTER

Horizontal oder vertikal an der Wand zu befestigen. Aus Acryl, in vier Farben.

Grün | 28,00 €
Bestell-Nr. 7010312 GREE.211

Blau | 28,00 €
Bestell-Nr. 7010312 BLUE.211

Gelb | 28,00 €
Bestell-Nr. 7010312 YELL.211

Orange | 28,00 €
Bestell-Nr. 7010312 ORAN.211



STRAWBERRY KISS HANDSCHUHE

Diese Dufthandschuhe sind ideal für die Behandlung von Kindern, denn der angenehme Duft von Erdbeeren wird Ihre kleinen Patienten faszinieren! Unsteril. Material: Latex. Packung je 100 Stück.

Größe S | 7,90 €
Bestell-Nr. 114020 S.211

Größe M | 7,90 €
Bestell-Nr. 114020 M.211

SENTINA

Die ungepuderten Latexhandschuhe sind besonders angenehm zu tragen.

Größe S
100 Stück | 7,50 €
Bestell-Nr. 15100.211

Größe M
100 Stück | 7,50 €
Bestell-Nr. 15101.211



HANDSCHUH-ÜBERZUG

Ideal für kurze Behandlungsunterbrechungen. Gr. M, L und XL.

500 Stück | 17,90 €
Bestell-Nr. 7037520.211



NITRIL-HANDSCHUHE BLUE BASIC PLUS

200 Stück in einer Box bei gleicher Größe ist die einfachste Möglichkeit, Platz zu sparen. Blaue Nitril Handschuhe. Unsteril. AQL 1.5. Packung je 200 Stück.

Größe S | 9,90 €
Bestell-Nr. 1197 S.211

Größe M | 9,90 €
Bestell-Nr. 1197 M.211



LATEXFREIE HANDSCHUHAUSKLEIDUNG

Die Handschuhauskleidung sorgt für einen hauchdünnen, atmenden und anpassenden Schutz gegen Hautirritationen und Ausschläge, die durch Behandlungshandschuhe verursacht werden können. Feine polymere Textilfaser, bei 60 °C waschbar. 12 Paar pro Packung. Einheitsgröße.

Ganze Hand | 39,95 €
Bestell-Nr. 7033511.211

Fingerfrei | 41,00 €
Bestell-Nr. 7033512.211

LATEXHANDSCHUHE „STYLE“

Diese Handschuhe bringen Farbe in Ihre Praxis. In den Farben Dunkelblau, Lila und Orange. Unsteril. AQL 1.5 EN 420, EN 455 Material: Latex. Packung je 100 Stück.

Dunkelblau | Größe S | 6,90 €
Bestell-Nr. 9004 S.211

Dunkelblau | Größe M | 6,90 €
Bestell-Nr. 9004 M.211

Lila | Größe S | 6,90 €
Bestell-Nr. 9008 S.211

Lila | Größe M | 6,90 €
Bestell-Nr. 9008 M.211

Orange
Größe S | 6,90 €
Bestell-Nr. 9009 S.211

Orange
Größe M | 6,90 €
Bestell-Nr. 9009 M.211



PreisHit!

nur
€ 6,90



GESICHTSMASKE „SoSOFT“

SoSoft bietet besseren Schutz vor Hautreizungen als herkömmliche Masken. Sie ist weiß, frei von chemischen Bindemitteln und Farbstoffen. Das SoSoft-Logo ist auf der Außenlage angebracht, um sicherzustellen, dass die richtige Lage zum Gesicht hin getragen wird. Bei Menschen mit empfindlicher Haut können durch herkömmliche Innenlagen aus Vliesstoffen wie Rayon Poren verstopfen und zu Reizungen führen. SoSoft hat eine neue, vliesfreie und vollkommen glatte Innenlage. Ein Spezialfilter verhindert auch das Beschlagen von Brillengläsern, so wie Reizungen durch Stau von warmer, feuchter Luft entgegengewirkt wird.

50 Stück | 15,00 €
Bestell-Nr. 47400.211

Farbenfrohe Gesichtsmasken für einen perfekten Schutz mit hohem Komfort ...



MEDCOMFORT MUNDSCHUTZ

Endlich eine Maske, die sich richtig anfühlt. Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Qualität und Komfort. An der Außenseite sind Ohrschlaufen angebracht, um mögliche Irritationen zu vermeiden. Entwickelt wurde dieser Mundschutz nach Typ II R gemäß EN 14683. Latex- und Glasfasergewebefrei. In vielen schönen Farben erhältlich.

PreisHit!
nur
€ **3,90**,-

- 50 Stück | Grün | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 GRÜN.211
- 50 Stück | Blau | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 BLAU.211
- 50 Stück | Weiß | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 WEIS.211
- 50 Stück | Pink | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 PINK.211
- 50 Stück | Gelb | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 GELB.211
- 50 Stück | Orange | 3,90 €
Bestell-Nr. 2101 ORAN.211



GESICHTSMASKEN MIT 4 MOTIVEN

Diese lustigen Gesichtsmasken erfreuen Patienten aller Altersgruppen. Die freundlichen Farben und fröhlichen Gesichter nehmen Kindern die Angst vor dem Zahnarzt. 10 Masken je Motiv.

40 Stück | 25,00 €
Bestell-Nr. 7055321.211

Extra-kleine Maske für den Mund



GESICHTSMASKE „DISNEY-FIGUREN“

Diese extra-kleine Mundmaske ist speziell für Kleinkinder entwickelt worden. Lustig bedruckt mit den bekanntesten Figuren aus dem Reich von Mickey Mouse, Donald Duck, Goofey und Co. Ideal als „Spielmaske“ zum Mitgeben.

75 Stück | 27,90 €
Bestell-Nr. 47127.211



Reduziert!

MUNDSCHUTZ MIT VISIER

nur € **39,90**,-

Sehr praktisch – der Mundschutz mit Visier schützt die Augen gleich mit und kann zudem auch von Brillenträgern bequem getragen werden.

25 Stück | statt ~~47,00 €~~ nur 39,90 €
Bestell-Nr. 47147.211



PATIENTENSERVIETTEN MIT COMIC-MOTIVEN

Die Patientenservietten sind mit witzigen Comic-Motiven bedruckt. An der Oberseite ein saugstarker Zellstoff, an der Unterseite kunststoffbeschichtet – halten absolut dicht. Maße aufgeklappt ca. 45 x 33 cm.



PATIENTENSERVIETTEN GARFIELD

Der witzige Kater sorgt für gute Laune ...
500 Stück | **39,00 €**
Bestell-Nr. 17011.211

2.000 Stück
je Motiv

MUND-SPÜLBECHER GARFIELD

Passend zu den Garfield Patientenservietten, Papierbecher mit lustigen Garfieldmotiven. Für ca. je 160 ml Inhalt.

Garfield Zahn | 2.000 Stück | **76,00 €**
Bestell-Nr. 6800568.211

Garfield Zahnbürste | 2.000 Stück | **76,00 €**
Bestell-Nr. 6804554.211



OP-MUNDSCHUTZ GARFIELD

Mundschutz in bekannt hoher JFM-Qualität mit latexfreiem Elastikzug. Super weich, hypoallergen und sehr gut hautverträglich. Ausgezeichnete Filterleistung von 99 %.

OP-Mundschutz | 50 Stück | **15,95 €**
Bestell-Nr. 885 Z.211



PATIENTENSERVIETTEN SNOOPY

500 Stück | **39,00 €**
Bestell-Nr. 17001 S.211

*Sie haben die Wahl:
Kinder-Servietten mit lustigen Motiven ...*



PATIENTENSERVIETTEN KOALA

Aufgeklappt ca. 45 x 33 cm.
125 Stück | **6,30 €**
Bestell-Nr. 4048 K.211



PATIENTENSERVIETTEN TÄNZERIN

Aufgeklappt ca. 45 x 33 cm.
125 Stück | **6,30 €**
Bestell-Nr. 4048 T.211



PATIENTENSERVIETTEN BÄR

Aufgeklappt ca. 45 x 33 cm.
125 Stück | **6,30 €**
Bestell-Nr. 4048 B.211



PATIENTENSERVIETTEN SCHAF

Aufgeklappt ca. 45 x 33 cm.
125 Stück | **6,30 €**
Bestell-Nr. 4048 S.211



Jetzt
in neuen
Farben!

TOP SAFE PATIENTENSERVIETTEN

Die farbenfrohen Patientenservietten bieten maximalen Schutz vor Wasser und beste Reißfestigkeit durch die plastikbeschichtete Rückseite. In vielen schönen Farben. Maße ca. 45 x 33 cm.

500 Stück | Lila | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9022 LILA.211

500 Stück | Dunkelblau | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9022 DUBL.211

500 Stück | Hellblau | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9029 HEBL.211


500 Stück | Hellgrün | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9029 HEGR.211

500 Stück | Orange | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9022 ORAN.211

500 Stück | Pfirsich | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9029 PFIR.211

500 Stück | Pink | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9029 PINK.211

500 Stück | Gelb | **16,90 €**
Bestell-Nr. 9029 GELB.211



PATIENTENSERVETTEN BÄRCHEN

Maße aufgeklappt ca. 33 x 35 cm.
500 Stück | **19,90 €**
Bestell-Nr. 9022 KIDS.211



Praktische
Box für die
Behandlung
von Kindern

HAPPY KIDS SET

Alles, was Sie für die Behandlung von Kindern brauchen in einer Box! Inhalt: 50 PIN Buttons mit Bärchenmotiv, 100 Mundschutz mit Bärchenmotiv, 50 Patientenservietten mit Bärchenmotiv und 50 Mundspülbecher mit Bärchenmotiv.

Happy Kids Set | **27,90 €**
Bestell-Nr. 9046.211



MUNDSCHUTZ BÄRCHEN

Die Gesichtsmasken mit Bärchenmotiv haben Ohrschlaufen und sehen chic aus. So nehmen Sie dem Kind die Angst und die Behandlung kann wesentlich entspannter verlaufen. Die Gesichtsmasken enthalten kein Naturkautschuk-Latex.

50 Stück | **5,95 €**
Bestell-Nr. 2501.211

MUNDSPÜLBECHER BÄRCHEN

Plastik-Mundspülbecher mit Bärchenmotiv. Für ca. 180 ml Inhalt.

250 Stück | **5,90 €**
Bestell-Nr. 9030 KIDS.211



250 Stück



Latexfreier
Mundschutz

MUNDSCHUTZ, BEDRUCKT OTTO

Mundschutz mit Gummiband und Kunststoff ummanteltem Nasenbügel. Latexfrei. Weiß, mit farbigem Aufdruck.

50 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 2010 TD.211



GELKOMPRESSE BÄR

Mehrfach verwendbares Kühl-/Wärmekissen mit besonders weicher Oberfläche. Ca. 11 x 7 cm. Einzeln verpackt. Je 10 Stück.

Blau | **13,00 €**
Bestell-Nr. 2130 TD.211
Gelb | **13,00 €**
Bestell-Nr. 2630 TD.211

OP-MÜTZE

Bügelleichte OP-Mütze aus Baumwolle mit Bindeband. Bedruckt mit lustigen Kindermotiven. Waschbar bei 60 °C. Universalgröße. Mit wechselnden Motiven.

1 Stück | **15,95 €**
Bestell-Nr. 7029051.211

PreisHit!

nur
€ 15,95



Baumwolle
OP-Mütze



KOPFSTÜTZENHÜLLE

Sie verbessern die Hygiene am Behandlungsstuhl und damit das Wohlbefinden Ihrer Patienten. Oberseite papierbeschichtet, Rückseite kunststoffbeschichtet. Hergestellt in USA. Erhältlich in zwei Größen. In Blau und Weiß erhältlich. 500 Hüllen pro Packung.

S | 500 Stk. | 25,5 x 25,5 cm | **33,00 €**
Bestell-Nr. 7066315.211

L | 500 Stk. | 25,5 x 33 cm | **36,00 €**
Bestell-Nr. 7066316.211

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an!



PLASTIK-KOPFSTÜTZENHÜLLE

Die durchsichtige Plastik-Kopfstützenhülle ist 100% wasserdicht und super preiswert.

S | 250 Stück | 30 x 25,5 cm | **14,90 €**
Bestell-Nr. 7015215.211

L | 250 Stück | 37 x 25,5 cm | **14,90 €**
Bestell-Nr. 7015216.211



Lavendel

Natur

MANO+ HANDGEL

Genial: Ein Handgel, das desinfiziert, pflegt und mit Feuchtigkeit anreichert! Effektiv gegen Bakterien, Pilze sowie Herpes Simplex. Kompatibel mit europäischem Standard (EN 1500). Das Gel zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm weiches Gefühl. Alkoholbasierendes Desinfektionsmittel. Je 100 ml.

Lavendel | nur **2,50 €**
Bestell-Nr. 75441.211

Natur | nur **2,50 €**
Bestell-Nr. 75331.211

Reduziert!

nur €
2,50



EINWEGSPIEGEL

Diese Einmalspiegel aus stabilem Plastik sind ideal für Kinder zum „Üben“ für zu Hause.

50 Stück | **18,00 €**
Bestell-Nr. 7087210.211

SCHUTZHÜLLEN FÜR POLYLAMPEN

Die transparenten Schutzhüllen, die speziell für die Ansätze von Polylampen entwickelt wurden, schützen vor Kontamination durch Blut und Speichel, ohne dabei die Polymerisationszeit zu verlängern. Das dünne Polymer ist zu 99% durchlässig für Blaulicht zwischen 400 und 520 nm. Auch für andere Instrumente oder Handstücke verwendbar. Latexfrei.

500 Stück | 8-10 mm | **59,90 €**
Bestell-Nr. 7044518.211

500 Stück | 11-13 mm | **59,90 €**
Bestell-Nr. 7044519.211

LED-Polymerisationslampen finden Sie auf Seite 24



MAUSSCHUTZHÜLLE

Schonen Sie Ihre empfindliche Computer-Maus mit diesem speziellen Plastiküberzug. Genormte Größe.

500 Stück | **22,00 €**
Bestell-Nr. 7019728.211



500 Stück

HOLZSPATEL

Diese Holzspatel eignen sich für die traditionellen Spatelübungen, die zur Überstellung eines Kreuzbisses der Oberkieferfrontzähne empfohlen werden.

500 Stück | unsteril
nur 9,90 €
Bestell-Nr. 1203172.211

TASTATUR-SCHUTZHÜLLE

Die Plastikbezüge für Ihre Computertastatur sind der ideale hygienische Schutz im Behandlungszimmer. Genormte Größe.

400 Stück | **68,00 €**
Bestell-Nr. 7077010.211





WURZELHEBER NACH BEIN

Die sehr schmalen, leicht gerundeten Wurzelheber können gut in die kleinen Interdentalräume zwischen den Milchzähnen eingeführt werden.


Wurzelheber | 2 mm
22,90 € | Nr. 388 1B.211

Wurzelheber | 3 mm
22,90 € | Nr. 388 4B.211

UNIVERSALE MILCHZAHNZANGEN

A | OK | 69,00 €
Bestell-Nr.
3805150 S.211

B | UK | 69,00 €
Bestell-Nr.
3805151 S.211



Die Extraktionszangen für Milchzähne sind handlich und klein. Ergonomisch geformte Griffe mit und ohne Feder ermöglichen einen sicheren Halt.



UK FRONTZÄHNE


Offene Branchen.
29,99 € | Bestell-Nr. 3635.211

EXTRAKTIONSZANGEN FÜR MILCHZÄHNE

Obere Schneidezähne
55,90 €
Bestell-Nr.
1142.211



Obere Eckzähne
55,90 €
Bestell-Nr.
1143.211



Untere Schneide- und Eckzähne
55,90 €
Bestell-Nr.
1138.211



Untere Molaren
55,90 €
Bestell-Nr.
1139.211



AMERIKANISCHE FORM

Oberkiefer Molaren
59,95 €
Bestell-Nr.
1216.211



Oberkiefer Universal
48,90 €
Bestell-Nr.
1202.211



Unterkiefer Milchmolaren ohne Zacken
59,95 €
Bestell-Nr. 1203.211



FÜR BLEIBENDE ZÄHNE

Untere Prämolaren
59,90 €
Bestell-Nr.
2008.211



CAPTURE ZANGEN-SET

Die intelligenten Capture Zangen fangen die Zähne sicher nach der Extraktion auf und beseitigen so das Risiko eines Weggrutschens, Schluckens oder Einatmens. Set bestehend aus je 1 OK- und UK-Zange. Vollständig sterilisierbarer Edelstahl.

197,00 € | Bestell-Nr. 7086410.211

DENOVO

SOFORTPLATZHALTERSYSTEM

Amerikanisches Fachwissen – Deutsche Qualität

Diese Extraktionszangen aus chirurgischem Stahl sind speziell für die Extraktion von Milchzähnen entwickelt worden. Die Branchen sind passend für Milchzähne konturiert, der Griff ist proportional gestaltet. Die im Gegensatz zu normalen Extraktionszangen kleiner proportionierten Zangen verschwinden in der Handfläche des Behandlers, so dass die Zange für das Kind nicht sichtbar ist. Durch diese Gestaltung wird auch eine bessere Sicht ermöglicht.



UK FRONTZÄHNE
119,00 €
Bestell-Nr. 813102.211



UK MOLAREN
119,00 €
Bestell-Nr. 813105.211



OK FRONTZÄHNE
119,00 €
Bestell-Nr. 813101.211



OK MOLAREN
119,00 €
Bestell-Nr. 813104.211

UK MOLAREN

Mit Zacken.
29,99 € | Bestell-Nr. 3636.211



OK MOLAREN

29,99 € | Bestell-Nr. 363139.211



MOLARENZANGE

Mit Zacken.
29,99 € | Bestell-Nr. 3633.211



SEAL'N SHINE

Seal'n Shine versiegelt Kompositfüllungen und Ränder, finiert, poliert Restaurationen und spart kostbare Zeit! **Weitere Vorteile:**

- eliminiert Undichtigkeiten am Randspalt
- bondet sogar im feuchten Arbeitsfeld
- kompatibel mit jeder Polymerisationslampe
- ersetzt finale Finier- und Polierschritte
- heilt weiße Linien und beugt Randverfärbungen vor
- führt zu einem glatten, dauerhaften und schützendem Finish
- keine Lösungsmittel, keine Modifier, kein Mixen, kein Abfall
- hart und beständig
- härtet durchsichtig aus, kein gelber Schatten
- perfekt zum Finieren von Provisorien
- erhältlich in Flaschen oder Spritzen

6 ml Flasche, Bürstenhandstück
und 100 Aufsätze

57,00 €

Bestell-Nr. 5800568.211

2 x 1,2 ml Spritze
und 40 buschige Aufsätze

49,90 €

Bestell-Nr. 5811568.211



COMPO-BLITZ


Polieren Sie Komposite, Keramik und Porzellan zu Hochglanz mit den Compo-Blitz diamant-impregnierten Filzrädchen. Die Einwegräder polieren unter leichtem Druck in nur 15 Sekunden – ohne zusätzliche Polierpräparate. Unter nur geringer Abreibung erwärmen sie bis höchstens 27 °C und passen sich den natürlichen Konturen der Zahnoberfläche an. Empfohlen bei 5000rpm. 10 mm Ø in 2 Stärken.

Compo-Blitz, diamant-impregnierte Filzrädchen (Combo-Pack)

Je 6 Filzrädchen in 1.5 mm und 3.0 mm.
64,00 € | Bestell-Nr. 705575.211

Polierer 1.5 mm | 12er-Pack
64,00 € | Bestell-Nr. 705576.211

Polierer 3.0 mm | 12er-Pack
70,00 € | Bestell-Nr. 705577.211



MODELLIERINSTRUMENT

Das Modellier- und Fissureninstrument hat einen einendigen Rundgriff und ist ca. 12 cm lang.

Modellierinstrument | **4,90 €**
Bestell-Nr. 4387825.211



DAPPENSCHALEN

Die Dappenschalen sind aus Kunststoff und ideal für die hygienische Aufbewahrung von Bondings während der Füllungstherapie. Gestapelt halten sie Licht von den empfindlichen Bondings fern.

34,00 €

Gelb | 1000 Stück | **Bestell-Nr. 1390.211**

Blau | 1000 Stück | **Bestell-Nr. 1391.211**

Weiß | 1000 Stück | **Bestell-Nr. 1392.211**

Rot | 1000 Stück | **Bestell-Nr. 1393.211**



MICROBRUSH PLUS

Diese feinen Bürstchen haben extra kleine Enden, so dass auch sehr enge Kavitäten leicht erreicht werden können. In drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. 400 Stück pro Packung

Extrafein | **27,00 €**
Bestell-Nr. 7024212.211

Fein | **27,00 €**
Bestell-Nr. 7024213.211

Normal | **27,00 €**
Bestell-Nr. 7024214.211



BANDHORN INSTRUMENT

Dieses Instrument eignet sich hervorragend, um atraumatisch die distale Schleimhautkapuze von frisch durchbrechenden Molaren für das Platzieren von KFO-Bändern oder Versiegelungen zurückzuhalten. Es ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, autoklavierbar und nicht trockensterilisierbar.

27,90 €
Bestell-Nr. 7096310.211



*Für besonders
graziles Platzieren*



MATRIXBAND- GREIFPINZETTE

Die Matrixbandgreifpinzette ermöglicht ein graziles Platzieren von kleinen Matrizenbändern, Endstiften o. a. feinen Gegenständen. Edelstahl, rostfrei.

119,00 €
Bestell-Nr. 7076427.211

PRÄP-SET MIT BOHRERN

Durch dieses Bohrer-Set wird bei der zahnärztlichen Behandlung von Kindern viel Zeit eingespart, da das Suchen nach dem richtigen Bohrer entfällt. Für die minimalinvasive Präparation, für konventionelle Füllungstherapie sowie auch für die Präparation von präkonfektionierten Stahlkronen. Alle Schleifinstrumente sind auf einem sterilisierbaren Bohrerständer übersichtlich präsentiert.

Präp-Set mit Bohrern | **76,90 €**

Bestell-Nr. 7402600.211

BOHRER ZUM NACHBESTELLEN:

Nylon-Polierbürste | **0,90 €**
Bestell-Nr. 4052602.211

Kleiner Rosenbohrer | **4,40 €**
Bestell-Nr. 4052603.211

Mittlerer Rosenbohrer | **4,40 €**
Bestell-Nr. 4052604.211

Großer Rosenbohrer | **4,40 €**
Bestell-Nr. 4052605.211

Arkansas Steinchen | **2,40 €**
Bestell-Nr. 4052606.211

Mittelgrobe Diamantknoспе | **4,95 €**
Bestell-Nr. 4052611.211

Feinkörnige Diamantknoспе | **4,95 €**
Bestell-Nr. 4052612.211

Mittelkörnige kleine Kugel | **2,75 €**
Bestell-Nr. 4052613.211

Mittelgrobe feine Spitze | **5,50 €**
Bestell-Nr. 4052621.211

Feinkörnige feine Spitze | **5,50 €**
Bestell-Nr. 4052622.211

Große mittelgrobe
Diamantbirne | **2,80 €**
Bestell-Nr. 4052631.211

Kleine Hartmetallbirne | **3,95 €**
Bestell-Nr. 4052632.211

Bohrerständer | **39,95 €**
Bestell-Nr. 4052601.211

12-teiliges Bohrer-Set im
übersichtlichen Bohrerständer




INFO!



Das KinderDent Präp-Set besteht aus 12 verschiedenen rotierenden Instrumenten, die sich wie folgt aufteilen:

1. Eine Nylon-Polierbürste mit der man koronale Politur durchführen kann.
2. Drei Rosenbohrer, welche durch Rillen sehr vibrationsarm bei der Anwendung sind – zur Kariesexkavation in den Größen klein, mittel + groß.
3. Ein kleiner Hartmetallbohrer in Birnenform, für die Präparation von Klasse I und II Füllungen an Milchmolaren und jungen permanenten Zähnen.
4. Ein Diamant, der zur Trepanation von Milchzähnen geeignet ist.
5. Zwei Diamanten (mittelgrobe Ausführung) zum Präparieren von Stahlkronen.
6. Zwei feine Diamanten (ggf. aber ein Hartmetallfinierer zum Formen, Glätten und Vorpolieren von gelegten GIZ, Kompomere oder Composite Füllungen).
7. Ein Arkansasstein, welcher sich ebenfalls zur Bearbeitung von Füllungen aus modernen Materialien eignet.
8. Ein Fissurenbearbeitungsinstrument, welches sehr substanzschonend ist (für die erweiterte Fissurenversiegelung).



BOHRER-STÄNDER

Die Aluminiumständer halten Ihre Bohrer von der Vorbereitung bis zur Sterilisation in Ordnung. Mit Bohrern sterilisierbar. **Ohne Inhalt.**

18 Löcher | **29,50 €**
Bestell-Nr. 7075212.211

30 Löcher | **29,50 €**
Bestell-Nr. 7075213.211

DENOVO STRIP-T MATRIZENSYSTEM EINFÜHRUNGS-SET

Die perfekte Wahl für einfaches Matrizenlegen. Das Set enthält je 50 Matrizen in 5 verschiedenen Größen: kleine, mittlere und große Molarenmatrizen sowie kleine und große Frontzahnmatrizen. Ausreichend mit Denovo Holzkeilchen bestückt. 250 Matrizen.

Statt ~~98,00 €~~ nur **89,00 €** | Bestell-Nr. 177301.211



Reduziert!

nur € **89,-**

Nachfüllpackungen:

Kleine Molarenmatrizen,
200 Stück | **41,00 €**
Bestell-Nr. 177101.211

Mittlere Molarenmatrizen,
200 Stück | **41,00 €**
Bestell-Nr. 177102.211

Große Molarenmatrizen,
200 Stück | **41,00 €**
Bestell-Nr. 177103.211

Kleine Frontzahnmatrizen,
200 Stück | **41,00 €**
Bestell-Nr. 177104.211

Große Frontzahnmatrizen,
200 Stück | **41,00 €**
Bestell-Nr. 177105.211

SELBSTKLEBENDE MATRIZENBÄNDER

Die Dispens-O-Mat Matrizenbänder haben selbstklebende Enden, so dass sie ohne festzuhalten oder Keile halten. 0,5 mm dicke Klarsichtstreifen, ideal für Klasse 3 Kavitäten.


100 Stück | 6 mm | **39,90 €**
Bestell-Nr. 7076414 6.211



Praktische Matrizenbänder





*Ideal für die Füllungs-
therapie von Milchzähnen*



T-BANDS

Die T-förmigen Messing-Matrizen sind besonders für die Füllungstherapie von Milchzähnen geeignet. Hochkant angelegt, lassen sie sich gut anpassen und sind so dünn, dass ein strammer Kontaktpunkt erreicht wird.

100 T-Bands | **16,00 €**
Bestell-Nr. 1007969.211



Composite Füllungen 64do und 64mo

- A Röntgenbild 64 und 65
- B 64 und 65 Approximalkaries
- C Approximalkaries
- D Angepasste T-Bänder
- E Angepasste T-Bänder
- F Fertige Restauration

*mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff + M. Quick, Hamburg

T-Band Matrizen sind besonders gut für Milchzähne geeignet. Toffelmire Matrizen werden oft von Kindern als „Schraubstock“ und damit als unangenehm empfunden. Die kleinen T-Band Matrizen liefern bessere Ergebnisse und es können sogar gleichzeitig angrenzende Füllungen mit einem strammen Kontrapunkt gelegt werden.




FLEXI WEDGES

Endlich ein zahnärztlicher Keil, der wirklich in den Zahnzwischenraum passt! Flexi Wedge hat eine einmalig-konkave Unterseite, einen steifen Körper und biegsame Ränder, die Blut, Speichel und Sulkusflüssigkeiten aus den präparierten Kavitäten heraushalten.

Flexi Wedges **Starter Kit**
400 Keile: 100 Blaue (XS), 100 Orange (S), 100 Grüne (M), 50 Lila (L) und 50 Rote (X)
79,00 € | Bestell-Nr. 100 KW.211

Flexi Wedges Nachfüllpacks:
100 blaue Keile (XS) **18,90 € | Bestell-Nr. 100 RFWB.211**
100 orange Keile (S) **18,90 € | Bestell-Nr. 100 RFWO.211**
100 grüne Keile (M) **18,90 € | Bestell-Nr. 100 RFWG.211**
100 lila Keile (L) **18,90 € | Bestell-Nr. 100 RFWL.211**
100 rote Keile (X) **18,90 € | Bestell-Nr. 100 RFWR.211**




WIEGEKEIL

Der Polypropylenkeil ist sehr weich und angenehm und damit sicherlich weniger schmerzhaft für Kinder als eine Metallmatrize mit Holzkeil. Kann in den Interdentalraum, aber auch in den Sulkus eingeführt werden und ist damit auch gut geeignet für tiefe kariöse Defekte.

25 Stück | 2 mm | **20,30 €**
Bestell-Nr. 74531.211

25 Stück | 3 mm | **20,30 €**
Bestell-Nr. 74533.211



CONTACT WEDGES

Schnell, einfach und zuverlässig in der Anwendung! Die Contact Wedges ermöglichen eine vollständige Adaptation aller gängigen Matrixsysteme. Man setzt die nach Größe farblich kodierten Gummis einfach mit Hilfe einer Kofferdammzange ein und lässt sie zur Abdichtung der gingivanahen Präparationsgrenze in den Approximalraum schnappen. In 3 versch. Größen: S (2 mm), M (2,6 mm) und L (3,2 mm).

Contact Wedges
3 x 85 Stck. je Größe | **89,00 €**
Bestell-Nr. 91015.211

Nachfüllpackungen

85 Stck. Größe S | **31,00 €**
Bestell-Nr. 91016.211

85 Stck. Größe M | **49,00 €**
Bestell-Nr. 91017.211

85 Stck. Größe L | **49,00 €**
Bestell-Nr. 91018.211



INFO!



Buntes Füllungsmaterial für Milchzähne! Ihre kleinen Patienten können sich vor der Behandlung die Farbe aussuchen.

TWINKY STAR

Das moderne lichthärtende, röntgensichtbare Compomer-Füllungsmaterial mit Glitzereffekt für die Milchzahnrestauration. Die Vorteile des Twinky Star sind die schnelle, einfache Anwendung aus Karpulen, die hervorragende Polierbarkeit und die Abgabe von Fluoriden gegen Sekundärkaries.

Twinky Star-Set | farblich sortiert | 89,00 €
40 Caps à 0,25 g in sieben Farben + eine Farbskala.
Bestell-Nr. 019680.211

Gold | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019681.211
Silver | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019682.211

Blau | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019683.211

Pink | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019684.211

Grün | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019685.211

Orange | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019686.211

Lemon | 25 Stück | **55,00 €**
Bestell-Nr. 019687.211

DENOVO MATRIZEN-BÄNDER-SYSTEM

Flexibel genug um eine gute Passform zu erzielen und dennoch ausreichend massiv, um das Füllungsmaterial zu halten wird diese Matrize mit einem Keilchen fixiert und lässt so den Behandler optimale Ergebnisse erzielen. Mit einer Breite von 3/16" sind die Bänder wie für kleine Milchzähne gemacht und können optimal angelegt werden.

„Intro“ Matrizen-Set
150 Matrizenbänder (10 je Größe)
74,95 € | Bestell-Nr. 171300.211

„Master“ Matrizen-Set
300 Matrizenbänder (20 je Größe)
129,95 €
Bestell-Nr. 171500.211



NACHFÜLLPACKS

20 Matrizenbänder je Größe

Für Milchmolaren

Bestell-Nr.	Größe	Preis
170302.211	2	11,95
170303.211	3	11,95
170304.211	4	11,95
170305.211	5	11,95
170306.211	6	11,95
170307.211	7	11,95
170308.211	8	11,95

Für Milchmolaren / bleibende Molaren

Bestell-Nr.	Größe	Preis
170309.211	9	11,95
170310.211	10	11,95

Für bleibende Molaren

Bestell-Nr.	Größe	Preis
170311.211	11	11,95
170312.211	12	11,95
170313.211	13	11,95
170314.211	14	11,95
170315.211	15	11,95
170315 L.211	Front	11,95

CARISOLV SINGLEMIX

Gel zur minimal-invasiven Kariesentfernung. Ideal zur Kariesbehandlung bei Kindern, da der Bohrer nur zum Einsatz kommen muss, wenn ein Zugang zur Kavität geschaffen werden muss. Maximal erhöhter Patientenkomfort bei minimalem Zeitaufwand. Singlemix zum Anmischen vor der Behandlung. Für eine optimale Behandlung verwenden Sie die Carisolv Instrumente!

52,00 € | Bestell-Nr. 10488.211



INSTRUMENTE

Nr. 1 | für Kronenränder und schwer zugängliche Gebiete

49,00 € | Bestell-Nr. 10204.211

Nr. 2 | Basis-Instrument zum Applizieren von Carisolv und erstem Entfernen von Dentin

49,00 € | Bestell-Nr. 10192.211

Nr. 3 | für kleinere Kavitäten und Milchzähne

49,00 € | Bestell-Nr. 10195.211

Nr. 4 | für pulpanahe Exkavationen
49,00 € | Bestell-Nr. 10198.211



INSTRUMENTE-SET

Speziell für die Behandlung mit Carisolv entwickelte Instrumente, die ein höchsteffektives Entfernen des kariösen Dentins ermöglichen. Die Instrumente sind atraumatisch, schützen die gesunde Zahnschubstanz und beschleunigen die Behandlung. Verschiedene Größen und Formen für unterschiedliche Kavitäten.

3er-Set | 124,95 €
Bestell-Nr. 20106.211



CARISOLV MULTIMIX

Multimix mit 15 Mischaufsätzen zum direkten Applizieren auf kariöses Gewebe für ca. 10 Behandlungen.

94,95 € | Bestell-Nr. 10489.211



MIRA-2-TON LÖSUNG

Mira-2-Ton ist eine Lösung zum Sichtbarmachen von Zahnbelägen. Sie unterscheidet sicher zwischen älteren und neueren Zahnbelägen. Die ältere Plaque wird dunkelblau, die neuere lila-rot angezeigt. Mira-2-Ton ist leicht durch normales Zähneputzen wieder zu entfernen. Erythrosinfrei, reine Lebensmittelfarben – die ideale Motivation zur guten Zahnpflege. In 3 Packungseinheiten.

10 ml | **3,20 €** | **Bestell-Nr. 605659.211**
 60 ml | **15,00 €** | **Bestell-Nr. 524310.211**
 Displaypack | 12 x 10 ml | **29,90 €**
Bestell-Nr. 524311.211



PLAQUE-ANFÄRBETABLETTEN

Alte Plaque färbt blau, während frische Plaque sich rot färbt. Unser Tipp: Geben Sie die Färbetabletten Ihren kleinen Patienten mit nach Hause. So können die Kinder zusammen mit ihren Eltern regelmässig den Erfolg der erlernten Zahnpflichtechnik kontrollieren. 1000 Tabletten pro Karton. Mit Fruchtgeschmack!

1 Karton | **49,00 €**
Bestell-Nr. 104021 K.211
 5 Kartons | **179,00 €**
Bestell-Nr. 104025 K.211



HURRIVIEW + II

Einzel verpackte Stäbchen, gefüllt mit je 0,15 ml plaqueindizierender Flüssigkeit. Für die Anwendung in der Praxis und zu Hause.

HurriView I | 72 Stück | **31,30 €**
Bestell-Nr. 7057218.211

HurriView II
 Unterscheidet zusätzlich zwischen alter Plaque (blau) und neuer Plaque (rot).
 72 Stück | **36,00 €**
Bestell-Nr. 7057219.211



„Bio C“

Übersättigte Lösung von Chlorhexidindiacetat (20% Chlorhexidin) in Ethanol mit Sandarak. Der Zahnlack unterstützt die verlängerte Abgabe von Chlorhexidin im Mund, dadurch spezifische Unterdrückung der Mutans Streptokokken. Durch geringere Konzentration weniger bitterer Geschmack und daher das bevorzugte Mittel in der Kinderzahnheilkunde.

4 Spritzen à 1,4 ml | **48,00 €**
Bestell-Nr. 4756935.211

FRUITY PLAQUE-ANFÄRBEMITTEL

Endlich ein Plaqueanfärbemittel mit einem Supergeschmack! Einfach Zähne putzen, Fruity mit einem Wattestäbchen auf die Zähne aufmalen und leicht ausspülen. Eine rote Farbe wird sich an Plaquestellen absetzen. Die Farbe wird durch Zähneputzen entfernt. Je 3 x 50 ml.

Erdbeer | **24,50 €**
Bestell-Nr. 9909140.211
 Apfel | **24,50 €**
Bestell-Nr. 9909143.211
 Pfirsich | **24,50 €**
Bestell-Nr. 9909145.211
 Traube | **24,50 €**
Bestell-Nr. 9909147.211



PLAQUE AGENT

Die kinderfreundliche Zahnspüllösung kontrolliert spielerisch die Putzbemühungen und färbt vorhandenen Zahnbelag blau ein. Anschließend können die eingefärbten Stellen durch gezieltes Putzen entfernt werden. Mit „Bubble Gum“-Geschmack. Erythrosinfrei, ohne Alkohol. Flasche inklusive Dosierkappe.

500 ml | **6,50 €**
Bestell-Nr. 630126.211



„EC 40“

Übersättigte Lösung von Chlorhexidindiacetat (35% Chlorhexidin) in Ethanol mit Sandarak. Der Zahnlack unterstützt die verlängerte Abgabe von Chlorhexidin im Mund, dadurch spezifische Unterdrückung der Mutans Streptokokken.

5 Patronen à 1,7 ml | **54,00 €**
Bestell-Nr. 4756931.211
 4 Spritzen à 1,4 ml | **48,00 €**
Bestell-Nr. 4756933.211



Plaque-Anfärbemittel und Mundspülung in einem



DETECTIVE DAN

Diese Mundspülung ist Plaque-Anfärbemittel und Mundspülung zugleich - ideal für Kinder! Durch die aktivierbare und bunt leuchtende Kappe weiß das Kind genau wie lange es spülen muss (1 Minute). Detective Dan enthält Fluorid, hat einen leckeren Kaugummigeschmack und ist frei von Zucker und Alkohol.

12 Stück à 44 ml | **10,90 €**
Bestell-Nr. 6044412.211



PLAQUE DETECTOR SPIDERMAN

Der Spiderman Plaque Detector findet den Zahnbelag und das Kind kann dann durch gezieltes Putzen seine Zahnhygiene verbessern. Mit leckerem Kaugummigeschmack. Ohne Alkohol.

474 ml | **3,90 €**
Bestell-Nr. 8306112.211



Kinderzahnseide mit Kirschgeschmack



PreisHit!
schon ab € **5,-**

ZAHNSEIDE FLOSS/TAPE

Die Kinderzahnseide mit Kirschgeschmack ist in Tape oder Floss lieferbar und jeweils 10 m lang. Die elastische und flauschige Zahnseide wird durch Spannen so dünn, dass sie auch in enge Zwischenräume passt.

Floss | 5 Stück
5,00 € | Bestell-Nr. 15060.211

Floss | 25 Stück
17,00 € | Bestell-Nr. 15050.211

Floss | 50 Stück
32,00 € | Bestell-Nr. 15051.211

Floss | 100 Stück
59,00 € | Bestell-Nr. 15052.211

Tape | 5 Stück
5,00 € | Bestell-Nr. 15065.211

Tape | 25 Stück
17,00 € | Bestell-Nr. 15053.211

Tape | 50 Stück
32,00 € | Bestell-Nr. 15054.211

Tape | 100 Stück
59,00 € | Bestell-Nr. 15055.211

Mit Kaugummigeschmack



ZAHNSEIDENFIGUREN

Diese Zahnseidenfiguren haben die Zahnseide schon montiert und sind so leichter zu verwenden. Die Halter werden unsortiert in verschiedenen Farben und Tiermotiven geliefert.

12 Beutel à 30 Stück | **23,90 €**
Bestell-Nr. 701031.211



ZAHNSEIDENHALTER UND -SPENDER

Die Zahnseidenhalter und -spender sind stabil gebaut und ermöglichen einen einhändigen Zugriff, ohne jegliche Gefahr der Kreuzkontaminierung. Die Spender sind jeweils als Einzel- oder Doppelspender erhältlich. Beide Halter sind aus Aluminium gebaut, passen zu Standard Zahnseide und sind zum Autoklavieren geeignet. Lieferung ohne Zahnseide.

Einzel | **65,00 €**
Bestell-Nr. 7032210.211


NACHFÜLL-ZAHNSEIDE

Floss, gewachst | 1 Rolle, 182 m | **2,30 €**
Bestell-Nr. 7033610.211

Floss, gewachst, Mint | 1 Rolle, 182 m | **2,30 €**
Bestell-Nr. 7033611.211

Tape | 1 Rolle, 92 m | **2,30 €**
Bestell-Nr. 7033613.211

Floss, ungewachst |
1 Rolle, 182 m | **2,30 €**
Bestell-Nr. 7033612.211



ZAHNSEIDE SCHWARZ

Sehen heißt Überzeugen! Diese intelligente schwarze Zahnseide zeigt Ihren Patienten eindrucksvoll Beläge auch zwischen den Zähnen. Sie können zwischen gewachst oder ungewachst wählen.

Schwarz | Ungewachst
92 m à 36 Stück
77,50 € | Bestell-Nr. 705322.211

Schwarz | Gewachst
92 m à 36 Stück
80,00 € | Bestell-Nr. 705323.211



FLOSSETTEN

Kleine Zahnseidenhalter, die einfach und bequem zu benutzen sind, vor allem für Kinder. In der Geschmacksvariante „Erdbeer“. Die Zahnseidenhalter kann man auch prima den kleinen Patienten mit nach Hause geben.

Flossetten Erdbeer
10 Stück | **0,90 €** | **Bestell-Nr. 1 A3HC.211**
50 Stück | **2,90 €** | **Bestell-Nr. 50 A3HC.211**



KINDER- ZAHNSEIDE

Kinderzahnseide in bunten Hüllen mit Comicfiguren. Pro Packung ca. 13.5 m.

Traubengeschmack
144 Stück | **85,00 €**
Bestell-Nr. 10416.211






KNUBBEL- ZAHN- BÜRSTEN

Mit knubbeligem Stiel und kleinem Bürstenkopf. In vier verschiedenen Farbkombinationen (Blau-Gelb, Gelb-Grün, Pink-Gelb und Blau-Grün).

72 Stück | 39,00 €
Bestell-Nr. 7045251 72.211



BLINKENDE ZAHNBÜRSTEN

Nie mehr Langeweile beim Zähneputzen. Mit den leuchtenden Zahnbürsten im Spiderman- und Hello Kitty-Design hat jedes Kind Spaß am Zähneputzen. Die Leuchtdauer beträgt 1 Minute und ist eine prima Kontrolle bei der Zahnreinigung. Inklusive Schutzkappe für den Bürstenkopf.

Spiderman | 24 Stück | 59,00 €
Bestell-Nr. 8396624.211

Hello Kitty | 24 Stück | 59,00 €
Bestell-Nr. 8196724.211



MyFLOSS „KAUGUMMI“



Die Einmal-Zahnseide zum Mitnehmen! Die praktischen Taschen enthalten jeweils ca. 38 cm gewachste Zahnseide mit Kaugummigeschmack!

500 Stück | 36,00 €
Bestell-Nr. 7109211.211



ZAHNBÜRSTENSTÄNDER MIT SANDUHR

Witziger Begleiter beim täglichen Zähneputzen. Der Zahnbürsten-Ständer bietet Platz für bis zu 4 Zahnbürsten und besitzt zudem Hände und Füße. In einer Hand hält er darüber hinaus eine praktische 3 Minuten Sanduhr zur Kontrolle der Putzzeit! 1 Stück.

3,30 € | Bestell-Nr. 2030405.211



ZAHNSEIDENHALTER MEERESTIERE

Die Flossetten sind sehr gut geeignet, um Kinder an die Benutzung von Zahnseide heranzuführen, denn die lustigen Meerestiere in tollen Farben machen einfach Spaß! Unsortiert in verschiedenen Farben und Motiven.

12 Beutel à 30 Stück | 23,90 €
Bestell-Nr. 7045280.211

BABY BANANA BRUSH

Die neue Banana Brush Babyzahnbürste massiert sanft das Zahnfleisch und die Zähne. Durch die vielseitigen Möglichkeiten die Zahnbürste zu greifen wird von klein auf die Mundhygiene gefördert. Dank des medizinischen Silikons ist die Banana Brush Zahnbürste für Säuglinge geeignet und sehr flexibel. Die Zahnbürste kann auch leicht im Geschirrspüler gewaschen werden. BPA- und latexfrei.

1 Stück | 7,90 €
Bestell-Nr. 4005001.211

12 Stück | 79,00 €
Bestell-Nr. 4005012.211

BABY BANANA BRUSH MIT GRIFF

1 Stück | 8,90 €
Bestell-Nr. 4008001.211

12 Stück | 89,00 €
Bestell-Nr. 4008012.211



ZAHNBÜRSTEN MIT ERDBEERZAHNPASTA

Einmalzahnbürsten für Kinder mit Zahnpasta in leckerem Erdbeergeschmack. Sortiert in 4 bunten Farben.

144 Stück | 29,90 €
Bestell-Nr. 30100.211

Ideal für unterwegs & auf Reisen ...



REISESET „SUPERHELDEN“

"Unterwegs mit deinen Superhelden!" Hiermit muss kein Kind mehr auf seine Superhelden verzichten. Ein Set enthält: Eine Zahnbürste, eine Schutzkappe für den Bürstenkopf und einen Superhelden-Schlüsselanhänger.

48 Kits (24 Spiderman, 12 Hulk, 9 Ironman, 3 Wolverine)

59,00 € |

Bestell-Nr. 8300948.211



ZAHNBÜRSTEN FÜR KINDER

Farbenfrohe Kinderzahnbürsten mit Saugfüßchen. Farblich sortiert. 72 Stück im Blister.

72 Stück | 39,00 €

Bestell-Nr. 7045252.211



DINOSAURIER ZAHNBÜRSTEN

Diese tollen Zahnbürsten für Kinder mit fröhlichem Dinosaurier-Griff und kleinem Bürstenkopf mit zweifarbigen Bürsten besitzen praktische Saugnapfe an den Füßen. Bunt sortiert in den Farben rot, blau, lila und grün.

72 Stück | 35,00 €

Bestell-Nr. 16230.211

BABY SHARKY BRUSH

Die neuen Sharky Babyzahnbürsten massieren sanft das Zahnfleisch und die Zähne und durch die vielseitigen Möglichkeiten Sharky zu greifen wird von klein auf die Mundhygiene gefördert. Desweiteren lässt sich an der Heckflosse ein Schnullerband befestigen. Dank des medizinischen Silikons ist Sharky für Säuglinge bis 24 Monate geeignet und sehr flexibel. Sharky kann leicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

1 Stück | 8,90 €

Bestell-Nr. 4002001.211

12 Stück | 89,00 €

Bestell-Nr. 4002012.211



144 Stück



READYBRUSH JR. ZAHNBÜRSTEN

Wiederverwendbare, neonfarbene Kinderzahnbürsten, bei der die leckere Kaugummi-Zahnpasta bereits aufgebracht wurde.

144 Stück | 129,00 €

Bestell-Nr. 7104512.211

Zahnpflege-Sets für Mädchen & Jungs



ZAHNPFLEGE-SET „ZAHNFEE ROSALIE“

Ein praktisches Set für Mädchen, bestehend aus 1 Kinderzahnbürste, 1 Zahnputzuhr und einem 3 D Sticker „Otto der Tapfere“.

Pink | 10 Stück | 13,90 €

Bestell-Nr. 2595.211



ZAHNPFLEGE-SET „RITTER DRACHENZAHN“

Ein praktisches Set für Jungen, bestehend aus 1 Kinderzahnbürste, 1 Zahnputzuhr und einem 3 D Sticker „Otto der Tapfere“.

Blau | 10 Stück | 13,90 €

Bestell-Nr. 2195.211



ZUNGENREINIGER „MAGIC“

Diese bunten Zungenreiniger sind durch ihre unterschiedlich breiten Enden sehr gut für Kinder geeignet. Je 25 Stück in den Farben rot, blau, grün und gelb. Einzeln verpackt.

100 Stück (4 x 25 Stück) | 89,00 €

Bestell-Nr. 9015.211



KINDERZAHNBÜRSTEN

Die farbenfrohen Zahnbürsten eignen sich sehr gut für die Individualprophylaxe in der Praxis, für Zahnputzübungen im Kindergarten, etc. Farblich sortiert.

144 Stück | **47,00 €**
Bestell-Nr. 705315.211



BUNTE KINDERZAHNBÜRSTEN

Diese neonfarbenen Zahnbürsten mit kleinem Kopf sind ideal für Kinder. A-förmig. Blanko oder mit individuellem Aufdruck.

36 Stück | blanko | **18,50 €**
Bestell-Nr. 28 V.211

144 Stück | mit individuellem Aufdruck | **85,00 €**
Bestell-Nr. 28 BEDR.211

Weitere Infos hierzu auf unserer Marketing-Seite 81.



SAUGFUßZAHNBÜRSTE

Mit diesen bunten Zahnbürsten macht das Zähneputzen gleich doppelt Spaß. Dank ihrer praktischen Saugnäpfe am Fuß, saugen sie sich an allen glatten Oberflächen fest. In 4 verschiedenen Farben, sortiert.

36 Stück | **21,60 €**
Bestell-Nr. 707216.211



KINDERZAHNBÜRSTEN

Niedliche Zahnbürsten mit kleinem Kopf. Bunt sortiert, mit und ohne Glitzer.

36 Stück | **14,90 €**
Bestell-Nr. 10770.211

Reduziert!

nur € **23,90**



PINGUIN-ZAHNBÜRSTE

Lustige Kinderzahnbürste mit Pinguinriff und kleinem Bürstenkopf sowie Saugnäpfen an den Füßen. In 5 Farben, sortiert.

36 Stück | statt ~~25,20 €~~ nur **23,90 €**
Bestell-Nr. 30085.211



WURM-ZAHNBÜRSTEN

Wurmförmige Zahnbürsten mit kleinem Kopf. In drei Farben, bunt gemischt.

36 Stück | **16,90 €**
Bestell-Nr. 10771.211



Für jedes Alter die richtige Zahnbürste

BABY FIRST TOOTH

Perfekte Zahnhygiene vom ersten Milchzahn an. Der Griff sorgt für idealen Halt und dient auch als Beißring. Der extra kurze Hals verhindert Verletzungen und der ovale Bürstenkopf hat besonders weiche Borsten.

6 Stück, bunt gemischt | **17,60 €**
Bestell-Nr. 6300100.211



Step I: 0-2 Jahre

STEP BY STEP II

Mit der 2. Stufe putzen 3-5 Jährige fast wie die Großen. Die peppigen Perlen im Griff zeigen durch das Rascheln an, ob richtig gebürstet wird. Kleiner Bürstenkopf mit Reinigungsspitze für die hinteren Zähne.

12 Stück, bunt gemischt | **24,90 €**
Bestell-Nr. 6200200.211



Step II: 3-5 Jahre

STEP BY STEP III

Die speziellen Borsten der 3. Stufe wurden extra für den Mix aus Milchzähnen und bleibenden Zähnen für Kinder von 6-8 Jahren entwickelt.

12 Stück, bunt gemischt | **24,90 €**
Bestell-Nr. 6200300.211



Step III: 6-8 Jahre

MIRACLE KIDS

In Kombination mit Step III sorgt dieser Zahnseidenbogen für eine perfekte Zahnhygiene. Inkl. 5 Flosser.

6 Stück, bunt gemischt | **17,60 €**
Bestell-Nr. 6854010.211

ERSATZ-FLOSSER

10 Packs à 20 Flosser | **33,50 €**
Bestell-Nr. 6856010.211



LEUCHTENDE ZAHNBÜRSTE „FLOAT'N FIREFLY“ MIT FÜBCHEN-STÄNDEF

Die sinnvollste Zahnbürste aller Zeiten – mit Glühwürmchen im Inneren der Zahnbürste! Sie blinkt für die gesamte Putzdauer von 1 Minute! Damit haben Eltern und Kind die Gewissheit, dass auch lang genug geputzt wurde. Während des Putzens tanzen bunte Glitzersteine und silbernes Konfetti um die kleine Firefly... Der passende Ständer in Form von Füßchen ist originell und praktisch zugleich – denn so findet die Zahnbürste nach jedem Putzen ihren eigenen Platz und eine Kontamination durch andere Zahnbürsten kann ausgeschlossen werden.

144 Stück | 109,00 €
Bestell-Nr. 5048240 144.211
48 Stück | 49,90 €
Bestell-Nr. 5048240 48.211



BENEFIT 3-IN-1 ZAHNBÜRSTE

3 in 1 Zahnbürste für Zähne und Gaumen. Sanftere Borsten kommen mit dem Gaumen in Kontakt, um das Zahnfleisch effektiv zu reinigen, während härtere Borsten die Zähne putzen. Die Benefit Zahnbürste ist für Kinder und motorisch eingeschränkte Patienten erhältlich.

12 Stück | Kinder | 39,90 €
Bestell-Nr. 12 HKSP.211

12 Stück | Für motorisch eingeschränkte Patienten
36,00 €
Bestell-Nr. 12 HPSP.211

Ideal für unterwegs & auf Reisen ...


REISE-ZAHNBÜRSTE DINO

Begeistern Sie Ihre jungen Patienten mit den niedlichen, freistehenden Zahnbürsten für unterwegs. Der Dino-„Körper“ eignet sich als guter Griff, der gleichzeitig als Schutz für die eingeklappte superweiche Bürste dient. Kinder werden die grinsenden Dino-Gesichter lieben! Farblich sortiert.

72 Stück | statt 79,00 €
nur 72,00 €
Bestell-Nr. 30055.211

Reduziert!

nur € **72,-**



ZAHNBÜRSTEN MIT LEUCHEFFEKT

So macht Zähneputzen besonders viel Spaß! Nach der Aktivierung am Griff blinken die Zahnbürsten für 1 Minute. Eine lustige Kontrolle der Putzzeit! Die Batterie hält einige Monate und ist sicher im Griff integriert. Farblich sortiert.

144 Stück | 169,00 €
Bestell-Nr. 7094910.211

48 Stück | 59,90 €
Bestell-Nr. 7094912.211

ZAHNBÜRSTENGRIF FÜR MOTORISCH EINGESCHRÄNKTE PERSONEN

Dieser Griff kann leicht über jede Zahnbürste gezogen werden und erleichtert das Halten. Ideal für motorisch eingeschränkte Patienten.


12er-Pack | 7,00 €
Bestell-Nr. 02 GH.211



KINDERZAHNBÜRSTEN FÜR ALLE KINDERALTERSGRUPPEN

Zahnbürsten für alle Kinderaltersgruppen ab zwei Jahren. Jeweils 144 Stück.

A | 2-4 Jahre | 72,00 €
Bestell-Nr. 30040.211
B | 5-7 Jahre | 72,00 €
Bestell-Nr. 30043.211
C | 7-9 Jahre | 72,00 €
Bestell-Nr. 30042.211
D | 9+ Jahre | 72,00 €
Bestell-Nr. 30044.211



TIERFÖRMIGE ZAHNBÜRSTENHALTER

Die originellen Zahnbürstenhalter saugen sich an Glas- und Spiegelflächen fest.

36 Stück | 19,90 €
Bestell-Nr. 4605 S1.211

ZAHNPUTZ-KITS

Im Set: Zahnbürste, 3-Minuten Sanduhr und Tasse mit Dinosaurier-, Krokodil oder Haimotiv.

Set „Krokodil“ | 3,99 €
Bestell-Nr. 40125 K.211

Set „Hai“ | 3,99 €
Bestell-Nr. 40125 H.211

Set „Dinosaurier“ | 3,99 €
Bestell-Nr. 40125 D.211



Alle lieben die putzigen Kerle

HYGIE-NISCHE ZAHNBÜRSTENHALTER

Die „tierischen“ Zahnbürstenhalter sind nicht nur peppig, sondern auch praktisch. Der besondere Clou ist der patentierte Schnappverschluss. Die Zahnbürste lässt sich durch leichten Druck mit dem Bürstenkopf spielend leicht einhängen und wieder herausnehmen. Für den richtigen Halt auf allen glatten Flächen sorgen Saugnapfe. Lüftungsschlitze gewährleisten einen idealen Luftaustausch. In sechs Motiven erhältlich.

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Löwe 2,29 €
Best.-Nr. 630102.211 | Hund 2,29 €
Best.-Nr. 630104.211 | Schweinchen 2,29 €
Best.-Nr. 630103.211 |
| Elefant 2,29 €
Best.-Nr. 630100.211 | Kuh 2,29 €
Best.-Nr. 630099.211 | Zebra 2,29 €
Best.-Nr. 630101.211 |



Tolle Motivation für Groß & Klein

MUNDSPÜLUNG „FIREFLY“

Diese fluoridierte Spülung werden die Kinder lieben! Sie leuchtet für ca. 30 Sekunden auf, ist mit leckerem Kaugummigeschmack und kann dabei helfen, Löchern vorzubeugen. Mit Xylitol als Zuckeraustauschstoff. Inhalt 474 ml.

6,90 €
Bestell-Nr. 5048277.211

Xylitolgesüßt!



Firefly-Zahnbürsten finden Sie auf S. 51!



GRIP-IT TEENAGER-ZAHNBÜRSTE

Die Grip-It Teenager-Zahnbürsten wurden speziell für Jugendliche entwickelt. Sie sind schlicht und daher sehr ansprechend für die jungen Erwachsenen. Darüber hinaus bieten sie einen sehr guten Halt durch die farberfrohen Verstärkungen des Griffs und haben angenehm sanfte Borsten. Farblich sortiert (grün, gelb, orange, blau, pink und lila)

144 Stück | 79,00 €
Bestell-Nr. 10048.211

Farblich sortiert



Zahnpflege-Set für Kinder

KINDERZAHN-SCHUTZETUI

Dieses Etui ist ideal, um den Kindern beim Zähneputzen Spaß zu bereiten. Jedes durchsichtige Etui wird mit einer bunten Zahnbürste, einer Zahnbürstenhülle mit Motiv, Zahnpasta, einer 2 Minuten Sanduhr und zwei Plaquefärbetabletten geliefert. Vorne im Etui kann man eine Visitenkarte von der Zahnarztpraxis in eine dafür geeignete Tasche einlegen.

24 Stück | 79,99 €
Bestell-Nr. 12045.211

Werben Sie für Ihre Praxis!
Mit integrierter Visitenkarten-Tasche im Etui!

Weitere wertvolle Tipps zum Thema Zahnarzt-„Marketing“ finden Sie auf S. 86.

Gründliche Reinigung ... mit den Doppelkopf-Zahnbürsten

DOPPELKOPF-ZAHNBÜRSTEN

Das Merkmal der kieferorthopädischen Doppelkopf-Zahnbürsten sind die beiden Bürstenköpfe. Auf der einen Seite eine Zahnbürste mit weichen Borsten, auf der anderen Seite eine langlebige Proximalbürste, die den jungen Patienten eine gründliche Reinigung zwischen den Brackets, Drähten und Bändern ermöglicht. In zwei verschiedenen Ausführungen.



Flip Inside | 144 Stück
139,95 € | Best.-Nr. 10007.211

Bürsten mit Motiven | 144 Stück
89,95 € | Best.-Nr. 10015.211

ZAHNPFLEGE-KIT

Die neuen Zahnpflege-Sets sind ideal geeignet für Ihre kleinen und tapferen Patienten. Diese Sets enthalten jeweils eine „Saugfuß“-Zahnbürste, eine Hülle für den Zahnbürstenkopf, tolle kindgerechte Zahnseidenhalter und eine Tube Kinderzahnpaste.

Spiderman Zahnpflege-Kit
24 Stück | 69,00 €

Bestell-Nr. 8331124.211

72 Stück | 175,00 €

Bestell-Nr. 8331172.211

Hello Kitty Zahnpflege-Kit
24 Stück | 69,00 €

Bestell-Nr. 8131124.211

72 Stück | 175,00 €

Bestell-Nr. 8131172.211



SONICARE FOR KIDS

Die neuartige Sonicare For Kids zeichnet sich speziell durch Merkmale für ein effektives Putzen aus.



Die patentierte Schalltechnologie gewährleistet eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahn-

zwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt, um Plaque an schwer erreichbaren Stellen zu lösen.



Der KidTimer hilft Kindern, die empfohlene 2-minütige Putzdauer zu erreichen – die Dauer wird über 90 Tage hinweg fortschreitend erhöht.



Zwei kinderfreundliche Reinigungsstufen gewährleisten eine sanfte, altersgerechte Reinigung: Niedrige Stufe für 4+ Jahre und hohe Stufe für 7+ Jahre.



Spaßige vordere Blenden können von Kindern beliebig ausgewechselt werden.

Zwei unterschiedliche Bürstenkopfgrößen sind speziell für die behutsame Reinigung der Zähne in verschiedenen Entwicklungsstufen konzipiert.

Sonicare For Kids | 45,00 €

inkl. 2 Bürstenköpfe (rot und blau), Ladestation sowie 3 Austauschblenden

Bestell-Nr. 638102.211

Bürstenkopf rot ab 4 Jahre | 7,50 €

Bestell-Nr. 603111.211

Bürstenkopf blau ab 7 Jahre | 7,50 €

Bestell-Nr. 604111.211

Sonicare for Kids:
für beste Ergebnisse
in jeder Putzphase



PreisHit!

nur € 36,-

GLITZERENDE PATIENTENTASCHEN

Farbenfroh durchscheinende Patiententaschen in aktueller Glitzeroptik. Besonders praktisch mit eingearbeitetem Einsteckfach für Ihre Visitenkarten. 10 x 25 cm. Farblich sortiert (Pink, Grün und Blau).

72 Stück | 36,00 €

Bestell-Nr. 1109815.211

XYLITOL-LOLLIES

Naschen ohne ein schlechtes Gewissen. Die leckeren Lollies sind ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe hergestellt. Sie neutralisieren Säuren und verhindern das Ansiedeln von Plaque an den Zahnoberflächen. 100 % mit Xylitol gesüßt. Menge: 2,2 kg.

42,95 €
Bestell-Nr. 1047727.211



XYLITOL PULVER NATÜRLICHE SÜSSE

Xylitol – ein 100% natürlicher und gesunder Zuckerersatz. Ideal zum Süßen von Kalt- und Heißgetränken, die Sie in Ihrer Praxis Ihren Patienten anbieten. Das glutenfreie Xylitol hat die gleiche Süßkraft wie Zucker, aber 40 % weniger Kalorien. Außerdem kann es die Bildung von Karies reduzieren. Für Diabetiker im Rahmen eines Diätplanes geeignet.

350 g | **6,50 €**
Bestell-Nr. 630119.211

5 x 350 g | **32,50 €** 100 Beutel à 4 g | **9,30 €**
Bestell-Nr. 635080.211 Bestell-Nr. 630120.211



*Kaugummis zu 100 %
mit Xylitol gesüßt*

TUTTI FRUTTI XYLITOL-KAUGUMMI

Fruchtig frisches Kaugummi, das zu 100 % mit Xylitol gesüßt ist. Eine leckere Erfrischung für jeden Mund ... Menge: 20 Packs à 16 Stück.

33,95 €
Bestell-Nr. 491014.211



BRAUSEBONBONS

Ein wahrhaft kribbelndes Nascherlebnis: Fruchtig-leckere, zahnfreundliche Lutschbonbons, die in ihrem Inneren einen Kern aus prickelndem Brausepulver verbergen. Die „Sprudels“ sind bestimmt ein Highlight bei den kleinen Patienten ...

100 Stück | **16,00 €**
Bestell-Nr. 61234.211



**Zahnfreundliche
Bonbons mit Brause**



MAMPIES

Die zahnfreundlichen und besonders fruchtigen Kaubonbons gibt es in vier leckeren Geschmacksrichtungen: Orange, Himbeer, Ananas und Zitrone.

100 Stück | **16,00 €**
Bestell-Nr. 60876.211



VORRATSPACK

Für den großen Naschvorrat gibt es jetzt auch die leckeren Mampies im großen 2-kg-Beutel (ca. 470 Stück).

2-kg-Beutel | **42,00 €**
Bestell-Nr. 60234.211

ZAHNFREUNDLICHE BONBONS

Mischung zahnfreundlicher Fruchtbonbons (viele Geschmacksrichtungen: Cola, Cassis, Apfel, Melone, Kokos, Orange, Kirsche, Honig usw.). 100 Stück im Beutel.

18,95 €
Bestell-Nr. 6812.211

*Zahn-
freundliche
Bonbons!*



ZAHN- FREUNDLICHE SCHOKOLADE

Leckere Schokoladentafeln ohne Zucker! Box mit 42 zahnfreundlichen Täfelchen à 8 g. Ein tolles Geschenk für groß und klein!

13,90 € | Bestell-Nr. 3009100.211



**Box mit 42
Schoko-Täfelchen**

MISS DENTI SCHNULLER

Innovativer orthodontischer Beruhigungssauger mit lateralen Aufbissen zum Schutz der Front. Die beim Lutschen auftretenden Kräfte sollen von der Front auf den Seitenzahnbereich umverteilt werden, um den typischen Nebenwirkungen des Lutschens (Kreuzbiss, sagittale Frontzahnstufe, offener Biss) entgegen zu wirken. Geeignet für Kinder mit ersten Milchmolaren.

Größe 3 | blau
4,95 €
Bestell-Nr.
3801051.211

Größe 3 | violett
4,95 €
Bestell-Nr.
3801351.211



WEITERE GRÖßEN:

Auch in den Größen 1 und 2 erhältlich.

Größe 1 | blau
4,95 €
Bestell-Nr.
3800851.211

Größe 1 | violett
4,95 €
Bestell-Nr.
3801151.211

Größe 2 | blau
4,95 €
Bestell-Nr.
3800951.211

Größe 2 | violett
4,95 €
Bestell-Nr.
3801251.211



BABY-ZAHNBÜRSTEN

Niedliche Zahnbürsten für die Kleinsten. Mit einem dicken Griff in Marienkäferoptik.

12 Stück | 7,90 €
Bestell-Nr. 10773.211



BABY'S ERSTE ZAHNBÜRSTE

Diese Zahnbürste wurde von amerikanischen Mundhygienikerinnen entwickelt. Die extrem weichen Borsten beugen Verletzungen vor, **gleichzeitig dient sie auch als Beißring**. Ein Verschlucken der Bürste ist ausgeschlossen.

Sortiert | 8 Stück | 13,75 €
Bestell-Nr. 7037211.211

Sortiert | 24 Stück | 54,99 €
Bestell-Nr. 7037210.211

INFO!

Happy Baby!

Die Zahngesundheit ihrer kleinen Patienten hängt entschieden davon ab, mit welchen Bakterien die Mundhöhle in den ersten 24 Monaten nach der Geburt besiedelt wird. Je sauberer die Mundhöhle ist, selbst bevor die Zähne durchbrechen, je unwahrscheinlicher wird es sein, dass die Zähne an Karies erkranken. Klären Sie die Mütter auf! Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen viele Produkte, die für die Babyzahnpflege wichtig sind!

FINGERZAHNBÜRSTEN

Diese Fingerzahnbürsten aus weichem Kunststoff sind für die Reinigung von Babys ersten Zähnen perfekt geeignet. Einzeln cellophaniert. Je Farbwahl 72 Stück.



Klar | 39,00 € | Bestell-Nr. 1 ZPFB.211

Blau | 39,00 € | Bestell-Nr. 05 PFB.211

Pink | 39,00 € | Bestell-Nr. 01 PFB.211

Für Babys bis 1 Jahr!



FINGERLING

Der innovative Mundpflege-Fingerling dient der sanften Reinigung von Zahnfleisch und erster Zähnchen. Weiche Microfaser bindet Bakterien und befreit von Belägen. Wirkt antibakteriell dank neuartiger Silber-Ionen-Technologie – ohne chemische Zusätze. Mit Sicherheitsschleife. Farblich sortiert.

12 Stück = 6 x Rosa + 6 x Blau | 29,90 €
Bestell-Nr. 37070.211



BABY BRUSH

Der H-förmige Kopf ist besetzt mit weichen Noppen, die alle Seiten des Ober- und Unterkiefers sanft reinigen, während die Babys darauf kauen. Auch geeignet zum Massieren des Zahnfleisches bei Schmerzen durch das Zahnen. Aus Silikon. 100% PVC-frei.

Babyzahnbürsten | klar | 12 Stück | 42,90 €
Bestell-Nr. 7041410 KLAR.211

Babyzahnbürsten | pink | 12 Stück | 42,90 €
Bestell-Nr. 7041410 PINK.211

Babyzahnbürsten | blau | 12 Stück | 42,90 €
Bestell-Nr. 7041410 BLAU.211

SPIFFIES ZAHNTÜCHER

Die ersten Milchzähnen können schnell und sicher ohne viel Aufwand gereinigt werden, z.B. nach dem Fläschchen oder wenn die Zahnbürste gerade mal nicht zur Hand ist. Für Babys und Kleinkinder geeignet. Die Spiffies Zahntücher sind leicht feuchte, mit Xylit imprägnierte Tücher. Sie haben einen angenehmen Apfelgeschmack. In 28 klinischen Studien wurde die Effektivität von Xylit in der Kariesprävention nachgewiesen. Die ca. 8 x 15 cm großen Tücher sind hygienisch verpackt – ideal für unterwegs.

Zahntücher | 20 Stück

9,90 € | Bestell-Nr. 10481.211



BABY TENDERS

Die Fingerlinge aus weichem Frottee sind die ideale Pflege für die ersten Zähne. Je Farbwahl 12 Stück.

Weiß | 14,90 € | Bestell-Nr. 701720.211

Gelb | 14,90 € | Bestell-Nr. 701718.211

Blau | 14,90 € | Bestell-Nr. 701717.211

Rosa | 14,90 € | Bestell-Nr. 701716.211

COSMESEAL-GEFÜLLT

Die erste Mikrofüllerverseiegelung

Cosmedent stellt die erste Mikrofüllerverseiegelung vor. Sie leistet mehr als hybridgefüllte Versiegelungen, weil das Material sehr glatte Übergänge zum Schmelz bildet; ungewünschte Belag-Ansiedelung und Verfärbungen werden somit minimiert; Sehr gut polierbar und sehr langlebig. CosmeSeal-Gefüllt ist leicht verfärbt, damit es leicht zu erkennen ist, passt sich aber sehr gut an die natürliche Schmelzfarbe der Zähne an und sieht dementsprechend sehr ansprechend aus.

CosmeSeal-Gefüllt, 1g
17,90 €
Bestell-Nr. 61710 W.211

**Mikrofeine
 Versiegelung!**



COSMESEAL-KLAR

Durchsichtig und trotzdem leicht zu erkennen

Super für Zahnärzte und Patienten, die lieber eine durchsichtige, ungefüllte Versiegelung anwenden/erhalten. CosmeSeal-Klar bietet starken Schutz gegen Bakterienangriffe. Diese Versiegelung wurde mit einer niedrigen Viskosität entwickelt, um ein besseres Fließverhalten zu erzielen und hat trotzdem eine Konsistenz, die nicht davon rinnt, um ordentliche Materialplatzierung zu erlauben. CosmeSeal-Klar ist vollkommen unsichtbar, aber durch ertasten leicht erkennbar.

CosmeSeal-Klar, 1g | **17,90 €**
Bestell-Nr. 6170 CL.211



CLINPRO SEALANT

Lichthärtender Versiegler mit Farbumschlagtechnologie zur besseren visuellen Applikationskontrolle für die Fissurenverseiegelung in Verbindung mit der Säure-Ätz-Technik. Bei Applikation ist der Versiegler pink, nach der Lichthärtung weiß. Fließt aufgrund seiner geringen Viskosität gut in Grübchen und Fissuren. Haftet sicher am Schmelz und gibt Fluoride ab.

2 x 1,2 ml Spritze Versiegler + 3 ml Ätzgel + Zubehör
39,80 €
Bestell-Nr. 2755.211



Clinpro Sealant Refills:

- 1,2 ml Spritze Versiegler + 20 Applikationskanülen **14,20 € | Bestell-Nr. 2757.211**
- 6 ml Fläschchen Versiegler **40,70 € | Bestell-Nr. 2758.211**
- 10 Versiegler Applikationsspritzen **3,90 € | Bestell-Nr. 2759.211**

CLINPRO CARIO L-POP INTRO

Biochemischer Schnelltest zur Bestimmung der Stoffwechselaktivität Karies verursachender Bakterien. Der Schnelltest wird chairside angewendet, nach nur zwei Minuten Reaktionszeit liegt das Testergebnis vor.

20 Indikatorstäbchen + 20 Kontrollstäbchen + 1 farbige Auswerttafel
93,50 € | Bestell-Nr. 2720.211

Clinpro Cario L-Pop Refill:

40 Indikatorstäbchen + 40 Kontrollstäbchen + 1 farbige Auswerttafel
168,10 € | Bestell-Nr. 2722.211



Füllungsmaterial finden Sie auf den Seiten 42-45!

Biochemischer Schnelltest



EMBRACE VERSIEGELUNGSMATERIAL

Mit dem Embrace Versiegelungsmaterial steht der zahnärztlichen Praxis der erste wet-bonding Fissurenversiegler zur Verfügung. Es wird auf die feuchte Zahnoberfläche aufgetragen und bildet eine starke chemische Verbindung mit dem Zahn. 4 x 1,2 ml Spritzen Sealant + 20 Applicator-Tips.

49,00 € | Bestell-Nr. 5800468.211



Kariesrisiko in kürzester Zeit bestimmen ...



SPEICHEL-DIAGNOSE KIT

Jetzt können Sie in weniger als 10 Minuten das Kariesrisiko jedes Patienten bestimmen. Neben der Keimzahlbestimmung wird der PH-Wert und die Speichelsekretionsrate ermittelt.

20 Untersuchungskits | **79,00 €**
Bestell-Nr. 900100.211

PROPHY RING

Der Prophy Ring ist bei der Portionierung der Prophypaste sehr hilfreich. Der Ring kann am Finger angeclippt werden.



100 Stück | Sortiert in Blau + Gelb
28,00 € | Bestell-Nr. 7023019.211



Reduziert!

KLEBEPADS

Die Klebepads sorgen dafür, dass Paste, Materialien und Applikatoren stets erreichbar sind. Auch geeignet um Ätzel oder Composites aufzunehmen. Kleben Sie z.B. Prophy-Paste Schälchen sicher und bequem an Ihrem Handschuh oder einer Arbeitsfläche fest. Ideal auch zum Halten von Applikatoren, Kronen u. a. losen Gegenständen. Einmalartikel.

156 Pads pro Pack | ~~statt 39,90~~ nur **29,90 €**
Bestell-Nr. 7099620.211

PARODONTALSONDE

Diese Sonde wird von der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP Ev.) empfohlen. Sie dient der Bestimmung des Parodontalen Screening Index (PSI). Der PSI gibt erste wichtige Informationen über den Schweregrad der Parodontitis. Das gesamte Gebiss wird Zahn für Zahn untersucht. Die 0,5 mm Kugelspitze verhindert Verletzungen im Sulkusbereich und spürt Rau- und Unebenheiten, sowie überstehende Füllungsänderungen auf.

PSI Werte sollten regelmäßig bei allen Kinder ab 6 Jahren gemessen und dokumentiert werden. Die Maßnahme ist über E-Schein abrechenbar.

Aus Edelstahl und autoklavierbar.
8,95 € | Bestell-Nr. 3127.211



Mit einer 0,5 mm Kugelspitze. Aus Edelstahl u. autoklavierbar

EUROP. BÜRSTENKOPF

Nie wieder mühsam Polierpaste aus den Nylonbürsten rauskratzen! Mit diesem Bürstenkopf wird Ihnen die PZR einfach und schnell gelingen – und das auf hygienisch einwandfreie Art! 100 Stk. pro Packung. Einzel verpackt.

Europäischer Bürstenkopf | **76,80 €**
Bestell-Nr. 6558040.211



PROPHY-LAXEKELCHE OHNE LATEX

Latexfreie Prophylaxekelche mit angenehmem Erdbeer- und Vanille-Duft sowie ohne Duft. Ideal für die Kinderprophylaxe.

25 weiche, bunt gemischte PZR Köpfe
10,00 € | Bestell-Nr. 10610.211

25 PZR Köpfe mit Vanilleduft | blau
10,00 € | Bestell-Nr. 402 A.211

25 PZR Köpfe mit Erdbeerduft | rosé
10,00 € | Bestell-Nr. 402 P.211

25 PZR Köpfe ohne Duft | pink
10,00 € | Bestell-Nr. 404 N.211



*Das Twin-Go-System
 – für höchste
 Hygieneansprüche!*

TWIN-GO


Möchten Sie eine Zahnbürste benutzen, die schon mal von jemand anderem benutzt worden ist – auch wenn sie zwischendurch sterilisiert worden ist? Warum führen sie die professionelle Zahnreinigung mit wiederverwendbaren Nylonbürsten durch? Viel ansprechender und weniger Arbeit ist es, Einwegprophylaxeköpfe zu verwenden. Ihre traditionellen Zahnreinigungsinstrumente haben alle einen Schwachpunkt: die Winkelstücke werden von der Reinigungspaste häufig kontaminiert und beschädigt. Zusätzlich müssen sie nach jedem Patienten gereinigt und sterilisiert werden. Heute ist die Lösung endlich auf dem Markt. Das Twin-Go System ist speziell dafür entwickelt worden, den heutigen Hygiene-Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig effizient und dadurch wirtschaftlich interessant zu sein. Jeder Prophylaxekopf von Twin-Go ist aus reinem Plastik und in Folie einzeln verpackt. Der Gummi-Kelch ist latexfrei.

Das Twin-Go Prophylaxe-Winkelstück ist mit allen Prophylaxeköpfen von KinderDent kompatibel und die Aufsätze können sekundenschnell gewechselt werden. Dieses Winkelstück ist haltbarer als andere, da der Kontakt mit den Prophy-Pasten vermieden wird. Die Einwegprophylaxeköpfe versiegeln die Mechanik des Winkelstücks beim Einstecken, welches das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

A Twin-Go Handstück
99,00 €
Bestell-Nr. 70 TWIN.211

B Twin-Go Refill
 Brush Cup | 100 Stück
129,90 €
Bestell-Nr. 71 P42.211

C Twin-Go Refill
 Rubber Cup | 100 Stück
129,90 €
Bestell-Nr. 71 P40.211



GC Tooth Mousse und GC MI Paste Plus

Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass Milch und ihre Derivate einen zahnschützenden Effekt haben. An der australischen Universität von Melbourne wurde festgestellt, dass diese Fähigkeit durch einen Teil des Kaseinproteins ermöglicht wird – das Kasein-Phospho-Peptid, kurz: CPP. Wie „flüssiger Zahnschmelz“ füllen die GC-Produkte die Mineralien-Depots im Zahnschmelz wieder auf. Für einen natürlich sicheren Schutz gegen Schmelzläsionen. Für Patienten mit aggressiven Kariesformen wie frühkindlichen Karies (ECC), mit Zahnsubstanzverlust aller Art wie z.B. durch Erosionen oder Knirschen oder Strahlentherapie in Hals- und Kopfbereich. Auch für Schwangere oder während und/oder nach kieferorthopädischen Therapien. Für Reflux Patienten, Bulimiker und andere Patienten mit saurem Mundmilieu. Leider nicht geeignet für Kinder mit einer Milcheiweiß-Unverträglichkeit.

**Für jeden Geschmack
das Passende ...**



GC MI PASTE PLUS

Mit Bio-verfügbarem Kalzium, Phosphaten und Fluorid.

Auf Wasser basierende, zuckerfreie Zahncreme mit Recaldent™ CPP-ACP und Fluorid. GC MI Paste Plus hat alle Vorzüge, die auch GC Tooth Mousse hat, aber enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid und ist somit ein einmaliges Produkt für Hoch-Karies-Risiko Patienten. Im Sortiment enthalten sind die fünf Geschmacksrichtungen Melone, Minze, Vanille, Erdbeere, Tutti Frutti.

Sortiment à 10 Tuben je 40 g
129,90 € | Bestell-Nr. 2614.211



GC TOOTH MOUSSE MIT RECALDENT

Diese Remineralisationspaste gibt den Zähnen natürliches Kalzium und Phosphat, was den Zahnschmelz stärkt, die Sensibilität verringert und einen Schutz gegen Plaquesäure bildet. Die Paste ist auf Wasserbasis und zuckerfrei. In fünf verschiedenen Geschmacksorten: Melone, Minze, Erdbeere, Tutti Frutti und Vanille. Jeweils zwei 40 g Tuben pro Packung.

Probierset | 5 Tuben à 40 g
59,00 € | Bestell-Nr. 890102.211

Sortiment | 2 x 5 Tuben à 40 g
117,00 € | Bestell-Nr. 2032.211

GC DRY MOUTH GEL

Dry Mouth Gel ist ein einzigartiges, zuckerfreies Produkt mit vier leckeren Geschmacksrichtungen. Es beseitigt das Gefühl eines trockenen Mundes und bietet lang anhaltenden Komfort sowie Linderung. Das Gel in der kompakten Tube passt in jede Tasche und ist somit immer griffbereit. Einfach eine großzügige Gelmenge mit sauberem Finger auf der vorderen/hinteren Zahnseite sowie im Bereich der Mundschleimhaut verteilen. Dry Mouth Gel weist einen neutralen pH-Wert auf und bietet so effektive symptomatische Linderung. Das Set enthält 10 Tuben à 40 g: 4 x Minze, 2 x Himbeer, 2 x Orange und 2 x Zitrone.

10 Tuben, sortiert | **54,90 €**
Bestell-Nr. 47568.211



**Zucker-
freies
Mundgel**



I-BEAM FLUOR TRAYS

Jetzt können Sie gleichzeitig Ober- und Unterkiefer fluoridieren. Die I-Beam Fluor Trays lassen sich einfach auf jede beliebige Größe zuschneiden. Ca. 13 cm lang.

100 Stück | **45,00 €**
Bestell-Nr. 703632.211



MIRAFLUOR-TRAYS

Die Mirafluor-Trays sind Applikationsöffel für Fluoridgel. Sie sind aus leichtem Kunststoff-Material für Oberkiefer und Unterkiefer gleichzeitig. In 4 Größen bestellbar. Farblich sortiert.

Größe S | 50 Stück | **18,00 €**
Bestell-Nr. 524623.211
Größe M | 50 Stück | **18,00 €**
Bestell-Nr. 524624.211
Größe L | 50 Stück | **18,00 €**
Bestell-Nr. 524625.211

MIRAFLUOR GEL CLASSIC

(Ohne Abb.) Das Mirafluor Gel Classic enthält 1,23% Fluorid und ist in den Varianten Mint- und Erdbeergeschmack lieferbar. Nur für Erwachsene.

Erdbeere | 250 ml | **13,50 €**
Bestell-Nr. 524801.211
Minze | 250 ml | **13,50 €**
Bestell-Nr. 524800.211

MIRAFLUOR K-GEL

Das Mirafluor K-Gel ist mit der geringen Fluoridkonzentration von 0,6% ideal für Kinder ab 7 Jahren geeignet. In zwei gut schmeckenden und riechenden Varianten lieferbar: Cola und Erdbeere.

Erdbeere 250 ml | **13,50 €**
Bestell-Nr. 524803.211
Cola 250 ml | **13,50 €**
Bestell-Nr. 524802.211





CLINPRO WHITE VARNISH

Dieser Fluoridlack mit hervorragender Fließfähigkeit ist völlig farblos und hinterläßt somit keine gelben Ablagerungen nach der Fluoridierung.

50 x 0,5 ml | **97,00 €**
Bestell-Nr. 2760.211

„Tierische“ Prophylaxe für kleine Forscher ...



ZOOBY PROPHY PASTE

Ideale Polierpaste für Kinder! Die spritzfreie Paste gibt es in 6 tollen Geschmacksrichtungen: Melone, Kaugummi, Kuchen, Schokolade, Weintraube und Spearmint. Sie enthält 1,23 % Fluorid sowie Xylitol, ist glutenfrei und ist in den Varianten fein, mittel und grob lieferbar. Jedes Set enthält 100 Töpfchen sowie einen „tierischen“ Prophyl Paste Halter, welcher leicht zwischen den Fingern gehalten werden kann. Die Halter sind autoklavierbar.

Fein | **35,00 €**
Bestell-Nr. 7018460 FINE.211
 Medium | **35,00 €**
Bestell-Nr. 7018460 MEDI.211
 Grob | **35,00 €**
Bestell-Nr. 70-18460 COAR.211

CLINPRO PROPHY PASTE

Fluoridhaltige, fein gekörnte Paste zur Reinigung und Politur der Zähne. Die spezielle Formulierung der Paste verhindert ein Spritzen bei der Anwendung nahezu vollständig. Die Verpackung in Einzeldosen à 2 g ermöglicht eine einfache, hygienische Handhabung. Mit leckerfrischem Kirscharoma.

200 x 2 g | **39,90 €**
Bestell-Nr. 51596.211



CLEANIC

Cleanic ist die universelle Paste für die Reinigung und die Politur. Dank des dynamischen Verhaltens der enthaltenen Perlite-Partikel erfolgt in den ersten Sekunden der Anwendung eine hohe Reinigungskraft, die anschließend in eine sanfte Polierwirkung übergeht. In zwei Geschmacksrichtungen. Je 100 g.

Kaugummi | **18,90 €**
Bestell-Nr. 46331.211
 Apfel | **18,90 €**
Bestell-Nr. 46332.211

ALPHA-PRO KID'S PACK

Die sanfte, spritzfreie Polierpaste ist ideal für Kinder. Feine und mittlere Körnung mit 1,23 % FL Ionen. Das Set enthält 200 Töpfchen, jeweils 50 Stück in folgenden Geschmacksrichtungen: Zuckerwatte, Schokolade, Beeren-Lecker und Wassermelone sowie 200 witzige, runde „Keep Smiling“-Sticker.

Alpha-Pro Kid's Pack
54,95 €
Bestell-Nr. 7106610.211



ZOOBY PROPHYLAXEKÖPFE

Genial! Einweg-Prophylaxeköpfe in tollen Tiermotiven! Überraschen Sie Ihre kleinen Patienten mit diesen lustigen Zootieren. Die Kelche sind spritzarm, weich und latexfrei. Passend für alle „slow-speed“ Winkelstücke.

100 Stück | **99,00 €**
Bestell-Nr. 7018416.211



DURA LOCK PLUS

Mit viel Spielraum für Kfo-Patienten wurden diese Abdrucklöffel entwickelt um den Komfort, die Handhabung und die Alginatretention zu optimieren. In 4 farblich kodierten Größen passen die Löffel jedem Patienten mit oder ohne feste Zahnsperre. Aus Polystyrol-Kunststoff. **Einmalgebrauch, aber auch kalt sterilisierbar.**

Einführungs-Set

5 Abdrucklöffel je Größe, zusätzlich L + XL, gesamt 60 Stück

35,00 € | Bestell-Nr. 7026955.211

DuraLock Plus Abdrucklöffel

50 Abdrucklöffel pro Packung/Farbe.

Grün | OK medium | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026947.211

Grün | UK medium | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026948.211



Blau | OK klein | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026949.211

Blau | UK klein | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026950.211



Orange | OK extra klein | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026951.211

Orange | UK extra klein | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026952.211



Rot | OK Kinder | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026953.211

Rot | UK Kinder | **31,00 €**

Bestell-Nr. 7026954.211



OK, glatt

UK, glatt



OK, perforiert

UK, perforiert

ABFORMLÖFFEL, METALL

Die Abformlöffel aus Metall gibt es mit perforierter oder glatter Oberfläche. Sie sind **sterilisierbar** und in 2 Größen erhältlich.

OK Kleinkinder | glatt | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5309030.211

UK Kleinkinder | glatt | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5309031.211

OK Schulkinder | glatt | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5309032.211

UK Schulkinder | glatt | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5309033.211

OK Kleinkinder | perforiert | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5319065.211

UK Kleinkinder | perforiert | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5319066.211

OK Schulkinder | perforiert | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5319067.211

UK Schulkinder | perforiert | **11,50 €**

Bestell-Nr. 5319068.211



STYROPOR-LÖFFEL

Für die Abformung des kindlichen Kiefers sind diese Abformlöffel aus Styropor besonders gut geeignet. Sie lassen sich leicht schneiden und somit auch an kleine Kiefer gut anpassen.

Gr. 20 OK, Kleinkind | 10 Stk. | **16,90 €**

Bestell-Nr. 436630.211

Gr. 20 UK, Kleinkind | 10 Stk. | **16,90 €**

Bestell-Nr. 436631.211

Gr. 22 OK, Schulkind | 10 Stk. | **16,90 €**

Bestell-Nr. 436632.211

Gr. 22 UK, Schulkind | 10 Stk. | **16,90 €**


Bestell-Nr. 436633.211

Gr. 24 OK, Jugendlicher | 10 Stk. | **16,90 €**

Bestell-Nr. 436634.211

Gr. 24 UK, Jugendlicher | 10 Stk. | **16,90 €**

Bestell-Nr. 436635.211



ANMISCHBECHER

Leicht zu reinigende Schalen zum Anmischen von Alginat. Die glatte Innenfläche erleichtert das Entfernen des Alginats. Durchmesser ca. 13 cm. In den Farben rot oder blau erhältlich.

Rot | **9,90 €** | **Bestell-Nr. 7033125.211**

Blau | **9,90 €** | **Bestell-Nr. 7033126.211**



SPATEL

Einfach zu reinigende Spatel zum Anmischen von Alginat oder Gips. In rot oder blau erhältlich. Ca. 19 cm lang.

3 Stück | Rot | **14,90 €**

Bestell-Nr. 7033128.211

3 Stück | Blau | **14,90 €**

Bestell-Nr. 7033129.211



Größe Pedro

Größe XS

Größe S

ABDRUCK-LÖFFEL FÜR KINDER

Die Abdrucklöffel haben ebene, runde Enden und kommen in 3 verschiedenen Größen: für Babys, in XS oder S. Die einzelnen Größen sind farblich verschieden, um Verwechslungen zu vermeiden und sind jeweils für unten und oben erhältlich.

Einmalgebrauch, 50 Stück pro Packung.

Pedo | Oben | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051000.211

Pedo | Unten | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051001.211

XS | Oben | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051002.211

XS | Unten | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051003.211

S | Oben | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051004.211

S | Unten | **35,00 €**

Bestell-Nr. 1051005.211

ANMISCHBECHER & SPATEL „TROPICAL“

Die transparenten Anmischbecher sind leicht zu verformen und gut zu reinigen. Durch die besondere Innenfläche der Schalen lässt sich das Alginat gut mit den nicht kratzenden Anmischspateln herausholen. Spatel-Länge ca. 19 cm. Becher-Ø ca. 10 cm.

Anmischbecher | Blau | **9,90 €**

Bestell-Nr. 7033183 BLUE.211

Anmischbecher | Grün | **9,90 €**

Bestell-Nr. 7033183 GREE.211

Anmischbecher | Orange | **9,90 €**

Bestell-Nr. 7033183 ORAN.211

Anmischbecher | Pink | **9,90 €**

Bestell-Nr. 7033183 PINK.211

Anmischbecher | Gelb | **9,90 €**

Bestell-Nr. 7033183 YELL.211



Spatel | Blau | **4,90 €**

Bestell-Nr. 7033184 BLUE.211

Spatel | Grün | **4,90 €**

Bestell-Nr. 7033184 GREE.211

Spatel | Orange | **4,90 €**

Bestell-Nr. 7033184 ORAN.211

Spatel | Pink | **4,90 €**

Bestell-Nr. 7033184 PINK.211

Spatel | Gelb | **4,90 €**

Bestell-Nr. 7033184 YELL.211

Inklusive
beschriftbaren
Namensschildern



DESIGNER ZAHNSPANGENDOSEN

Besonders modische Zahnspsangendosen in 6 verschiedenen Farben. Inklusive beschriftbaren Namensschildern.

24 Stück | **22,00 €**
Bestell-Nr. 7086010.211

MIRACASE

Glänzende, widerstandsfähige Boxen im modernen Design und mit tollem Spiegel im Inneren des Deckels! Metallverstärkt. Ca. 7 x 2,5 x 1 cm. Je Farbwahl 12 Stück.

Hellblau | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015003.211
Blau | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015004.211
Melone | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015005.211
Mandarine | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015006.211

Violett | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015007.211
Schwarz | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015001.211
Weiß | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015002.211
Gemischt | **18,90 €**
Bestell-Nr. 2015008.211



Je 12 Stück



BLEICHABFORM- BEHÄLTER

Der Bleichabformbehälter ist perfekt zum Aufbewahren von Abformlöffeln. In bunten Farben, inklusive Namensschildern.

12 Stück | **11,99 €**
Bestell-Nr. 7010338.211



ZAHNSPANGENDOSEN

Diese Retainerdosen werden komplett mit beschriftbarem Namensschild geliefert. Pastellfarben.

12 Stück | **14,50 €**
Bestell-Nr. 7010365.211

Extra hoch!



EURO DOSEN

Euro Dosen sind extra hoch und somit ideal für Zahnspsangen wie Fränkel oder Twinblock. Ca. 8 x 6 cm.

Sortiert | 12 Stück | **16,55 €**
Bestell-Nr. 7033120.211



ANMISCHSPATEL

Set mit sechs Spateln in frischen Farben zum Anmischen von Alginat oder Gips.

6 Stück | **29,00 €**
Bestell-Nr. 7039511.211



ECONOMY DOSEN

Die Zahnspsangendose Economy ist besonders attraktiv im Preis! Mit Öse für eine Kordel. Maße: 8 x 6 cm.

20 Stück | Uni | **23,95 €**
Bestell-Nr. 7033155.211

ZAHNSPANGENDOSEN „TROPICAL“

Farbenfrohe Zahnspsangendosen mit gutem Schnappverschluss. Inklusive Namensschildern zum Beschriften. Höhe ca. 2,2 cm. Farblich sortiert.

12 Stück | **11,90 €**
Bestell-Nr. 7010398.211



12 Stück,
farblich sortiert






DENOVO SOFORTPLATZHALTERSISTEM

Dieses einzigartige amerikanische Sofortplatzhaltersystem erlaubt dem Behandler die Herstellung eines Platzhalters innerhalb von 15 Minuten oder weniger, ohne dass Abdrücke genommen werden müssen oder die Anfertigung im Labor nötig wäre. Es muss noch nicht einmal gelötet werden! Kein zweiter Behandlungstermin ist zum Eingliedern des Platzhalters notwendig, gleich nach der Extraktion des Milchzahnes kann der Platzhalter eingesetzt werden. Das Denovo Sofortplatzhaltersystem besteht aus mehreren Komponenten, die für Sie schon zusammengestellt in Sets angeboten werden (siehe Tabelle). Basisausstattung sind entweder Sofortplatzhalter-Bänder oder Sofortplatzhalter-Kronen mit den dazugehörigen Abstandshaltern (Platzhalterdrähte) und der Denovo Zange, um die Platzhalterdrähte in den Röhrenchen zu fixieren.

So einfach läßt sich das Sofortplatzhaltersystem anwenden:



PLATZHALTERBÄNDER SETS

Platzhalterbänder Sets	Bestell-Nr.	Preis €	Platzhalter Bänder	Abstandshalter ohne Auflagen	Abstandshalter mit Auflagen	Abstandshalter mit Distal Shoe	Denovo Zange	Band-aufsetzer	Band-entferner
A Master Einführungs-Set	387150	740,00	104	48	44	4	Ja	Ja	
B Nachfüll-Set Platzhalterbänder	387160	580,00	104	48	44	4			
C Deluxe Masterband Set	387165	780,00	104	48	44	4	Ja	Ja	Ja
D Einführungsset	387350	499,00	52	24	22	2	Ja		
E Nachfüll-Set Platzhalterbänder	387360	365,00	52	24	22	2			
F Deluxe Einführungsset	387365	590,00	52	24	22	2	Ja	Ja	Ja



PLATZHALTERKRONEN SETS

Platzhalterkronen Sets	Bestell-Nr.	Preis €	Platzhalter Bänder	Milch 4er Platzhalterkronen	Milch 5er Platzhalterkronen	Milch 6er Platzhalterkronen	Abstandshalter ohne Auflagen	Abstandshalter mit Auflagen	Abstandshalter mit Distal Shoe	Denovo Zange	Band-aufsetzer	Band-entferner
G 6er Platzhalterkronen Nachfüllset	930100	169,00				28		28				
H 6er Platzhalterkronen Set	930101	349,00				28		28		Ja		
I Milch 5er Platzhalterkronen Nachfüllset	930200	223,00			28		28					
J Milch 5er Platzhalterkronen Set	930201	351,00			28		28			Ja		
K Milch 4er Platzhalterkronen Nachfüllset	930300	251,00		28					28			
L Milch 4er Platzhalterkronen Set	930301	361,00		28					28	Ja		
M KOMBI-SET Deluxe Professional Set	930106	1.325,00	96	28	28	28	76	72	32	Ja	Ja	Ja

G 6er Platzhalterkronen Nachfüllset



H 6er Platzhalterkronen Set




I Milch 5er Platzhalterkronen Nachfüllset



J Milch 5er Platzhalterkronen Set



K Milch 4er Platzhalterkronen Nachfüllset




L Milch 4er Platzhalterkronen Set



DENOVO MOLARENBÄNDER

Die Denovo Molarenbänder werden in normaler und in schmaler okklusal-gingivaler Breite angeboten. Die Bänder, die für Ober- oder Unterkiefer vorgeformt sind, sind so gestaltet, dass sie sowohl auf erste und zweite Milchmolaren als auch auf Sechsjahrmolaren passen. Mit zunehmender Größe nimmt auch die Bandbreite schrittweise zu. Es werden Größen von 23-42 angeboten, halbe Größen sind ebenfalls erhältlich, um eine genaue Passform zu gewährleisten. Alle Bänder sind poliert und haben abgerundete Kanten.

Molarenbänder | Sortiment
288 Stück | **459,00 €**
Bestell-Nr. **161100.211**



Molarenbänder | Set OK
140 Stück | **289,00 €**
Bestell-Nr. **161101.211**

Molarenbänder | Set UK
140 Stück | **289,00 €**
Bestell-Nr. **161102.211**



M Kombi-Set: Deluxe Professional Set



Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Stabiles, dauerhaftes Metallgefüge
2. Keine Abdrücke oder Laborkosten
3. Einfaches und schnelles Entfernen möglich
4. Als Platzhalterbänder oder Kronen erhältlich
5. Auch mit Distal Shoe erhältlich, um bei frühzeitigem Verlust der zweiten Milchmolaren bei noch nicht durchgebrochenen Sechsjahrmolaren die Lücke offen zu halten und ein Mesialisieren des 6ers zu verhindern.

INFO!



Das Bestellformular für die Nachbestellung von Einzelteilen für Denovo Sofortplatzhalterbänder, Sofortplatzhalterkronen und für einzelne Molarenbänder finden Sie auf den Seiten 90-91.



DISTAL SHOE

Distal Shoe ist passend für Platzhalterbänder und Platzhalterkronen.

Distal Shoe | 10 Stück

39,90 €

Siehe Bestellfax S. 90



PLATZHALTER-BAND

Einzel oder als Set erhältlich (siehe Tabelle).

Platzhalterband | Einzel

7,20 €

Siehe Bestellfax S. 90



PLATZHALTER-RÖHRCHEN

Diese Platzhalterröhrchen können an Denovobänder oder -kronen gelötet werden.

Platzhalterröhrchen | 10 Stk.

45,50 €

Siehe Bestellfax S. 90



A



B

PLATZHALTER-DRAHT

A | Ohne Auflage

10 Stück pro Packung

19,50 €

Siehe Bestellfax S. 90

B | Mit Auflage

10 Stück pro Packung

29,50 €

Siehe Bestellfax S. 90



DRAHTSCHNEIDER

Der Denovo Drahtschneider ermöglicht es, Drähte so abzuschneiden, dass es nicht zu Quetschungen kommt und Drahtenden nicht wegspringen können! Die Drähte passen einfach in die vorgeformten Röhrchen. Ideal zum Abschneiden von Denovo Platzhalterdrähten, aber auch unentbehrlich in der Kieferorthopädie.

Drahtschneider | **139,00 €**

Bestell-Nr. 802020.211



BANDABNEHMER-ZANGE

Bänder und Platzhalter können mit der Bandabnehmerzange einfach und bequem abgenommen werden. Aluminium-Ersatzstopfen bitte extra bestellen!

Bandabnehmerzange | **113,00 €**

Bestell-Nr. 800202.211

Ersatzstopfen | 3 Stück | **19,90 €**

Bestell-Nr. 800702.211



SILBERNER BANDANDRÜCKER

Mit dem silbernen Denovo Bandandrücker können Bänder an die Kontur des Zahnes angedrückt werden. Das gefurchte Ende verhindert das Abrutschen vom Zahn.

Bandandrücker | **43,40 €**

Bestell-Nr. 811003.211



DENOVO ZANGE

Mit Hilfe dieser Zange werden die Stopps in die Röhrchen gesetzt, so dass die Platzhalterdrähte in den Röhrchen fixiert sind.

Denovo Zange | **138,00 €**

Bestell-Nr. 800419.211



DENOVO PLATZHALTER ACCESSORY-SET

Das Set enthält Bandandrückstab, silbernen Bandandrücker, Bandabnehmerzange und Bandkonturierzange. Alle Instrumente können aber auch einzeln bestellt werden.

Set | **165,00 €**

Bestell-Nr. 387465.211



BANDAUFSETZER

Autoklavierbare Aufbissstäbe für das Anpassen und Einsetzen von Bändern. Bunt sortiert.

4 Stück | **48,60 €**

Bestell-Nr. 7033190.211



BANDKONTURIER-ZANGE

Die Denovo Bandkonturierzange kann für Bänder und Kronen verwendet werden.

Bandkonturierzange | **125,00 €**


Bestell-Nr. 800108.211



KINDER-DENT PLATZHALTER ACCESSORY-SET

Zur Adaption der Platzhalterbänder sind diese Sets genau das Richtige. Enthalten sind blaue Bandaufsetzer, ein silberner Bandandrücker und eine Bandabnehmerzange.

99,00 € | Bestell-Nr. 15500.211



Festsitzender Sofortplatzhalter Band und Loop*

A Der Sofortplatzhalter kann sofort nach der Extraktion eingegliedert werden.


B Positionierung des Bandes mit dem blauen Bandandrücker.

C Anpassen des Bandes mit dem silbernen Bandandrücker.

D Schneiden der Länge des Abstandhalters.

E Fertig einzementierter Platzhalter.

* mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff und M. Quick, Hamburg.



Distal Shoe bei noch nicht durchgebrochenen 6-Jährlolaren*

A Extraktionsreifer 85 bei noch nicht durchgebrochenem 46.

B Distal Shoe Platzhalter – 46 kann nicht mesialisieren.

C Denovo-Krone mit Distal Shoe Platzhalter.

D Stark zerstörter, extraktionsreifer Zahn 55.

E Röntgenbild.

F 4 Monate nach Eingliederung des Distal Shoe, reizlos abgeheilte Schleimhaut, Zahn 16 im Durchbruch.

* mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff und M. Quick, Hamburg.

MUNDVORHOFPLATTE NACH PROF. HINZ

Die Mundvorhofplatte erleichtert schädliche Angewohnheiten abzugewöhnen. Sie verhindert Zahnfehlstellungen und Kieferanomalien und damit eine spätere kieferorthopädische Behandlung. Erhältlich in 2 Größen, kindgerecht verpackt in einer farbigen Hygiene-Box. Größe 1 (roter Ring) für das Milchgebiss, Größe 2 (blauer Ring) für das Wechselgebiss.



A Mit Zungengitter:

A MVP 1 | transparent | starr
14,90 € | Bestell-Nr. 93201.211

MVP 2 | transparent | starr
14,90 € | Bestell-Nr. 93202.211



B Mit Perle:

B MVP 1 | transparent | starr
11,90 € | Bestell-Nr. 93501.211

MVP 2 | transparent | starr
11,90 € | Bestell-Nr. 93502.211

MVP 1

Standard | starr:

G MVP 1 | Weiß
11,90 € | Bestell-Nr. 93001.211

MVP 1 | Gelb
11,90 € | Bestell-Nr. 93021.211

MVP 1 | Pink
11,90 € | Bestell-Nr. 93031.211

MVP 1 | Grün
11,90 € | Bestell-Nr. 93041.211



MVP 2

Standard | starr:

H MVP 2 | Weiß
11,90 € | Bestell-Nr. 93002.211

MVP 2 | Gelb
11,90 € | Bestell-Nr. 93022.211

MVP 2 | Pink
11,90 € | Bestell-Nr. 93032.211

MVP 2 | Grün
11,90 € | Bestell-Nr. 93042.211

Standard | elastisch:

C MVP 1
transparent | 11,90 €
Bestell-Nr. 93301.211



C MVP 2
transparent | 11,90 €
Bestell-Nr. 93302.211



MVP 1

Mit Käppchen | starr:

E MVP 1 | Weiß
11,90 € | Bestell-Nr. 93101.211

MVP 1 | Gelb
11,90 € | Bestell-Nr. 93121.211

MVP 1 | Pink
11,90 € | Bestell-Nr. 93131.211

MVP 1 | Grün
11,90 € | Bestell-Nr. 93141.211



MVP 2

Mit Käppchen | starr:

F MVP 2 | Weiß
11,90 € | Bestell-Nr. 93102.211

MVP 2 | Gelb
11,90 € | Bestell-Nr. 93122.211

MVP 2 | Pink
11,90 € | Bestell-Nr. 93132.211

MVP 2 | Grün
11,90 € | Bestell-Nr. 93142.211

Mit Käppchen | elastisch:

D MVP 1
transparent | 11,90 €
Bestell-Nr. 93401.211



D MVP 2
transparent | 11,90 €
Bestell-Nr. 93402.211



STOPPI® - ENTWÖHNUNGS-SAUGER

Der Entwöhnungs-Sauger ist eine zahngesunde Alternative zu bestehenden Lutschgewohnheiten. Bei STOPPI liegt kein störender Fremdkörper zwischen den Schneidezähnen. Ober- und Unterkiefer können sich normal entwickeln und die Zähne ungestört in ihre richtige Stellung zueinander wachsen.

14,95 €
Bestell-Nr. 50850.211



Für Kinder ab 2 Jahren

PreisHit!

nur € 99,-

STOPPI® - STARTERSET

Für eine bessere Präsentation in der Praxis wurde dieses attraktive Display mit passendem Prospektaufsteller entworfen. Das Display enthält sechs geblisterte Entwöhnungs-Sauger, ein Muster-Stoppi ist zusätzlich am Display angebracht.

nur 99,00 €
Bestell-Nr. 50851.211



BRUXI® PLUS-SET zur individuellen Anpassung inkl. SILCOfix® und Silikon „DIRECT“

Nächtliches Zähneknirschen ist weit verbreitet: ca. 20 % aller Kinder und Jugendlichen sind davon betroffen. BRUXI®plus – eine Unterkiefer-Silikon-Schiene – schützt vor Schäden am Zahnschmelz und sorgt für einen ungestörten Tiefschlaf. Frühzeitig – ab dem 3. Lebensjahr – angewandt, kann das Knirschen nachhaltig abgewöhnt werden. Die Schiene ist in einer Größe erhältlich und wird für das Milchgebiss gekürzt. Eine Individualisierung im Mund direkt oder auf dem Kiefermodell mit einem Spezial-silikon und Haftvermittler bietet einen guten Halt.

BRUXI®plus-Set zur individuellen Anpassung bestehend aus:

- 4 Unterkiefer-Silikon-Schienen, SILCOfix®, "DIRECT"-Silikon,
 - 4 Mischkanülen
- Set | 98,50 €
Bestell-Nr. 93805.211



Schiene mit SILCOfix® einstreichen ...



... und mit „DIRECT“-Silikon individualisieren.



BRUXI® einzeln
Eine Unterkiefer-Silikon-Schiene, individuell an das Milchzahngebiss anpassbar.
1 Schiene | 16,50 € | Bestell-Nr. 93800.211



„TWO-IN-ONE“-BOXEN

Optimaler Schutz für IST- und KFO-Geräte in nahezu allen Größen. Der Clou: Durch die Trapez-Form ist die Box sowohl für schmalere Schienen als auch für breitere herausnehmbare Geräte geeignet – man dreht sie einfach um 180°. Die Luftlöcher verhindern die Bildung von Bakterien. Box in einem ansprechenden Design in fünf verschiedenen Farben. Maße: B: 7,5 cm; T: 7,5 cm; H: 2,9 cm

10 Stck., 5 Farben sortiert
7,90 €
Bestell-Nr. 92440.211



FLEXIBLES MASSBAND

Kann nach Belieben gebogen und gekürzt werden, um sich jeder Kontur anzupassen. Die Millimeteerteilung ist zusätzlich in 5 mm Einheiten optisch unterteilt. So können gerade und gebogene Strecken am Zahnbogen genau ausgemessen werden. Sehr nützlich zur Modellanalyse, um Fernröntgenaufnahmen auszuwerten und die Bracketposition zu bestimmen. L. ca. 16 cm.

25 Stück | **14,99 €**
Bestell-Nr. 7033177.211



LIPPENSCHUTZ FÜR BRACKETS

Der Lippenschutz aus weichem Silikon schnappt über obere oder untere Bracketbögen und schützt so die Lippen. Durch die abgerundete, glatte Oberfläche wird eine Irritation der Lippen Schleimhaut verhindert. Er kann leicht zum Reinigen der Zähne entfernt werden. Vorgebogen und 10 Stück.

5 x OK und 5 x UK | **49,00 €**
Bestell-Nr. 7028910.211

ELASTIKRING-INSTRUMENT

Mit diesem bunten Instrument können Patienten ihre eigenen kieferorthopädischen Elastikringe einsetzen und wieder entfernen. Lieferung ohne Ringe.

100 Stück | sortiert | **19,90 €**
Bestell-Nr. 7033115.211



ABDRUCKHILFE FÜR FESTSITZENDE SPANGEN

Der Plastikstreifen passt über die Brackets und vermeidet, dass sich das Alginat festsetzt. Einzeln verpackt, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

50 Stück | statt ~~31,00 €~~ nur **24,90 €** **Reduziert!**
Bestell-Nr. 1051120.211



nur 24,90 €



Abb. 1

Abb. 1
Festsitzende ästhetische Lückenversorgung mit Bambino Zähnen und Milchzahn-KFO Bändern von Denovo, die seit dem 3. Geburtstag getragen wurden und jetzt wegen bevorstehender Zahnung entfernt werden.



Abb. 2

Abb. 2
Korrekturer Sitz des fäl – beachten Sie, dass der OK-Alveolarkamm und damit der OK Frontzahn-Keimbereich nicht in seiner sagittalen Entwicklung durch den Kunststoff behindert wird. Die Bambino Zähne wurden kindlich lückig aufgestellt.



Abb. 3


Abb. 3
Aussehen ohne fäl.

INFO!



Die wahrscheinlich fundierteste Begründung der Lückenversorgung der Frontzähne im Milchgebiss liegt in der Ästhetik und Psychologie. Wenn die Eltern den Wunsch äußern, die Frontzähne zu ersetzen, damit „das Kind normal aussieht“ und nicht von anderen Kindern oder – viel häufiger – von nicht sehr sensiblen Erwachsenen angesprochen werden soll, so ist dieser Wunsch verständlich und nach Aufklärung der verschiedenen Möglichkeiten auf jeden Fall erfüllbar. Es empfiehlt sich bei Patienten unter drei Jahren, die mehr als zwei, aber nicht mehr als vier Frontzähne verloren haben, eine Lückenversorgung anzubieten, die festsitzend einzementiert wird. Der Kinder-„festsitzende ästhetische Lückenhalter“ oder kurz „fäl“, ist eine Versorgung, die leicht herzustellen ist und gut von den Kindern und Eltern akzeptiert wird. Sie besteht aus zwei für Milchzähne geeigneten kieferorthopädischen Bändern, die an die zweiten Milchmolaren angebracht werden und mit einem palatinal gelegenen Bogen verbunden sind. An dem Bogen sind Retentionen angelötet worden, die wiederum kleine Milchfrontzähne tragen.

Der Kinder-fäl wird mit herkömmlichen kieferorthopädischen Bandzementen eingesetzt (z.B. Ketac-cem). Er muss regelmäßig kontrolliert werden (2 x jährlich). Manchmal muss er neu zementiert werden, genau wie es auch der Fall bei festsitzenden KFO-Geräten sein kann. Er wird entfernt nachdem die unteren bleibenden Frontzähne durchgebrochen sind, in Erwartung dass die Oberkieferzähne dann auch bald durchbrechen.
Dr. Ch. L. Butz, München



KUNSTSTOFF MILCHZÄHNE FÜR PROTHESEN

Wenn einmal mehr als eine Zahnlücke überbrückt werden soll, kommen diese Kunststoff Milchzähne zum Einsatz. Bambino Zähne eignen sich für die Herstellung von Kinderprothesen. Bei der Bestellung bitte jeweils Oberkiefer oder Unterkiefer angeben, sowie Front- oder Molarenbereich.



Frontzähne | OK Farbe 59
6 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10068 OK59.211

Frontzähne | OK Farbe 61
6 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10068 OK61.211

Frontzähne | UK Farbe 59
6 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10068 UK59.211


Frontzähne | UK Farbe 61
6 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10068 UK61.211

Molaren | OK Farbe 59
4 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10069 OK59.211

Molaren | OK Farbe 61
4 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10069 OK61.211

Molaren | UK Farbe 59
4 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10069 UK59.211

Molaren | UK Farbe 61
4 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 10069 UK61.211



Fotos mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Ch. L. Butz

**Bitte beachten Sie:
Farbe 59 ist heller als 61!**



WIEDERVERWENDBARE PLASTIKTASCHEN

Wiederverschließbare Mehrwegplastiktaschen.

Klein | 5 x 7,5 cm | 100 Stück
1,60 € | Bestell-Nr. 705141.211

Mittel | 7,5 x 13 cm | 100 Stück
3,30 € | Bestell-Nr. 705142.211

Groß | 10 x 15 cm | 100 Stück
5,90 € | Bestell-Nr. 705143.211



EARTH STONE GIPS COMPOSIT

Ermöglicht in Minutenschnelle Modelle am Stuhl! Ohne Staub, viel Abfall und lange Aushärtungszeiten können Sie jetzt viel Zeit sparen und mehrere Behandlungsschritte in einer Behandlung durchführen. Einfach Aktivator in den Container füllen, schütteln und den Abdruck mit der bläschenfreien, cremigen Masse ausgießen. In ca. 10 Minuten ist das Modell vollständig ausgehärtet. Die Modelle sehen aus wie Epoxyd und fühlen sich auch so an, dank der leicht glänzenden, kreisfreien und dennoch kratzfesten Oberfläche.

18 Mischungen à 110 g | **57,95 €**
Bestell-Nr. 7088012.211

12 Mischungen à 220 g | **57,95 €**
Bestell-Nr. 7088013.211

ALGINAT MIT FRUCHTDUFT

Lecker! Und kein ekliges Würgegefühl mehr. Nun gibt es Alginat mit Fruchtduft! Jetzt wird auch bei Kindern der Alginatabdruck zur leichtesten Übung.
 450 g | **5,90 €**
Bestell-Nr. 6804250.211



GESCHMACK FÜRS ALGINAT

Nur wenige Tropfen genügen, schon kann der Geschmack für den Patienten individuell beim Anmischen bestimmt werden. In folgenden Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Vanille, Kirsche und Frucht-Mix. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Geschmacksrichtung an!

Flasche | **nur noch 5,75 €**
Bestell-Nr. 7026917.211

10 Flaschen sortiert + Acrylständer
111,00 € | Bestell-Nr. 7026919.211



nur noch € 5,75

Anzeige



Für Ihre kleinen Patienten fertigen wir:

Lückenhalter & Kinderprothesen in frechen Farben mit vielen lustigen Bildchen


NEU flexible Kinderprothesen und Platzhalter aus **Valplast®**



Kinderprothese mit Bambini-Ersatzzähnen



Lückenhalter ohne Dehnschraube



Lückenhalter mit Dehnschraube



Lückenhalter gelötet



Geamantillierter Lückenhalter zur Überstellung des Kreuzbisses

Informationen & Produktmappe ➔ Tel.: +49 (0) 791-9 78 78 13

Ihr Spezialist für Kinder-Zahnheilkunde und Kieferorthopädie

Tessmann Kfo-Technik



Fachlabor für Kieferorthopädie & Kinderzahnheilkunde

Manuela Tessmann

Am Spitalbach 22
 D - 74523 Schwäbisch Hall
 T: +49 (0) 791 - 9 78 78 13
 F: +49 (0) 791 - 9 78 78 29
 eMail: tessmann@kfotechnik.com
 Web: www.kfotechnik.com



MODEL-BOXEN

Praktische kleine Schachteln für die Aufbewahrung oder den sicheren Transport von Abdruckmodellen. In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. 25 Stück, Unterteilt (B 18 x H 3,2 cm) oder 50 Stück, Universal (L 16,5 x B 8,9 x H 6,3 cm)

25 Stück | Unterteilt | **49,00 €**
Bestell-Nr. 7017016.211

50 Stück | Universal | **35,00 €**
Bestell-Nr. 7089410.211



Ohne Alkohol, Farbstoffe und Saccharin



KFO-MUNDSPÜLUNG

Diese Mundspülung kommt an die Stellen, an die eine Zahnbürste nicht gelangt. Einfach in der Anwendung, hilft die Mundspülung für Patienten mit festen Klammern/ Spangen, die Bakterienanzahl zu verringern und das Kariesrisiko durch 16% Xylitol zu minimieren. Desweiteren remineralisiert es die Zähne, verschafft Linderung bei kleinen Wunden und hellt zudem die Zähne auf. Ohne Alkohol, Farbstoffe und Saccharin.

237 ml | **5,85 €**
Bestell-Nr. 1044112.211



Patientenwachs in duftenden Boxen

PATIENTENWACHS

Weintraube = Lila, 50 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 1001024.111
Orange = Orange, 50 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 1001026.111
Kirsche = Rot, 50 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 1001012.111
Bubblegum = Pink, 50 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 1001014.111
Vanille = Weiß, 50 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 1001036.111

ORTHOSIL SILIKONWACHS

Dieses spezielle Silikonwachs schützt die Lippen vor Irritation durch Brackets oder Drähte. Es ist leichter zu entfernen als Wachs auf Petroleumbasis. Wasserfest und transparent. 6 Silikonwachsstreifen pro Schachtel.

50 Schachteln | **39,90 €**
Bestell-Nr. 7033119.111

Silikonwachs



Schutz für die Lippen

PATIENTENWACHS IN BUNTEN BOXEN

Die preisgünstige Alternative! Patientenwachs in bunten, glitzernden Farben. 5 Wachsstreifen pro Schachtel. Sortiert.

50 Schachteln | **31,00 €**
Bestell-Nr. 7033101.211




Erhältlich in sieben Farben

LABORKISTEN

Die stabilen, farbenfrohen Laborkisten aus Plastik sind stapelbar und haben einen Metallclip mit dem der Laborauftrag befestigt werden kann. In sieben Farben erhältlich: Gelb, Grün, Weiß, Orange, Lila, Hellblau, Bordeaux. **Bitte bei Bestellung die Farbe angeben.**

1 Stück | **7,00 €**
Bestell-Nr. 7010339.211



ENDOMESSLEHRE

Praktische Messvorrichtung für Endoinstrumente. Autoklavierbar bis 121 °C. Durchnummeriert. Farbe: Blau.

Endomesslehre | **6,80 €**
Bestell-Nr. **46 C.211**

*Unverzichtbarer Helfer
in Ihrer Praxis ...*



ENDOKISSEN



Handliche, kleine Schaumstoffkissen, welche Ihre Instrumente während der Endodontie-Behandlung halten, ordnen und reinigen. Ideal für Ihre Wurzelkanalinstrumente. Die Rückseite der Kissen ist mit einer Klebefläche ausgestattet, so dass sie sich an die Patientenserviette oder einen anderen beliebigen Ort befestigen lassen. Ca. 5 cm. Einmalartikel.

50 Stück | **24,90 €**
Bestell-Nr. **7022910.211**

ENDO-STATION

Die Endo-Station organisiert effizient alle Instrumente für die Endodontie-Behandlung, bietet freie Übersicht über die Instrumente und ist zudem sehr hygienisch. Der abnehmbare Deckel verhindert eine Kreuzkontamination nach der Vorbereitung für die Behandlung. Klar eingeteilte Linien sorgen für eine schnelle und übersichtliche Sortierung und die Schublade bietet frei einteilbare Fächer für Klammern, Dämme oder andere kleine Behandlungshilfen. Der blaue Einsatz ist dampfsterilisierbar bis zu 133 °C.

Endo-Station | **110,50 €**
Bestell-Nr. **7061050.211**



**organisiert,
übersichtlich
und sehr
hygienisch**

KETAC CEM

Ketac Cem ist für das Einzementieren von präkonfektionierten Edelstahlkronen und Bändern sehr gut geeignet.

Pulver 33 g |
37,00 €
Bestell-Nr. **001051.211**



Flüssigkeit 12 ml |
15,00 €
Bestell-Nr. **001052.211**

Apli Kapseln |
50 Stück | **75,00 €**
Bestell-Nr. **001668.211**

Maxi Kapseln |
50 Stück | **139,00 €**
Bestell-Nr. **001672.211**



EVADYNE

Das lichterhärtende Füllungsmaterial für temporäre Füllungen gibt Fluoride an die umliegende Zahnschubstanz frei. Zudem bietet es eine schnelle und einfache Applikation direkt in die Cavität – dank des Spritzenaufsatzes. Evadyne ist ein geschmack- und geruchloses Material, das nicht reizt. Trotz der guten Verschlusseigenschaften, ist dieses Füllungsmaterial dennoch einfach im Ganzen zu entfernen.

5 g Spritze + 15 Einwegaufsätze
35,00 € | Bestell-Nr. **7082912.211**

MULTI-CAL

Multi-Cal ist ein Calciumhydroxid-Präparat für die endodontische Behandlung. Es wird empfohlen für die Routinebehandlung als anti-mikrobielle Einlage zwischen den Behandlungsterminen und für komplizierte endodontische Fälle. Multi-Cal wird nicht fest und kann einfach wieder aus dem Wurzelkanal entfernt werden.

4 x 1,2 ml Spritzen + 8 Aufsätze | **32,95 €**
Bestell-Nr. **5822468.211**


Indikationen bei der Wurzelbehandlung:

- Antibakterielle Einlage
- bei periapicalen Läsionen, Zysten und Abszessen
- fördert die periapicale Heilung
- behandelt Eiter, Exudation und Blutungen
- behandelt traumatische Verletzungen, gebrochene und luxierte Zähne
- stoppt die traumatische Wurzelresorption
- behandelt Wurzelfrakturen und -perforationen
- behandelt interne und externe Wurzelresorption
- Stimuliert die Apexification und Apexogenese

Die nicht-chirurgische Lösung bei Abszessen & verfehlten Wurzelkanälen:

- PH 12
- bakterizid und Bakterien hemmend
- desinfiziert die Kanäle
- beugt Entzündungen vor
- löst Reste vom Pulpengewebe auf
- Radiopaque
- ersetzt gefährliches Formocresol
- kein Anmischen – fertiges Präparat!
- leicht aus Wurzelkanälen zu entfernen





MTA ANGELUS

Mineral-Trioxid-Aggregat Paste für Endodontie

MTA das Zaubermittel der Endodontie jetzt endlich auch bezahlbar! MTA ist das Mittel für die Vitalamputation an Milchzähnen oder bleibenden Zähnen. Der Vorteil gegenüber Eisensulfat ist, dass weniger interne Resorption auftritt. Es ist biologisch sehr verträglich, röntgensichtbar, feuchtigkeitsunempfindlich und erzielt exzellente klinische Ergebnisse.

Auch in Fällen von Frontzahntraumata bei hoffnungslosen, devitalen, unreifen permanenten Frontzähnen mit Erfolg anwendbar. Oft kann so die Alveolarknochenhöhe bis zum entsprechenden Alter erhalten werden, um dann implantieren zu können. Auch in Endodontie-Spezialgebieten, wie Perforationsreparatur oder ähnlichem bekannt.


MTA Angelus Grau, 1g
41,50 €
Bestell-Nr. 8202.211

MTA Angelus Grau Maxi, 2g
69,00 €
Bestell-Nr. 8212.211

MTA Angelus Weiß, 1g
41,50 €
Bestell-Nr. 8222.211

MTA Angelus Weiß Mini
2 Anwendungen, 0,14g
14,30 €
Bestell-Nr. 8242.211

PreisHit!
2 g nur €
69,-



PIPETTE

Mit diesen praktischen Pipetten können Sie Flüssigkeiten wie Bonding tropfen oder Wurzelkanäle spülen. Die lange, feste Spitze ist 17mm lang, am Ende nur 1 mm breit, insgesamt sind die Pipetten ca. 7,5 cm lang. Jede Pipette kann etwa 0,8ml speichern. Einwegartikel aus durchsichtigem Plastik, nicht steril.

100 Stück | 49,90 €
Bestell-Nr. 1042.211



MULTI USE TIPS

Die Applikator Tipps sind ideal für Wurzelkanalspülungen, Aspirationen, die Abgabe von endodontischen Zementen und die Spülung von Zahnfleischtaschen geeignet. Sie bestehen aus Plastik, was die Tipps sehr flexibel macht und sind extrem dünn, so dass ein tiefes Eindringen in den Wurzelkanal möglich ist. Passend für alle Spritzen.

20 Tips | 8,90 €
Bestell-Nr. 8070.211



MTA APPLIKATOR

Dieses Instrument ist für die Anwendung von MTA in kleinen Kavitäten gedacht. Dies wird durch eine sehr dünne Spitze gewährleistet. Der MTA Applikator zeichnet sich aus durch ergonomisches Design und eine einfache Handhabung. Autoklavierbar.

39,95 € | Bestell-Nr. 1550.211

INFO!



- Arbeitszeit: 35 Minuten
- Vollständige Abbindung: 130 Minuten



MTA FILLAPEX

Der neue Sealer auf MTA-Basis für die Wurzelkanalfüllung! Erhältlich in den Ausführungen 4 g oder 12 g.

Einfaches Handling durch automatisches Anmischen im Applikationsaufsatz. Ausgezeichnete Fließfähigkeit erlaubt ein Füllen der akzessorischen Seitenkanäle. Hohe Radioopazität, dadurch sehr gut röntgenologisch erkennbar und eine gute Abdichtung und Stabilität durch geringe Löslichkeitseigenschaften. MTA Fillapex ist auch einfach zu entfernen bei notwendiger Revision.

Fillapex 4 g | 21,90 € | Best.-Nr. 8270.211
Fillapex 12 g | 52,95 € | Best.-Nr. 828000.211

IRM

Intermediat Restoratives Material – IRM. Schnell abbindendes Zinkoxid Eugenol. In der Kinderzahnheilkunde als Amputations-Aufbaumaterial nach einer Vitalamputation mit Eisensulfat und auch sonst als provisorisches Füllungsmaterial anwendbar.

Intro Packung
40 g Pulver und 15 ml Flüssigkeit.
39,00 €

Bestell-Nr. 006560.211

Pulver 40 g | 27,00 €

Bestell-Nr. 006561.211

Flüssigkeit 15 ml | 17,00 €

Bestell-Nr. 006562.211

Kapsel 50 Stück | 55,00 €

Bestell-Nr. 006565.211





MULTIFLEX SYRINGE

Diese drei farblich codierten, wieder verwendbaren Spritzen (5,5 ml) können mit nahezu jeder Flüssigkeit oder dem WF-Material Ihrer Wahl befüllt werden. Die Spritzen sind bis zu 50 Mal autoklavierbar. Mit ihrem superfeinen, flexiblen Aufsatz eignen sie sich besonders gut für endo- und parodontologische Maßnahmen.

Lieferumfang 3 farbcodierte 5,5 ml Spritzen; Gleitmittel

18,90 € | Bestell-Nr. 500 RSY.211



MULTI SUCTION

Multi Suction wurde entwickelt, um das Trocknen der Wurzelkanäle schneller bewerkstelligen zu können, als mit herkömmlichen Papierspitzen. Die feinen, flexiblen Spitzen werden dazu in den Wurzelkanal eingeführt und die Spritze mit dem dazugehörigen Adapter an den Speichelzieher angeschlossen.

Multi Suction Set

bestehend aus 2 Adaptern, 2 Röhren, 20 Einmalaufsätzen

49,00 € | Bestell-Nr. 500 MA.211

Multi Suction Tips

bestehend aus 40 Einmalaufsätzen

28,90 € | Bestell-Nr. 500 MATP.211

Speziell für Wurzelbehandlungen an Milchzähnen



VITAPEX PASTE FÜR WURZELBEHANDLUNGEN

Leicht applizierbare Calciumhydroxid-Jodoform Paste. Die Paste wird in vorgefertigten Applikationsspritzen geliefert, die durch eine sehr dünne Kanüle die Applikation der Paste direkt in den Wurzelkanal ermöglichen. Ideal für Milchzähne, da die Paste resorbierbar ist und ein Durchbrechen der bleibenden Zähne nicht behindert. Durch lang anhaltende, antibakterielle Eigenschaften werden sehr gute Ergebnisse erzielt.

Vitapex Paste

1 x 2g Spritze + 20 Spritzenenden

46,90 € | Bestell-Nr. 7092812 VNY.211

Nachfüllpackung

1 x 2g Spritze

38,90 € | Bestell-Nr. 7092812 VNYB.211

Probeset

1 x 0,5g Spritze + 3 Spritzenenden

18,90 € | Bestell-Nr. 7092812 VNYI.211

Spritzenendstücke aus Plastik

40 Stück

19,90 € | Bestell-Nr. 7092812 VNYC.211

Wurzelfüllung an Zahn 73 mit Vitapex*




A Kontrollaufnahmen nach Vitalextripation und Wurzelfüllung mit Vitapex (radiopak)

B 10 Monate nach WF

C 30 Monate nach WF

Beispiele für Vitapex-Anwendungen:



Vitalamputationen und Stahlkrone an 84*

A Präparation mit Knospe (s. S. 34 Präp-Set)

B Okklusale Reduktion

C Approximal Separieren

D Vitaler Zahn nach Trepan


E Nach Einwirken von Eisensulfat

F Aufbau mit IRM

G Zementierte Krone

H Postoperatives Röntgenbild

* mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff und M. Quick, Hamburg.



Wurzelfüllung an Zahn 54 mit Vitapex*

A Röntgenbild vorher

B Nach Trepanation

C Dargestellte Kanäle

D Trocknen mit Papierspritzen


E Füllen mit Vitapex-Paste

F Gefüllte Kanäle

G Versorgung der Stahlkrone

H Röntgenbild nachher

* mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff und M. Quick, Hamburg.



KRONEN-INSTRUMENTE-SET

Das Set enthält alle Instrumente, die man für das Adaptieren und Eingliedern von Stahlkronen benötigt: **A** How-Zange, **B** Halbkugelzange, **C** Kronenkonturierzange, **D** gebogene Kronenschere, und **E** Aufbissstab. Die Instrumente für die Adaption und Konturierung von präkonfektionierten Stahlkronen sind von höchster Qualität und Haltbarkeit.

290,00 €
Bestell-Nr. 53000.211

KRONENSCHERE

Die preisgünstige Alternative. Scharfe Kronenschere für Präzisionsarbeit.

Schere | 25,90 €
Bestell-Nr. 2201016.211




PreisHit!

nur
€ **25,90**

BÖRTEL („CRIMPS“) ZANGE

Zange für Edelstahlkronen.

12,5cm | 47,90 €
Bestell-Nr. 6247.211



KRONENZANGE HOW

Die Kronenzange ist hervorragend verwendbar für das Anpassen der mesiodistalen Breite der Krone, sowie zum Drehen geeignet.

Gerade | 39,90 €
Bestell-Nr. 5178800.211
Gebogen | 39,90 €
Bestell-Nr. 5178805.211




MILCHZAHNKRONEN UND ENDODONTIE

Die Konturierzange dient der Kronenrandgestaltung. Dank ihr können Kronen so konturiert werden, dass die Ränder eng am Zahn anliegen und der gewünschte Schnappeffekt entsteht. Die Konturierzange mit Feder wird besonders zur Konturierung von kleineren Kronen empfohlen.

A | Kronenkonturierzange ohne Feder
177,00 € | Bestell-Nr. 800417.211

B | Kronenkonturierzange mit Feder
177,00 € | Bestell-Nr. 800421.211



KRONENSCHEREN

A | Stark gebogen | 66,90 €
Bestell-Nr. 801203.211

B | Gerade | 66,90 €
Bestell-Nr. 801201.211

C | Gebogen | 66,90 €
Bestell-Nr. 801202.211



HALBKUGELZANGE

Die Halbkugelzange dient dem Anpassen der Approximalbereiche und Gestaltung der Kronenwölbung.

Halbkugelzange | 59,00 €
Bestell-Nr. 5198825.211

96 Edelstahlkronen im Set



3M EDELSTAHLKRONEN FÜR MILCHMOLAREN

3M präkonfektionierte Edelstahlkronen sind als die Klassiker seit vielen Jahrzehnten weltweit bewährt. Sie haben eine hervorragende Passform und die vorgeformte Kronenwölbung erleichtert das Anpassen der Kronen. Das Einsteiger-Set enthält eine Zusammenstellung aus 96 präkonfektionierten 3M Edelstahlkronen der gängigsten Größen für OK- und UK-Milchmolaren. Das Set kann später problemlos erweitert werden und ist somit ideal für Einsteiger. Die Nachfüllpackung enthält 5 Kronen einer Größe.

Edelstahlkronensortiment
96 Stück (2 Stück je Größe)
429,00 € | Bestell-Nr. 52700.211

Das Bestellformular für die Nachfüllpackung finden Sie auf Seite 89.



3M EDELSTAHLKRONEN FÜR 6-JAHR MOLAREN

In der Kinderzahnheilkunde werden präkonfektionierte Stahlkronen auch für 6-Jahr Molaren als Langzeitprovisorium angewendet, z.B. bei großflächig kariös zerstörten Zähnen oder bei stark hypoplastischen Molaren.

Das Bestellformular für die 3M Edelstahlkronen für 6-Jahr Molaren finden Sie auf Seite 89.



KINDERDENT MILCHFRONTZAHN- STRIPKRONEN SET

In diesem Set sind 120 Stripkronen für die OK-Milchfrontzähne enthalten. Die Stripkronen sind im Gegensatz zu den Frasacokronen schon vorgeschritten und für jeden Zahn in 6 verschiedenen Größen lieferbar, so dass langwieriges Anpassen und Zuschneiden entfällt. Die kleinsten Größen können sogar für Unterkieferzähne verwendet werden. Die Stripkronen sind aus hochwertigem Kunststoff und werden in den USA hergestellt. Sie sind stabiler als die herkömmlichen Stripkronen und für stark zerstörte Frontzähne gut geeignet.

Set | 120 Stück | **299,00 €**
Bestell-Nr. 8450700.211

Nachfüllpackung | 5 Stück **16,00 €**

Das Bestellformular für die Nachfüllpackung finden Sie auf Seite 89.



FRASACO STRIPKRONEN SORTIMENT


Füllungstherapie an Oberkiefer Milchzähnen ist oft aufwändig und schwierig. Die Frasacokronen sind haltbarer als Füllungen an Milchzähnen und bieten außerdem ein ästhetisch anspruchsvolles Ergebnis. Das Einsteiger Set enthält 72 Frasaco Stripkronen, je 3 Stripkronen einer Größe in 24 Fächern. Die Nachfüllpackung enthält à 5 Stück.

Einsteiger Set
72 Stück | **99,90 €**
Bestell-Nr. 354069.211

Nachfüllpackung
5 Stück | **4,75 €**

Das Bestellformular für die Nachfüllpackung finden Sie auf Seite 89.

Anwendungsbeispiel für Frasaco-Stripkronen



Frasacokronen an 51, 52, 61, 62*

- A Karies 51 und 61 mesial (und palatinal)
- B Karies ex und Präparation für Stripkronen
- C Strip Kronen angepasst
- D Angeätzter Schmelz mit der Säure-Ätz-Technik.
Um guten Halt zu erzielen ist es wichtig, dass ausreichend Schmelz vorhanden ist. Bei wenig Schmelz sind NuSmile Kronen haltbarer. Blutstillung aus dem Sulkus kann vorsichtig mit H₂O₂ erfolgen
- E Fertige Stripkronen

* mit freundlicher Genehmigung der KinderDent Praxis Dr. T. Roloff und M. Quick, Hamburg.

Ein glückliches Kinderlachen
ist das
Größte!



DENOVO STAHLKRONEN SET

Diese konfektionierten Stahlkronen von Denovo sind nicht vorgebogen. Das okklusale Fissurenrelief ist flach gehalten, um eine gute Okklusion zu gewährleisten. Dadurch, dass die Kronen noch nicht vorgeformt sind, können sie individuell angepasst werden. Die Kronen sind im Set für Milch 4er und Milch 5er, sowie für Sechsjahresmolaren erhältlich. Jedes Set enthält 56 Kronen in 7 verschiedenen Größen für jeden Zahn. Kronen können einzeln nachbestellt werden.

4er-Set | **229,00 €**
Bestell-Nr. 902100.211

5er-Set | **229,00 €**
Bestell-Nr. 902200.211

6er-Set | **259,00 €**
Bestell-Nr. 902300.211

Nachfüllkronen, einzeln | **5,30 €**

Das Bestellformular für die Nachfüllpackung finden Sie auf Seite 91.

DENOVO
SOFORTPLATZHALTERSYSTEM



EXKLUSIV BEI KINDERDENT – WEISS VERBLENDETE STAHLKRONEN

NuSmile verblendete Stahlkronen für Frontzähne und Molaren vom Marktführer aus Amerika. Die seit Jahren in der Praxis bewährte Verblendkrone garantiert optimale ästhetische Ergebnisse, ein Abplatzen der Verblendung ist durch den speziellen Verbund von Verblendung und Stahlkrone bei richtiger Anwendung unmöglich!

LASER KENNZEICHNUNG



Sie werden von der Laser Kennzeichnung der Kronen begeistert sein! Durch spezielle Laser Technologie können die NuSmile Kronen auf der lingualen Seite gut lesbar gekennzeichnet werden.

Die Lasermarkierung ist so haltbar, dass sie nicht durch normale Sterilisation entfernt werden kann. Mit einem Poliergummi wird sie schnell und einfach entfernt. Die Kronen werden mit der Lage und Größe gekennzeichnet. Neuerdings tragen auch viele Kronen ein X, welches die Farbe Extra-Light markiert.

NUSMILE-KRONEN



Normale oder kurze Länge



Light oder Extra-Light

NUSMILE MILCHZAHNKRONEN

NuSmile Kronen sind anatomisch sehr natürlich geformte, weiß verblendete Stahlkronen. Die Kronen sind vestibulär verblendet, die Molarenkronen zusätzlich okklusal, so dass lingual/palatal nur ein sehr schmaler Metallbereich sichtbar ist.



NORMALE ODER KURZE LÄNGE

Frontzahnkronen sind in normaler oder kurzer Länge erhältlich. Die kurzen Kronen sind etwa 1 mm kürzer als die normalen Kronen und eignen sich daher besonders für sehr junge Patienten. Die normalen Kronen können aber auch problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Abbildung: NuSmile Kronen an 52, 51, 61 und 62.



FRONTZAHNKRONEN


Die Frontzahnkronen sind universell für die rechte und linke Seite einsetzbar. Sowohl die mesiale als auch distale Kante kann einfach abgerundet werden, um den Zahn als rechten oder linken Schneidezahn zu definieren.

Abbildung: Einzelne weiß verblendete NuSmile Kronen für Frontzähne.



Konventionelle Stahlkrone

NuSmile Krone



Alle klinischen Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ch. L. Butz.

BESTELLINFORMATION FÜR MILCHMOLAREN

INFO!



Bestellformular auf Seite 88!

Die ersten Milchmolaren werden mit dem Buchstaben D bezeichnet, die zweiten Milchmolaren mit dem Buchstaben E. Dann folgt die Lagebezeichnung (UR, UL, etc. siehe Kasten) und die Größe. Die Farbe **Extra Light** wird mit einem **x** gekennzeichnet, die Farbe **Light** wird nicht gekennzeichnet!

Beispiele für Zahn 74 in Größe 4 und **für Zahn 85 in Größe 3:**

D	+	LL	+	4	+	LL	+	3	+	x
Zahn:		Kieferhälfte:		Größe:		Farbe		Extra Light:		
Erste Milchmolar = D		Oben rechts = UR		2						
		Oben links = UL		3						
		Unten rechts = LR		4		x				
		Unten links = LL		5						
Zweiter Milchmolar = E				6						
				7						
E	+	LR	+	3	+	x				

BEISPIELE:

Bezeichnung		Anzahl
DLL4 (744)	x	6
ELR3x (853)	x	2
	x	
	x	
	x	



NuSMILE STARTER KIT MILCH-FRONTZAHN-KRONEN

Dieses Starter Kit enthält die Größen, die am häufigsten verwendet werden. Ein ideales Set für Einsteiger, welches sich beliebig erweitern lässt.

Ein kleines Set in normaler oder kurzer Länge mit insgesamt 16 Kronen:
1er 1-3
2er 3-5

Starter Kit - Normale Länge

Light | 330,30 €
Bestell-Nr. 19002.211

Extra-Light | 330,30 €
Bestell-Nr. 17002.211

Starter Kit - Kurze Länge

Light | 330,30 €
Bestell-Nr. 19003.211

Extra-Light | 330,30 €
Bestell-Nr. 17003.211

NuSMILE PROFESSIONAL KIT MILCH-FRONTZAHN-KRONEN

In diesem Set haben Sie alles zusammen, um die Ober- und Unterkieferfront inklusive der Milcheckzähne zu versorgen. Das ästhetische Ergebnis ist hervorragend und wird die Eltern Ihrer kleinen Patienten verblüffen.

Ein komplettes Set in normaler oder kurzer Länge mit insgesamt 36 Kronen:
1er 1-6
2er 1-6
3er 1-3

Professional Kit - Normale Länge

Light | 735,10 €
Bestell-Nr. 19000.211

Extra-Light | 735,10 €
Bestell-Nr. 17000.211

Professional Kit - Kurze Länge

Light | 735,10 €
Bestell-Nr. 19001.211

Extra-Light | 735,10 €
Bestell-Nr. 17001.211



Abb: NuSmile Krone an Oberkieferfrontzähnen



NuSMILE MOLARENKRONEN

Die verblendeten, konfektionierten NuSmile Kronen stellen gerade im Seitenzahnbereich eine natürlich aussehende Alternative zu den silbernen Kinderkronen dar.

MINI KIT Test-Set:

12 Milchmolarenkronen nur für die 4er Milchmolaren in den Größen 2-4.

Light | 422,30 €
Bestell-Nr. 19006.211

Extra-Light | 422,30 €
Bestell-Nr. 17006.211

BASIC KIT

32 weiß verblendete Kronen:
4er + 5er Milchmolaren in den Größen 2-5.

Light | 1.103,10 €
Bestell-Nr. 19005.211

Extra-Light | 1.103,10 €
Bestell-Nr. 17005.211

MASTER KIT

64 weiß verblendete Kronen:
OK und UK, links und rechts,
4er + 5er Milchmolaren.

Light | 2.226,40 €
Bestell-Nr. 19004.211

Extra-Light | 2.226,40 €
Bestell-Nr. 17004.211




Abbildung: NuSmile Krone an 74.

Kronen jetzt selbst kürzen & trimmen

KRONENKÜRZER UND POLIERGUMMI

Oft werden wir gefragt, ob NuSmile Kronen auch in der Praxis gekürzt und getrimmt werden können, falls es mal notwendig wird. Ab jetzt können Sie es ganz einfach selber durchführen! Durch elektronenmikroskopische Untersuchungen wurde gezeigt, dass durch diesen Bohrer, wenn er langsam mit Wasserkühlung benutzt wird, keine Mikrofrakturen durch Hitze oder Vibrationen entstehen, und so die Haltbarkeit der Verblendung nicht gefährdet wird.

Kronenkürzer und Poliergummi | 16,90 €
Bestell-Nr. 17500.211

PreisHit!

nur
€ 16,90



INFO!



Die qualitativ hochwertigen NuSmile Kronen wurden nach den Richtlinien 93/42/ECC zertifiziert.



NuSMILE DVD

In dieser DVD werden Schritt für Schritt die einzelnen klinischen Behandlungsschritte erklärt. Besonderheiten bei der Präparation, beim Anpassen und beim Einzementieren von verblendeten Frontzahn- und Molarenkronen werden anschaulich demonstriert. Spieldauer: 25 Minuten.

Nur in Englisch erhältlich.

NuSmile DVD | 12,95 €
Bestell-Nr. 17007 DVD.211

INFO!



Alle Preise und Bestellformular auf Seite 88.

Für tapfere
kleine Patienten



Verleihen Sie Ihren
kleinen Patienten
eine echte Medaille
mit Urkunde!

URKUNDEN-SET

Eine besondere Auszeichnung für tapfere kleine Patienten. Das Set besteht aus einer nickelfreien, goldfarbenen Metall-Medaille und einer tollen Urkunde, die bestimmt bestens bei Ihren kleinen Patienten ankommen wird.

50 Sets | **55,00 €**
Bestell-Nr. 605703.211

Reduziert!

nur € **56,90,-**



TAPFER- KEITSMEDAILLEN

Super Belohnung für kleine, aber sicher auch große Patienten! Ø ca. 4,5 cm.

100 Stück | ~~statt 60,00 €~~ nur **56,90 €**
Bestell-Nr. 4538.211



TAPFERKEITSURKUNDE

Eine tolle Auszeichnung für tapfere, kleine Patienten. Das Zahnmotiv erinnert garantiert sofort an seinen Zahnarzt!

Tapferkeitsurkunde, Lieferung ohne Medaille.
50 Stück | **26,00 €**
Bestell-Nr. 4123.211



LIPGLOSS-KETTEN

Ein ausgefallener Halsschmuck. Farbenfrohe Bänder mit lippenförmigen Anhängern mit Lipgloss.

12 Stück | **12,90 €**
Bestell-Nr. 3348.211



100
Stück!

HERZSTEIN-KETTE

Herzen sind immer im Trend! Diese bunten Herzstein-Ketten hängen an einem schwarzen Lederband. Bunt sortiert.

100 Stück | **24,95 €**
Bestell-Nr. 13000 N.211

PreisHit!

nur € **29,90,-**

KINDERDENT GESCHENKSORTIMENT

Bei dieser hochwertigen Riesenauswahl einzeln verpackter Spielsachen findet garantiert jedes Kind sein Belohnungs-geschenk. 50 verschiedene tolle Teile, die sich bunt gemischt in einer Schale bestimmt toll auf Ihrem Tresen machen. Lieferung ohne Schale.

50 Teile | **29,90 €**
Bestell-Nr. 90020.211



Ideale Aufbewahrung
für extrahierte Milchzähne



SCHATZKISTEN

Die kleinen Schatzkisten sind ideal für extrahierte Milchzähne zum Mitgeben nach der Behandlung.

144 Stück | 12,50 €

Bestell-Nr. 108510.211

Auch in
Glitzer-Optik!



GLITZER-SCHATZKISTEN

Jetzt gibt es die kleinen Schatzkisten auch in toller Glitzeroptik.

144 Stück | 9,90 €

Bestell-Nr. 6398 S.211



HÜPFBALL SMILEY

Ein klassischer Hüpfball mit einem lachenden Gesicht. Leuchtet im Dunkeln.
Ø ca. 2,5 cm.

144 Stück | 39,00 €

Bestell-Nr. 1015018.211

144
Stück!



originelle Belohnungen,
die Kinderherzen begeistern!



SPIELFEDER MIT ZAHNMOTIV

Kleine Spielfeder mit Zahnmotiv in verschiedenen Farben.

36 Stück | 14,90 €

Bestell-Nr. 3644.211




LACHENDE SPIELBÄLLE

Die lachenden Spielbälle aus besonders weichem Material eignen sich perfekt zum Jonglieren oder einfach zum „Knautschen“ in den Händen. Bunt gemischte Farben.
Ø ca. 5 cm.

24 Stück | 16,95 €

Bestell-Nr. 1435 S1.211

100 Stück!



MAUSDOSEN

In vielen Ländern dieser Welt kommt nachts die „Zahnmaus“, um die ausgefallenen Milchzähne gegen ein Geschenk oder eine kleine Geldmünze einzutauschen.

100 Stück | 19,50 €

Bestell-Nr. 1027210.211

Riesige Dose mit über
100 bunten Tierchen ...

FUN STOP

Niedliche, bunte Tierchen, die zum miteinander Spielen anregen.

108 Stück | 38,00 €

Bestell-Nr. 3 VA.211





GEBURTSTEIN-RINGE

Eine riesengroße Auswahl glitzernder Ringe mit Geburtssteinen. Bunt sortiert.

36 Stück | 20,00 €
Bestell-Nr. 47 R.211



GEBISSFÖRMIGE SCHLÜSSELANHÄNGER

Kleine gebissförmige Schlüsselanhänger in verschiedenen Neonfarben.

24 Stück | 15,95 €
Bestell-Nr. 3307 S1.211



144 Stück

ZAHNDOSEN

Diese wiederverschließbaren Zahndosen zum Umhängen sind ideal für die Aufbewahrung der ersten Milchzähne.

144 Stück | 24,90 €
Bestell-Nr. 200 T.211



Riesige Auswahl toller Motive!

BUNTE SCHMUCKRINGE

Große Auswahl niedlicher Ringe für junge Damen. Bunt gemischte Farben und Motive.

100 Stück | 19,90 €
Bestell-Nr. 6000 R.211



ORIGINELLE GUMMIBÄNDER

Lustige Gummibänder, die sich immer wieder in die Ursprungsform zurückziehen. Kinder können sie als Armabänder tragen. In zwei Sortierungen erhältlich.

Je 144 Stück | 14,90 €
A Prinzessin | Bestell-Nr. 70065 S.211
B Rock'n Roll | Bestell-Nr. 70067 S.211


Nitzige Gummibänder - denn sie verlieren nie ihre Form ...



KINDER-BLUMENRINGE

Hübsche kleine Blumenringe als nettes Geschenk. Bunt gemischte Farben.

100 Stück | 19,90 €
Bestell-Nr. 36000 R.211




100 Stück!

MILCHZAHNVERSTECK

Originell und praktisch zugleich: die kleinen Behälter in Molaren-Form mit Klappdeckel hängen an einer Schlüsselkette. Ca. 18 x 14 mm.

100 Stück | 34,95 €
Bestell-Nr. 8640.211



72 Stück!

DRACULAGEBISSE

Welches Kind erschreckt nicht gerne mal die Erwachsenen oder andere Kinder.

72 Stück | 16,90 €
Bestell-Nr. 1183.211



ZUCKERFREIE ZAHNLOLLIES

Die bunten Lollies sehen nicht nur super aus, sie sind auch zahnschonend. Zuckerfrei, mit Aspartam gesüßt, sind sie unbedenklich und deshalb ein beliebtes Belohnungsgeschenk.

Ca. 1,1 kg | **19,90 €**
Bestell-Nr. 4862489.211



ZAHNLUTSCHER

Eine tolle Belohnung für kleine Patienten. Die zahnförmigen, bunten Lutscher sind zuckerfrei, aspartam gesüßt und super lecker.

Ca. 1,1 kg | **21,50 €**
Bestell-Nr. 7475780.211



FRUCHTLOLLIES REGENBOGEN

Diese Regenbogenlollies sind nicht nur optisch gut anzusehen, sondern auch ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Jede Farbe hat einen anderen Fruchtgeschmack. Natürlich sind die Lollies ohne Zucker und daher zahnschonend.

Sortiert | 1 kg pro Box
19,90 € | Bestell-Nr. 1077514.211

SPIELZEUGAUTOMATEN

Manchmal dauert das Aussuchen der „Belohnung“ nach der Behandlung länger als die Zahnbehandlung selber. Durch den Automaten sparen Sie diese Zeit! **Unser Tipp:** Durch die Mitarbeit bei der Behandlung kann sich das Kind eine Goldmünze verdienen, die es anschließend in den Automaten einwerfen darf. Der Automat gibt dann durch Drehen an dem Hebel ein kleines Geschenk in einer Plastikkugel frei. Die stabilen Automaten können im Wartezimmer aufgestellt werden und dienen so nicht nur als bunter Blickfang, sondern auch als Motivation für wartende Kinder!

Spielzeugautomat – stehend
Der Stehautomat wird mit 250 Kapseln und 50 Münzen geliefert. Münzen und Kapseln können separat nachbestellt werden. H. ca. 108 cm, T. ca. 35 cm.

458,00 € | Bestell-Nr. 90011.211

Tisch-Spielzeugautomat - blau
H. ca. 40 cm.

199,00 € | Bestell-Nr. 16 SB.211



Geeignet für Spielzeugkapseln



Zubehör für alle angebotenen Automaten:

250 Stück



SPIELZEUGKAPSELN

Die tolle Auswahl an verschiedenen Spielzeugkapseln ist eine große bunte Mischung aus kleinen Spielzeugartikeln für Mädchen und Jungen.

Deluxe | 250 Stück
84,95 € | Bestell-Nr. 90013.211

Standard | 250 Stück
62,00 € | Bestell-Nr. 5250.211



SPIELZEUGMÜNZEN

Die goldenen Spielzeugmünzen mit Prägung sind speziell passend für den Spielzeugautomaten.

100 Stück | **35,00 €**
Bestell-Nr. 90012.211



BELOHNUNGEN UND SPIELZEUG

KINDER- UHREN

Immer mit der Zeit ... Funktionstüchtige Armbanduhr in blau und rosa.

50 Stück |
28,90 €
Bestell-Nr.
81000 T.211



12 Stück!

VERRÜCKTE SCHLÜSSELANHÄNGER

Unglaublich aber wahr: „haarige“ Schlüsselanhänger mit Wackelbeinen!

12 Stück | **3,90 €**
Bestell-Nr. 41000 T.211



40 Stück,
farblich
sortiert!

ZAHN-SANDUHREN

Ein lustiger Begleiter beim täglichen Zähneputzen! 3 Minuten. Farblich sortiert in Pink, Blau und Gelb.

40 Stück
24,90 € | Bestell-Nr. 3520.211



ZOOTIERE

Niedliches Tiersortiment, bunt gemischt.

100 Stück | **28,95 €**
Bestell-Nr. 2510.211



HERZ-ARMBÄNDER

Zauberhafte kleine Armbänder aus pink- und lilafarbenen Herzen. Ø ca. 5,5 cm.

24 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 2243.211

ZÄHNCHEN- REFLEKTOR

Der Zähnchenreflektor ist das ideale Giveaway für die dunkle Jahreszeit. H. ca. 5 cm.

48 Stück | **25,00 €**
Bestell-Nr. 8528.211



PFERDE- FIGUREN

Nette Pferdefiguren zum Spielen nach oder vor der Behandlung.

100 Stück
14,95 €
Bestell-Nr.
2556.211



DINO-SORTIMENT

Beliebte Dino-Figuren in unterschiedlichen Dinosaurier-Arten, bunt gemischt.

144 Stück | **49,95 €**
Bestell-Nr. 2533.211



BUNTE MUNDSPIEGELSTIFTE

Diese bunten Bleistifte mit Spiegel sehen aus wie ein richtiger Mundspiegel. Ihre Patienten werden ihren Spaß damit haben!

Mundspiegelstifte
36 Stück | **19,90 €**
Bestell-Nr. 2560 S.211



ZAUBERTAFELN

Hochwertige Zaubertafeln, die sich immer wieder neu beschriften lassen.

Ca. 13 x 19 cm.
50 Stück | **24,90 €**
Bestell-Nr. 58998.211



STICKY TEETH

Mit diesen Glibberzähnen werden die Kids viel Spaß haben. Sie haften an den meisten Oberflächen und sind dehnbar wie ein Gummiband. Neon-Farben, bunt sortiert.

36 Stück | **13,95 €**
Bestell-Nr. 9188 S.211



ZAHNFÖRMIGES RADIERGUMMI

Originelles Radiergummi in Zahnform.

144 Stück | **29,90 €**
Bestell-Nr. 2342.211

ZAHNBÜRSTENFÖRMIGE RADIERGUMMIES

Niedliche Radiergummies in Form einer kleinen Zahnbürste.

144 Stück
22,90 €
Bestell-Nr. 2296.211



RADIERGUMMIS

Da ist garantiert für jedes Kind etwas dabei: Eine bunte Auswahl an Radiergummis in den unterschiedlichsten Farben und Formen.

250 Stück | **29,90 €**
Bestell-Nr. 67 T.211



DENTAL TATTOOS

Witzige Tattoos, die sich leicht wieder abwaschen lassen.

144 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 5052 S1.211



ZAHN- STICKER

Tolle Sticker mit niedlichen Zahnmotiven.

72 Stück | **9,90 €**
Bestell-Nr. 130 E.211



100 Stück!

SMILEY-BUTTONS

Smiley-Buttons zum Anstecken als Auszeichnung für „strahlende“ Patienten. Ø ca. 4,5 cm.

100 Stück | **16,90 €**
Bestell-Nr. 88000 T.211


AUFKLEBER „SUPER PATIENT“

Witzige Aufkleber für supertapferre Patienten. Ca. 6,5 x 6,5 cm.

100 Stück | **9,00 €**
Bestell-Nr. 9154 P.211



100 Stück!



ZAHN- BLEISTIFTE

Weißer Bleistifte mit Zahnfiguren bedruckt.

36 Stück | **9,00 €**
Bestell-Nr. 3 SS.211



SUPER TATTOOS



Witzige Kinder-Tattoos mit 4 tollen Zahnmotiven, die nicht nur auf der Haut kleben, sondern auch auf Kleidung, Büchern, und anderen harten Oberflächen. Wasser ist nicht nötig. Wasserfest und besonders hautfreundlich. Ø ca. 3 cm.

Super Tattoos | 100 Stück
17,90 € | Bestell-Nr. 1119612.211



KINDERTATTOOS

Die tierisch lustigen Kindertattoos (4 Motive) sind bei vielen kleinen Patienten ein beliebtes Geschenk. Etwa 5 cm groß.

Kindertattoos | 144 Stück
12,90 € | Bestell-Nr. 9859.211

STEMPEL MIT DENTAL- MOTIVEN

Verschiedene Motive, im Doppelpack. Ca. 3,8 cm.

24 Stück
36,00 €
Bestell-Nr. 6200 GF.211



Tolles Spielzeug für „coole“ Jungs



SPACE FLUMMIS

Das Besondere an diesen blau-weißen Space Flummis ist, dass sie im Dunkeln leuchten. Ø ca. 3,5 cm.

36 Stück | 11,90 €
Bestell-Nr. 273 FB.211



FURCHTBARE ZÄHNE

Lustige Spielzeugzähne, die zeigen, was passiert, wenn man nicht auf gute Zahnpflege achtet. Ein toller Spaß für Groß und Klein und auch ein bißchen gruselig! 100 Stück.

Furchtbare Zähne | 22,90 €
Bestell.-Nr. 22000 T.211



BAGGERFAHRZEUGE

Eine tolle Auswahl an Baggerfahrzeugen – die perfekte Belohnung für tapfere Jungs.

72 Stück | 29,90 €
Bestell-Nr. 33000 T.211



SCHWEISSARMBÄNDER

Für starke Jungs: flotte Schweißarmbänder mit verschiedenen Motiven.

100 Stück | 26,90 €
Bestell-Nr. 55000 T.211



100 Stück!

AUFZIEHAUTOS

Immer beliebter: Autos mit eingebautem Rückzugsmotor. So können sie in jede beliebige Richtung flitzen. Bunt sortiert.

100 Stück | 38,50 €
Bestell-Nr. 4000 T.211



25 Stück!

RENNAUTOS

Die flotten Flitzer werden so manchen kleinen Jungen als Belohnungsgeschenk glücklich machen. Bunt sortiert.

25 Stück | 11,95 €
Bestell-Nr. 15 C.211



BUNTE FLUMMIS



Ganz schön groß, diese farbenfrohen Flummis. Ein beliebter Spiele-Spaß, der nicht nur die kleinen Patienten erfreut. Ø ca. 4,3 cm.

100 Stück | 39,00 €
Bestell-Nr. 3000 B.211



VERSTEINERTE HAIFISCH-ZÄHNE

Die versteinerten Haifisch-Zähne sind Zeugnisse des „Schreckens-Hais“ Otodus Obliquus, der die urzeitlichen Meere vor etwa 50-60 Millionen Jahren unsicher gemacht hat. Ein besonderes Geschenk ...

10 Stück | 11,90 € | Bestell-Nr. 40418.211



MILCHZAHNDOSE „CAPT'N SHARKY“

Aus Metall. Ca 4,3 x 5 x 1,5 cm.

10 Stück im Display
21,00 € | Bestell-Nr. 30169.211

& süße Geschenke für Mädchen ...



**HOLZ-
ARMBÄNDER**

Modische Holz-Armbänder mit wunderschönen bunten Holzperlen. Ø ca. 5,5 cm.

100 Stück | **22,50 €**
Bestell-Nr. 18000 B.211



100
Stück!

**KLEINE
PERLENARMBÄNDER**

Zarte kleine Perlenarmbänder im farnefrohen Design.

100 Stück | **26,90 €**
Bestell-Nr. 15000 B.211



**ARMBAND
„SCHMETTERLING“**

Kleine Perlenarmbänder mit bunten Schmetterlingen durchsetzt. Ø ca. 5,5 cm.

24 Stück | **11,90 €**
Bestell-Nr. 3329.211



PreisHit!

nur € **5,90,-**

**BANDANAS
FÜR MÄDCHEN**

Bei den jungen Mädchen voll im Trend: schicker Kopfschmuck aus leichter Baumwolle mit Gummizugbund, farblich sortiert.

10 Stück | **5,90 €**
Bestell-Nr. 4000 H.211



**MINI-
LIPPEN-
STIFTE**

Lippenpflegestifte im trendigen Fishbowl. In vier Geschmacksrichtungen: Bing Cherry, Citrus Tea, Cherry und Vanilla Bean.

100 Stück
34,95 € | Bestell-Nr. 950 FB.211



LIP BALM „LILLIFEE“

Zauberhaft schimmernder Lipbalm mit Kirschgeschmack. Ca. 3,5 g.

12 Stück, sortiert im Display
19,66 € | Bestell-Nr. 93889.211

**MILCHZAHNDOSE
„LILLIFEE“**

Aus Metall. Ca. 4,3 x 5 x 1,5 cm.

20 Stück im Display
42,00 € | Bestell-Nr. 30002.211

ZUM NACHFÜLLEN:



**MINI-
LIPPENPFLEGESTIFTE**

Bunt gemischte Box mit 50 Mini-Lippenpflegestiften in 3 super leckeren, frischen Geschmacksrichtungen: Kiwi-Lime, Wild Cherry und Citrus-Orange.

50 Stück | **16,95 €**
Bestell-Nr. 84050.211





SCHMINKTÄSCHCHEN „LIPPEN“

Edles Design von Mario Moreno! Das schicke Schminktäschchen mit Lippenmotiv ist mit glitzernden Strass-Steinchen verziert. Ca. 9,5 x 5 cm.

8,95 € | Bestell-Nr. 7205.211

COLLEGE-TASCHE „LIPPEN“

Der neueste Hit aus der Lippen-Serie! Die originelle Schultertasche hat viele Innentaschen, bietet viel Stauraum und ist der ideale Begleiter für unterwegs. Eine super Geschenkidee. Aus stabilem Canvas-Material. Ca. 38 x 30 x 12 cm.

38,95 € | Bestell-Nr. 7201.211



Besondere Accessoires für Ihre Praxis

EIS- WÜRFEL- FORM DRACULA



Eiswürfelform mit Biss! Mit dieser Form erstellen Sie sich Ihre eigenen Vampirgebiss-Eiswürfel. Aus 100 % Lebensmittel-silikon.

**13,90 €
Bestell-Nr.
1792 FR.211**



ZAHN-TEES

Golffreunde aufgepasst! Diese Tees in Zahnform können tatsächlich beim Abschlag verwendet werden. Ein super Geschenk für Freunde und Kollegen. Ca. 5 cm.

20 Stück | **7,90 €
Bestell-Nr. 909831.211**



EIS- WÜRFEL- FORM GEBISS

Einfach mit Wasser füllen, einfrieren und fertig sind vier Gebisseiswürfel. Mit Sicherheit der Hit auf jeder Party!

**14,00 €
Bestell-Nr.
17032.211**



SCHOKOLADEN/ EISWÜRFELFORM

Aus Silikon für 8 Schoko- oder Eiswürfelzähne. Zahnhöhe ca. 4 cm. Form-Maße: ca. 18 x 9,5 x 4,5 cm. Tiefkühl und Spülmaschinengeeignet.

19,80 € | Bestell-Nr. 17037.211



EDLES SWAROVSKI ARM BAND

Elegantes Armband mit 18 Anhängern: hübsche Swarovski-Steine und originelle Anhänger mit Zahnmotiven. Ein perfektes Geschenk für Ihre Praxismitarbeiterinnen.

32,90 € | Bestell.-Nr. 9118410.211

EDLER SWAROVSKI SCHLÜSSELANHÄNGER

Schlüsselanhänger im Swarovski-Stil mit tollen Talisman-Anhängern und edlen Steinen.

Anhänger, klar | **16,90 €
Bestell-Nr. 9118411 KLAR.211**

Anhänger, pink | **16,90 €
Bestell-Nr.
9118411 PINK.211**



VITRINE MIT VISITENKARTENSOCKEL

„Wo habe ich bloß die Visitenkarten?“ Dieser Satz gehört ab sofort der Vergangenheit an. Mit dieser künstlerisch gestalteten Vitrine samt Visitenkartensockel wissen Sie immer, wo Ihre Visitenkarten sind. Von Hand hergestellt. Ca. 15 x 21 x 15 cm.

Motiv „Zahn dreiwurzellig“ | **199,00 €
Bestell-Nr. 10132 S.211**



SCHLÜSSELANHÄNGER

Ein tolles Präsent für das Praxisteam als Anhänger für den Praxisschlüssel! Versilbert mit Lackverzierungen. H. ca. 13 cm.

11,95 € | Bestell-Nr. 9107710.211

Der Klassiker SPIEGEL-WANDUHR



Dekorativer Spiegel und Uhr zugleich. Die originelle Uhr in Zahnform überzeugt durch ihr klares Design und ihre Funktionalität. Verspiegelter Kunststoffzahn mit Quarzuhrwerk. Inklusive Batterie. Ca. H. 28 x B. 22 x T. 3 cm.

39,90 €
Bestell-Nr. 400301.211



HOLZDÖSCHEN FÜR MILCHZÄHNE

Für die ersten Milchzähne: Solide gearbeitetes Holzdöschen mit einem Schraubdeckel zum sicheren Verschließen. Ø ca. 4 cm.

12 Stück | 11,90 €
Bestell-Nr. 202 GK.211



ZAHN-OHRRINGE

Dezent und trotzdem etwas ganz Besonderes: handbemalte Zahn-Ohringe in zwei tollen Ausführungen.

A | Molar | 16,00 €
Bestell-Nr. 9118412.211

B | Zahnbürste | 16,00 €
Bestell-Nr. 9118413.211



ZAHNSCHLÜSSEL-ANHÄNGER

Schlüsselanhänger mit Zahn in Silber oder Gold.

Silber | 9,90 €
Bestell-Nr. 1 T.211

Gold | 9,90 €
Bestell-Nr. 2 T.211



ZAHN-SPARDOSE

Bestens geeignet als „Kaffee-Kasse“ für Ihre Praxis. Aus Porzellan.

H. ca. 12 cm, Ø ca. 10 cm. Abschließbar!
26,90 € | Bestell-Nr. 400305.211

MILCHZAHN-SAMMELDÖSCHEN

Die Milchzahn-Sammeldöschen sind eine dekorative Art zum Aufbewahren der ersten Zähnchen. Jeder ausgefallene Milchzahn wird in das Döschen eingesetzt (in die spezielle Masse eingedrückt) und so entsteht wieder das ursprüngliche Gebiss. Ergänzt durch ein Foto oder eine Haarlocke wird das Sammeldöschen zu einer ganz persönlichen Erinnerung. In 3 Farben erhältlich.

Blau | 5,50 € Rosa | 5,50 € Grün | 5,50 €
Bestell-Nr. 52364.211 Bestell-Nr. 52366.211 Bestell-Nr. 52368.211



Die persönliche
Geschenkidee ...



je € 5,50,-



Praxis-Eigenwerbung

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft!
Erfreuen auch Sie Ihre Patienten, indem Sie sie ab und zu mit einer Kleinigkeit überraschen.

Eine einfache und sehr wirkungsvolle Methode, Patienten an die Praxis zu binden, ist es, öfters kleine Geschenke an sie zu verteilen! Um Sie als Zahnarztpraxis in Erinnerung zu rufen, bieten sich Präsente wie Zahnbürsten, Zahnseide oder **individuell bedruckte Geschenke mit Ihrem Praxisnamen und Ihrer Telefonnummer**, z.B. auf Zungenreinigern oder Bleistiften dafür hervorragend an, damit der Patient „Sie“ schnell zur Hand hat!

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass generell das individuelle Personalisieren mindestens 3 Wochen Zeit in Anspruch nimmt und Rückgaben danach nicht möglich sind. Wir verweisen auf unsere AGB's.

ZAHNBÜRSTEN FÜR KINDER

Diese tollen Kinderzahnbürsten mit rutschfestem Griff sind mit niedlichen Bärenatzen bestückt. Einseitig bedruckbar mit 28 Zeichen inkl. Leerzeichen. 144 Stück pro Packung.

Ohne Beschriftung
39,00 €
Bestell-Nr.
70452543.211

Mit Beschriftung
1 Zeile à 28 Zeichen
inkl. Leerzeichen
89,00 €
Bestell-Nr.
7045254.211



INFO!

1 Zeile à 28 Zeichen
inkl. Leerzeichen!



INFO!

2 Zeilen à 28 Zeichen
inkl. Leerzeichen!

SANDUHR

Diese Sanduhr ist gerade für Kinder eine nützliche Motivation. Die 3 Minuten Putzzeit vergehen wie im Fluge. Farblich sortiert. Beschriftung auf Anfrage.

Sanduhr | unbedruckt | 100 Stück | **87,00 €**
Bestell-Nr. **1039710.211**

Sanduhr | bedruckt | 250 Stück | **249,00 €**
(max. 2 Zeilen à 28 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Bestell-Nr. **1039711.211**

Zahnbürsten mit individuellem Aufdruck!



INFO!

2 Seiten à 26 Zeichen
inkl. Leerzeichen!

BUNTE KINDERZAHNBÜRSTEN

Diese bunten, neonfarbenen Zahnbürsten mit kleinem Kopf sind ideal für Kinder. A-förmig. 2 Seiten bedruckbar à 26 Zeichen inkl. Leerzeichen.

144 Stück | mit individuellem Aufdruck
85,00 € | Bestell-Nr. **28 BEDR.211**

Reinigen sanft die Zunge!



INFO!

1 Zeile à 30 Zeichen
inkl. Leerzeichen!

ZUNGENREINIGER

Diese Zungenreiniger reinigen sanft die Zunge und erinnern Ihre Patienten stets an Ihre Praxis. Mit oder ohne Beschriftung erhältlich. 100 Stück pro Packung, individuell verpackt.

Ohne Beschriftung
49,00 € | Bestell-Nr. **6000 OB.211**

Mit Beschriftung
1 Zeile à 30 Zeichen inkl. Leerzeichen
99,00 € | Bestell-Nr. **6000 MB.211**

INFO!

3 Zeilen à 25 Zeichen
inkl. Leerzeichen!



BLEISTIFTE HAPPY TEETH

Ein praktisches Geschenk für alle Kinder sind diese Bleistifte mit Radiergummi und lachenden Zähnen. Farblich sortiert.

Mit Aufdruck | 3 x 144 Stück,
3 Zeilen à 25 Zeichen inkl. Leerzeichen
199,00 € | Bestell-Nr. **1016711 A.211**



Rechnungs- und Lieferanschrift:

Praxis _____

Name _____

Straße/Hausnr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Kundennummer _____

INFO!

Ausgelieferte Kronen können NICHT zurück genommen werden!

Datum _____ Unterschrift* | Praxisstempel _____

* Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB auf Seite 94-95.

Tel.: +49 42 03 - 43 33 2 | Fax: +49 42 03 - 43 38 4

Wir sind Mo.–Fr. von 7.30–16.00 Uhr telefonisch erreichbar.



Best. Nr.	Artikel	Anzahl Extra Light	Preis/€	Best. Nr.	Artikel	Anzahl Light
17002	Starter Kit Milch-Frontzahnkronen normale Länge, 16 Stk.		330,30	19002	Starter Kit Milch-Frontzahnkronen normale Länge, 16 Stk.	
17003	Starter Kit Milch-Frontzahnkronen kurze Länge, 16 Stk.		330,30	19003	Starter Kit Milch-Frontzahnkronen kurze Länge, 16 Stk.	
17000	Professional Kit Milch-Frontzahnkronen normale Länge, 36 Stk.		735,10	19000	Professional Kit Milch-Frontzahnkronen normale Länge, 36 Stk.	
17001	Professional Kit Milch-Frontzahnkronen kurze Länge, 36 Stk.		735,10	19001	Professional Kit Milch-Frontzahnkronen kurze Länge, 36 Stk.	
17005	Basic Kit Milch-Molarenkronen, 32 Stk.		1.103,10	19005	Basic Kit Milch-Molarenkronen, 32 Stk.	
17004	Master Kit Milch-Molarenkronen, 64 Stk.		2.226,40	19004	Master Kit Milch-Molarenkronen, 64 Stk.	
17006	Mini Kit Milch-Molarenkronen, 12 Stk.		422,30	19006	Mini Kit Milch-Molarenkronen, 12 Stk.	
17007	Lernvideo oder DVD in Englisch		12,95			
17500	Kronenkürzer und Poliergummi		16,90			
17600	Demonstrationsmodell		389,00			

Unsere NuSmile-Produkte finden Sie auf Seite 74-75.

NUSMILE MILCHFRONTZAHNKRONEN

Normale Länge 21,15 €

Kurze Länge 21,15 €

Größe	Normale Länge 21,15 €			Kurze Länge 21,15 €		
	A (51/61)	B (52/62)	C (53/63)	A (51/61)	B (52/62)	C (53/63)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

A=mittlerer Schneidezahn; B=seitlicher Schneidezahn; C=Eckzahn

Kreuzen Sie bitte an, welche Kronenfarbe Sie wünschen:

- = Extra Light (Ihre gewohnte NuSmile Kronenfarbe)
- = Light (die neue NuSmile Kronenfarbe)

NUSMILE MILCHMOLAREN 36,70 €

Größe	DUR	DUL	DLR	DLL	EUR	EUL	ELR	ELL
	2							
3								
4								
5								
6								
7								

OBEN (U=Upper); UNTEN (L=Lower)

Kreuzen Sie bitte an, welche Kronenfarbe Sie wünschen:

- = Extra Light (Ihre gewohnte NuSmile Kronenfarbe)
- = Light (die neue NuSmile Kronenfarbe)



Ausgelieferte Kronen und Platzhalter können NICHT zurück genommen werden!

FRASACO STRIPKRONEN NACHFÜLLPACKUNG* | 4,75 €



* Beschreibung auf Seite 73

V oben rechts

mittl. Schneidezahn	117514	117513	117512	117511
à 5 Stück / glasklar				
seitl. Schneidezahn	117524	117523	117522	117521
à 5 Stück / glasklar				
Eckzahn	117534	117533	117532	117531
à 5 Stück / glasklar				

VI oben links

mittl. Schneidezahn	117614	117613	117612	117611
à 5 Stück / glasklar				
seitl. Schneidezahn	117624	117623	117622	117621
à 5 Stück / glasklar				
Eckzahn	117634	117633	117632	117631
à 5 Stück / glasklar				

KINDERDENT MILCHFRONTZAHN-STRIPKRONEN NACHFÜLLPACKUNG | 16,00 €**



** Beschreibung auf Seite 73

V OBEN RECHTS

mittl. Schneidezahn	E6 8450713	E5 8450712	E4 8450711	E3 8450710	E2 8450709	E1 8450708
à 5 Stück / glasklar						
seitl. Schneidezahn	D6 8450725	D5 8450724	D4 8450723	D3 8450722	D2 8450721	D1 8450720
à 5 Stück / glasklar						

V/VI OBEN (U=Upper) rechts/links

Eckzahn	U6 8450735	U5 8450734	U4 8450733	U3 8450732	U2 8450731
à 5 Stück / glasklar					

VI OBEN LINKS

mittl. Schneidezahn	F6 8450707	F5 8450706	F4 8450705	F3 8450704	F2 8450703	F1 8450702
à 5 Stück / glasklar						
seitl. Schneidezahn	G6 8450719	G5 8450718	G4 8450717	G3 8450716	G2 8450715	G1 8450714
à 5 Stück / glasklar						

VII/VIII unten (L=LOWER) rechts/links

Eckzahn	L6 8450730	L5 8450729	L4 8450728	L3 8450727	L2 8450726
à 5 Stück / glasklar					

3M EDELSTAHLKRONEN* | 22,50 €**



*** Beschreibung auf Seite 72

1. Milchmolar | OBEN (U=Upper) RECHTS I

52701	DUR7	DUR6	DUR5	DUR4	DUR3	DUR2
ø mesial/distal	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	7,0
à 5 Stück						

2. Milchmolar

52701	EUR7	EUR6	EUR5	EUR4	EUR3	EUR2
ø mesial/distal	11,0	10,60	10,2	9,8	9,4	9,0
à 5 Stück						

1. Milchmolar | UNTEN (L=Lower) RECHTS IV | 5 Stk. 20,50 €

52701	DLR7	DLR6	DLR5	DLR4	DLR3	DLR2
ø mesial/distal	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6
à 5 Stück						

2. Milchmolar

52701	ELR7	ELR6	ELR5	ELR4	ELR3	ELR2
ø mesial/distal	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4
à 5 Stück						

1. Milchmolar | OBEN (U=Upper) LINKS II I

52701	DUL2	DUL3	DUL4	DUL5	DUL6	DUL7
ø mesial/distal	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	9,0
à 5 Stück						

2. Milchmolar

52701	EUL2	EUL3	EUL4	EUL5	EUL6	EUL7
ø mesial/distal	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
à 5 Stück						

1. Milchmolar | UNTEN (L=Lower) LINKS III | 5 Stk. 20,50 €

52701	DLL2	DLL3	DLL4	DLL5	DLL6	DLL7
ø mesial/distal	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6
à 5 Stück						

2. Milchmolar

52701	ELL2	ELL3	ELL4	ELL5	ELL6	ELL7
ø mesial/distal	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
à 5 Stück						

3M EDELSTAHLKRONEN FÜR 6-JAHR MOLAREN** | 22,50 €**



**** Beschreibung auf Seite 72

3M Edelmetallkronen für 6-Jahr Molaren

Für Zahn 16 oben (U=Upper) rechts

52702	UR7	UR6	UR5	UR4	UR3	UR2
ø mesial/distal in mm	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4
à 5 Stück						

Für Zahn 46 unten (L=Lower) rechts

52702	LR7	LR6	LR5	LR4	LR3	LR2
ø mesial/distal in mm	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8
à 5 Stück						

Für Zahn 26 oben (U=Upper) links

52702	UL2	UL3	UL4	UL5	UL6	UL7
ø mesial/distal in mm	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4
à 5 Stück						

Für Zahn 36 unten (L=Lower) links

52702	LL2	LL3	LL4	LL5	LL6	LL7
ø mesial/distal in mm	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8
à 5 Stück						

Rechnungs- und Lieferanschrift: DENOVO PLATZHALTERKRONEN | -BÄNDER | -EINZELTEILE

Praxis _____

Name _____

Straße/Hausnr. _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Kundennummer _____

Tel.: +49 42 03 - 43 33 2 | Fax: +49 42 03 - 43 38 4

Wir sind Mo.–Fr. von 7.30–16.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Datum _____ Unterschrift* | Praxisstempel _____

* Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB auf Seite 94-95.

INFO! 
Ausgelieferte Kronen können **NICHT** zurück genommen werden!

DENOVO PLATZHALTERKRONEN* | Stk. 6,90 €

OBEN (U=Upper); UNTEN (L=Lower)

Quadrant	erster Milchmolar		zweiter Milchmolar		Sechsjahrmolar	
Größe	Best.-Nr.	Anzahl	Best.-Nr.	Anzahl	Best.-Nr.	Anzahl
UR1	8906121		8906221		8906321	
UR2	8906122		8906222		8906322	
UR3	8906123		8906223		8906323	
UR4	8906124		8906224		8906324	
UR5	8906125		8906225		8906325	
UR6	8906126		8906226		8906326	
UR7	8906127		8906227		8906327	
UL1	8906111		8906211		8906311	
UL2	8906112		8906212		8906312	
UL3	8906113		8906213		8906313	
UL4	8906114		8906214		8906314	
UL5	8906115		8906215		8906315	
UL6	8906116		8906216		8906316	
UL7	8906117		8906217		8906317	
LR1	8906141		8906241		8906341	
LR2	8906142		8906242		8906342	
LR3	8906143		8906243		8906343	
LR4	8906144		8906244		8906344	
LR5	8906145		8906245		8906345	
LR6	8906146		8906246		8906346	
LR7	8906147		8906247		8906347	
LL1	8906131		8906231		8906331	
LL2	8906132		8906232		8906332	
LL3	8906133		8906233		8906333	
LL4	8906134		8906234		8906334	
LL5	8906135		8906235		8906335	
LL6	8906136		8906236		8906336	
LL7	8906137		8906237		8906337	

DENOVO PLATZHALTERBÄNDER* | Stk. 7,20 €

Oberkiefer (U)

Unterkiefer (L)

Best.-Nr.	Anzahl	Größe*	Anzahl	Best.-Nr.
8385131		23		8385231
8385133		24		8385233
8385135		25		8385235
8385137		26		8385237
8385139		27		8385239
8385141		28		8385241
8385145		29		8385245
8385149		30		8385249
8385153		31		8385253
8385157		32		8385257
8385161		33		8385261
8385163		33 ^{1/2}		8385263
8385165		34		8385265
8385167		34 ^{1/2}		8385267
8385169		35		8385269
8385171		35 ^{1/2}		8385271
8385173		36		8385273
8385175		36 ^{1/2}		8385275
8385177		37		8385277
8385179		37 ^{1/2}		8385279
8385181		38		8385281
8385183		38 ^{1/2}		8385283
8385185		39		8385285
8385187		39 ^{1/2}		8385287
8385189		40		8385289
8385193		41		8385293

* Größe = Aussenumfang des Zahnes in mm.

* Beschreibung auf Seite 62-64

BLAU = Schmales Einzelteil

ROSA = Breites Einzelteil

	PLATZHALTER EINZELTEILE* (à 10 Stück)			
	Schmal		Breit	
	Best.-Nr.	Anzahl	Best.-Nr.	Anzahl
Distal Shoes	381001 39,90 €		381003 39,90 €	
Platzhalterdraht ohne Auflage	383001 19,50 €		383003 19,50 €	
Platzhalterdraht mit Auflage	384001 29,50 €		384003 29,50 €	
Platzhalter-Röhrchen	385001 45,50 €		385003 45,50 €	

Rechnungs- und Lieferanschrift: DENOVO PLATZHALTERKRONEN | -BÄNDER | -EINZELTEILE

Praxis _____

Name _____

Straße/Hausnr. _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Kundennummer _____



Tel.: +49 42 03 - 43 33 2 | Fax: +49 42 03 - 43 38 4

Datum _____ Unterschrift* | Praxisstempel _____

Wir sind Mo.-Fr. von 7.30-16.00 Uhr telefonisch erreichbar.

* Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB auf Seite 94-95.

DENOVO STAHLKRONEN* | Stk. 5,30 €

OBEN (U=Upper); UNTEN (L=Lower)

Quadrant	erster Milchmolar		zweiter Milchmolar		Sechsjahrmolar	
Größe	Best.-Nr.	Anzahl	Best.-Nr.	Anzahl	Best.-Nr.	Anzahl
UR1	900121		900221		900321	
UR2	900122		900222		900322	
UR3	900123		900223		900323	
UR4	900124		900224		900324	
UR5	900125		900225		900325	
UR6	900126		900226		900326	
UR7	900127		900227		900327	
UL1	900111		900211		900311	
UL2	900112		900212		900312	
UL3	900113		900213		900313	
UL4	900114		900214		900314	
UL5	900115		900215		900315	
UL6	900116		900216		900316	
UL7	900117		900217		900317	
LR1	900141		900241		900341	
LR2	900142		900242		900342	
LR3	900143		900243		900343	
LR4	900144		900244		900344	
LR5	900145		900245		900345	
LR6	900146		900246		900346	
LR7	900147		900247		900347	
LL1	900131		900231		900331	
LL2	900132		900232		900332	
LL3	900133		900233		900333	
LL4	900134		900234		900334	
LL5	900135		900235		900335	
LL6	900136		900236		900336	
LL7	900137		900237		900337	

* Beschreibung Denovo Stahlkronen auf Seite 73

** Beschreibung Denovo Molarenbänder auf Seite 63

DENOVO MOLARENBÄNDER | Stk. 2,50 €**

Achtung! Dies sind keine Platzhalterbänder!!!

Oberkiefer (U)

Unterkiefer (L)

Best.-Nr.	Anzahl	Größe*	Anzahl	Best.-Nr.
160146		23		160246
160148		24		160248
160150		25		160250
160152		26		160252
160154		27		160254
160156		28		160256
160157		28 ^{1/2}		160257
160158		29		160258
160159		29 ^{1/2}		160259
160160		30		160260
160161		30 ^{1/2}		160261
160162		31		160262
160163		31 ^{1/2}		160263
160164		32		160264
160165		32 ^{1/2}		160265
160166		33		160266
160167		33 ^{1/2}		160267
160168		34		160268
160169		34 ^{1/2}		160269
160170		35		160270
160171		35 ^{1/2}		160271
160172		36		160272
160173		36 ^{1/2}		160273
160174		37		160274
160175		37 ^{1/2}		160275
160176		38		160276
160177		38 ^{1/2}		160277
160178		39		160278
160179		39 ^{1/2}		160279
160180		40		160280
160181		40 ^{1/2}		160281
160182		41		160282
160183		41 ^{1/2}		160283
160184		42		160284

* Größe = Außenumfang des Zahnes in mm.

Freundschaftswerbung zahlt sich aus!



Erzählen Sie befreundeten Kollegen doch einmal von unserem vielseitigen Katalog. Bestellt der Neukunde bei uns etwas im Wert von mindestens 100,00 €, erhalten Sie als Werber innerhalb von 30 Tagen nach Zahlungseingang einen **Gutschein im Wert von 25,00 €**, die bei Ihrer nächsten Bestellung von der Rechnung abgezogen werden können. Einfach den Neukundenbestellschein ausfüllen oder bei telefonischer Bestellung den Namen des Werbers angeben.

NEUKUNDEN-BESTELLFORMULAR

Rechnungs- und Lieferanschrift des neuen Kunden:

Praxis _____

Name _____

Straße/Hausnr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Tel.: +49 42 03 - 43 33 2

Fax: +49 42 03 - 43 38 4

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Artikeln haben, rufen Sie uns an! Wir geben Ihnen gerne Auskunft. Wir sind Mo.-Fr. von 7.30-16.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Rücksendungen

Sollte ein Artikel einmal nicht gefallen oder anders als erwartet ausfallen, können Sie diesen innerhalb einer Woche zurücksenden (sehen Sie hierzu S. 94-95 AGB – Rückgaberecht).

Datum Unterschrift* | Praxisstempel

* Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Geschäftsbedingungen auf Seite 86.

Best.-Nr.	Zusatz	Artikel	Anzahl	Preis/€*
100	BBGR.911	Loft Bloc (Bestell-Beispiel)	1	18,90

* alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten.

Angaben zum Werber:

Praxis _____

Name _____

Kundennummer _____

Abdruckhilfe	66	Kaltlicht Diagnostiksonde	34	R-Lap Kissen	5
Abformlöffel	60	Kariesanfärbemittel	35	Röntgenfilmhalter	35
Absaugkanülen und Zubehör	26	Karteikarten + Karteikartenblöcke	18	Röntgenschürzen	35
Alginat + Geschmack für Alginat	67	Ketac Cem	69	Sanduhren	80 + 86
Alpha-Pro Kid's Pack	59	KFO-Instrumente	64	Sattelstuhl	4
Anmischbecher + Spatel	60	Kinderbücher	19 - 21	Schlüsselanhänger	78 + 85
Armbänder	80 + 83	Kinderuhren	80	Schutzbrille	14
Autos	82	Klebehalter für Bissflügelaufnahmen	35	Schutzbrillen	24
Baby Zahnpflege	55	Klebepads	57	Schutzhüllen	40
Bälle	77 + 82	Kofferdam + Zubehör	32	Schutzhüllen für Polylampen	40
Bandanas	83	Kontrasthilfe-Set	35	Seal'n Shine	42
Bandhorn Instrument	42	Kopf- und Nackenkissen	6	Serviettenhalter	33
Bandinstrumente	64	Kroneninstrumente-Set	72	Sitzaufgabe für Kinder	6
Behandlungshandschuhe + Zubehör	36	Kronenscheren	72	Sonicare for Kids	53
Behandlungszimmer	5	Kronenzangen	72	SOS Zahnbox	96
Bite Light	3 + 25	Kugelbahn aus Holz	10	Spardose	85
Bohrer + Bohrerständer	43	Laborkisten	68	Spatel	40
Büroklammern	18	LED Polymerisations-Lampe	24	Speicheldiagnostik	56
Bürstenköpfe	57	Led-Fingerlampe	25	Speichelkontrolle	27
Buttons	81	Lillifée	83	Spiegel	31
Capt n Sharky	82	Lippenbügel	28	Spiegel für Dentallampe	7
Chirurgische Instrumente	41	Lippenpflege	83	Spielfedern	77
Cleanic	59	Lippenschutz für Brackets	66	Spielzeugautomaten + Zubehör	79
Clinpro Cario L-Pop Intro	56	Lollies	54 + 79	Spielzeugwürfel	10
Clinpro Prophyl Paste	59	Mano+ Handgel	40	Spritzenständer	7
Clinpro Sealan	56	Matrixband-Greifpinzette	42	Stempel	81
Clipboard	18	Matrizenbänder- und Systeme	43	Stifte	86 + 96
Compo-Blitz	42	Microbrush	42	Stripkronen	73
Dappenschalen	42	Microlux LED Glasfaserkabellicht	34	Stützhilfen	6
Deckenbilder	8 + 9	Milchmolarenkronen	74 + 75	Taschen	84
Demonstrationsmodelle	16 + 17	Milchzahndosen	77 + 78 + 85	Tattoos + Sticker	81
DENOVO	62 + 63	Milchzahnprothesen	66	T-Bands	44
Denovo Matrizenbänder-System	45	Mini-Spritzen	30	Terminblock	18
Dentaleinheit	4	Miracase	61	Tierfiguren	77 + 80
Dentallampe	4	MiraFluor Trays	58	Tongue'n Cheek	26
Doppelkopfzahnbürsten	53	MiraFluor-Gel	58	Trays und Trayständer	33
Draculagebiss	78	Model-Boxen	68	Trommelsteine	15
Duftspender + Düfte	11	Modellierinstrument	42	TWIN-Go	57
Duftstifte für Anästhesiemaske	7	MTA	70	Twinky Star	45
Earth Stone Gips Composit	67	MTA Applikator	70	Uhr	85
Edelstahlkronen	72 + 73	MTA Fillapex	70	Urkunden	76
Eiswürfelform	84	Multi Suction	71	Versiegelungsmaterial	56
Elastikring-Instrument	66	Multi-Cal	69	Visitenkarten-Vitrine	84
Endokissen	69	Multiflex Syringe	71	Vitapex	71
Endomesslehre	69	Mundschutz mit Visier	37	Watterollen	27
Endo-Station	69	Mundsperrler	28 + 29	Watterollenhalter	27
Entwöhnungssauger	65	Mundspülbecher	38 + 39	Wiederverwendbare Plastiktaschen	67
Evadyne	69	Mundspülung	52 + 68	Wiegekeil	44
Fachbücher und CDs	22 + 23	Mundvorhofplatten	65	Wurzelheber nach Bein	41
Fingerpulsoxymeter	7	Notfallkoffer	7	Xylitol	54
Fingerpuppen	14	NU SMILE	74 + 75	Zahnbürsten	48 - 51
Flexibles Maßband	66	Organisationsboxen	24	Zahnbürstengriff	51
Fußmatten	10	Parodontalsonde	57	Zahnbürstenhalter	48 + 51 + 52
GC - Tooth Mousse + Paste	58	Patienten-Servietten	38 + 39	Zahnfleischsonde	25
GC Dry Mouth Gel	58	Patientenwachs	68	Zahnfreundliche Süßigkeiten	54
Gelkompressen	39	Pedoliege	4	Zahnlack	46
Geschenksortiment	76	Pic'n'Stic	27	Zahnpflege-Set	52 + 53
Gesichtsmasken / Mundschutz	37 - 39	Pinzette	27	Zahnseide + Zahnseidenhalter	47
Give Away Taschen	96	Pipetten	70	Zahnspangendosen	61
Glibberspielzeug	80	Plaueanfärbemittel	46	Zahnsteufel	14
Halsketten	76	Position-Trainer	65	Zaubersack	15
Handpuppen	12 + 13	Prophy Ring	57	Zauberstäbe	14 + 15
Handschmeichler-Herzen	15	Prophylaxekelche	57	Zaubertafeln	80
Injektionskanülen	31	Push-Paste	11	Zemententferner Stainbuster	29
Instrumentenreiniger	25	Putzipets	14	Zooby Prophylaxeköpfe	59
Intensitätsmessgerät	24	Puzzle aus Holz	10	Zungenreiniger	49
Interdentalkaelsysteme (Wedges)	44	Radiergummi	81		
Intraligamentär-Spritze	25	Reflektoren	80		
Intraorale Fotospiegel	34	Ringe	78		
IRM	70	R-Lap Board	5		

I. Allgemeines und Geltungsbereich

1. Für alle Verträge mit dem Besteller gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (fortan auch Geschäftsbedingungen). Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Wir sind zu einer nachträglichen Anpassung dieser Geschäftsbedingungen in laufenden Verträgen berechtigt. Die Anpassung wird erst dann wirksam, wenn der Besteller der Anpassung zugestimmt hat oder seine Zustimmung nach Maßgabe der nachfolgenden Sätze als erteilt gilt: Wir werden dem Besteller die neuen Geschäftsbedingungen spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitteilen und ihm zugleich die geänderten Ziffern nennen. Die Zustimmung zu der Geltung der neuen Geschäftsbedingungen gilt als erteilt, wenn der Besteller uns seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung werden wir den Besteller in unserer Mitteilung besonders hinweisen.

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch schließlich für alle künftigen Verträge mit dem Besteller im Rahmen der zwischen dem Besteller und uns bestehenden Geschäftsbeziehungen.

4. Da der von uns betriebene Online-Shop sich nur an gewerblich Handelnde und Unternehmer richtet, gelten unsere Geschäftsbedingungen nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

II. Angebot, Vertragsschluss und Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind freibleibend und können bis zur Annahmeerklärung durch den Besteller von uns jederzeit widerrufen oder auch hinsichtlich des Preises geändert werden, es sei denn, dass wir unser Angebot ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen (fortan "Unterlagen") behalten wir uns, auch soweit sie nach unseren Angaben vom dem Besteller erstellt worden sind, sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor.

3. Wir dürfen von den in den Vertrag einbezogenen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben (zusammen hier "Angaben") im Rahmen des technischen Fortschritts oder produktionsbedingt in dem Besteller zumutbaren Umfang abweichen, es sei denn, dass wir die Angaben ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Weiterhin bleiben technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, Material und/ oder Gewicht im Rahmen des technischen Fortschritts und des für den Besteller Zumutbaren vorbehalten.

4. Liegt der Bestellung kein Angebot von uns zugrunde, sind wir berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot des Bestellers innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Auslieferung des Liefergegenstandes an den Besteller erklärt werden. Im letzteren Fall gilt unser Lieferschein als Auftragsbestätigung. Das Vorstehende gilt auch für Nachbestellungen und Auftragsweiterungen.

5. Erfolgt die Bestellung auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

6. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem auflösenden Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Siehe hierzu auch Ziffer XI. Wir werden den Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.

7. Angaben in Prospekten, Werbeschriften oder Katalogen (egal ob print oder online) sind nur dann Bestandteil der vereinbarten Beschaffenheit des Liefergegenstandes wenn der Besteller und wir dies ausdrücklich vereinbart haben.

8. Bei allen Prospekten, Werbeschriften oder Katalogen (egal ob print oder online) bleiben Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind ähnlich und können technisch bedingt von dem Original abweichen.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Soweit wir nichts Gegenteiliges mit dem Besteller vereinbaren, verstehen sich unsere Preise als **Netto-Preise ab Werk** (EXW – INCOTERMS 2010), ausschließlich Nebenkosten wie z.B. Fracht und Zoll; diese werden, sofern sie anfallen, gesondert in Rechnung gestellt und auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. **Umsatzsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen; sofern Umsatzsteuer entsteht, wird sie in der jeweils am Tage der Rechnungsstellung gültigen Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.**

2. Wenn unsere Lieferung vereinbarungsgemäß oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen später als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgt, können wir die Preise angemessen erhöhen, sofern auch unsere Zulieferer die Preise erhöht haben oder sich der objektive (von uns nicht zu beeinflussende) Marktpreis erhöht hat.

3. Sofern sich nicht aus dem Vertrag ausdrücklich etwas anderes ergibt, insbesondere soweit wir mit dem Besteller keinen Bankeinzug oder Kreditkartenzahlung vereinbart haben, ist der Besteller verpflichtet, Rechnungsbeträge ohne Abzug in bar oder durch spesenfreie Überweisung auf eines unserer Konten innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Maßgeblich ist der Eingang des Geldes bei uns oder die Gutschrift des Betrages auf unserem Konto. Nach Ablauf der 14-Tage-Frist kommt der Besteller in Zahlungsverzug.

4. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber aufgrund ausdrücklicher vorheriger Vereinbarung angenommen. Sämtliche bei dem Einzug von Wechseln oder Schecks entstehende Spesen oder Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.

5. Der Besteller hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

6. Der Besteller kann nur aufrechnen, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Dies gilt in gleichem Umfang auch für die Geltendmachung von Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechten durch den Besteller.

IV. Gefahrübergang und Versand, Transportversicherung

1. Sofern sich nicht aus dem Vertrag ausdrücklich etwas anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk (EXW – INCOTERMS 2010) vereinbart.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes geht mit der Übergabe, beim Versandungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Besteller über und zwar unabhängig vom Ort der Versendung. Dies gilt auch bei Teillieferungen und unabhängig davon, ob frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert oder gerät dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug, geht die Gefahr bereits am Tag der Versandbereitschaft auf ihn über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbesondere einer Einlagerung) hat der Besteller zu tragen.

3. Sofern sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich etwas Abweichendes ergibt, werden wir den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers verpacken und dem Besteller die hierdurch entstandenen Kosten in Rechnung stellen.

4. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir für die Lieferung eine Transportversicherung eindecken, die anfallenden Kosten trägt der Besteller.

V. Lieferung, Lieferzeit, Annahme- und Lieferverzug

1. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen und gegebenenfalls die Stellung vereinbarter Sicherheiten, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug hat er uns etwaige Mehraufwendungen (z. B. wegen Einlagerung des Liefergegenstandes) zu ersetzen. Verletzt der Besteller schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten hat er uns den insoweit entstandenen Schaden (einschl. Mehraufwendungen) zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz, wenn der Besteller mit dem Annahmeverzug zugleich in Schuldnerverzug gerät, bleiben vorbehalten.

4. Fälle höherer Gewalt (unvorhergesehene, von uns unverschuldete Umstände und Vorkommnisse, die wir auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht hätten vermeiden können, z.B. Arbeitskämpfe bei uns oder unseren Zulieferern, Krieg, Feuer,

Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen, Naturkatastrophen oder Aussperrungen) unterbrechen für die Zeit ihrer Dauer zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit und dem Umfang ihrer Wirkung unsere Lieferverpflichtung. Das gilt auch dann, wenn wir uns bereits im Lieferverzug befinden. Wir werden den Besteller über den Eintritt eines Falles höherer Gewalt und die voraussichtliche Dauer der Behinderung unverzüglich benachrichtigen. Wir sind berechtigt wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn uns die Vertragsfortsetzung aufgrund der Dauer der höheren Gewalt, auch unter Berücksichtigung der Interessen des Bestellers, nicht zumutbar ist.

5. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

6. Unsere Haftung wegen Lieferverzugs richtet sich nach Ziffer IX.

VI. Rückgaberecht

Gelieferte Waren können innerhalb von einer Woche zurückgesandt bzw. umgetauscht werden, sofern sie originalverpackt sind und sich in einwandfreiem und wiederverkaufsfähigem Zustand befinden. Alle Milchzahnkronen, Stahlkronen für 6 Jahrmolaren und Platzhaltersysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen, genauso wie Artikel, die individuell für den Besteller bedruckt wurden. Sonderbestellungen, die nicht in unserem regulären Katalog enthalten sind, sind ebenfalls grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand (fortan auch "Vorbehaltsware") bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Besteller vor. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht; der Vorbehalt bezieht sich in diesem Fall auf den anerkannten oder tatsächlichen Saldo. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns, bzw. auf unserem Bankkonto. Der Eigentumsvorbehalt lebt nicht für Liefergegenstände wieder auf, wenn nachdem der Besteller das Eigentum an diesen Liefergegenständen erworben hat, neue Forderungen aus der Geschäftsbeziehung gegen ihn entstehen.

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Liefergegenstand zurückzunehmen. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der Besteller hiermit unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – gem. § 367 BGB anzurechnen.

3. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pflichtig zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, den Liefergegenstand auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.

5. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; dies gilt nicht, wenn im Rahmen der Veräußerung vereinbart wird, dass die Forderung des Bestellers gegen den Dritten durch Verrechnung erlischt. Der Besteller tritt uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen (einschließlich sämtlicher, auch nach Beendigung eines Kontokorrentverhältnisses entstehender, Saldoforderungen aus einem Kontokorrent) in Höhe des Fakturandbetrages (einschließlich USt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte zustehen. Die Abtretung ist unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung veräußert wird. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät oder nicht Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben, insbesondere Angaben zur Adresse des Schuldners macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

Famulaturen

Für Zahnärzte bietet KinderDent die Vermittlung ganztägiger Schnupperfamulaturen in der Kinderpraxis in München an. Von der Fallbesprechung, Befunderhebung und Diagnostik der einzelnen Patienten über Röntgentechniken, Besonderheiten der Totalsanierung, Techniken zur Verhaltensführung der Patienten und Gesprächsführung mit den Eltern bis hin zum effizienten und zügigen Vorgehen bei der Quadrantensanierung, Milchzahnkronen, Milchzahnendodontie und vieles mehr – schauen Sie einem Kinderzahnarzt in der Praxis über die Schulter! Kursdauer sind drei Arbeitstage, je ca. 8 Stunden. Individuelle Themenwünsche können berücksichtigt werden. Gesamtkosten für drei Tage: € 1.200,00.

Wünschen Sie weitere Informationen, dann kontaktieren Sie uns gern im KinderDent-Büro:

Mo.-Fr. von 7.30-16.00 Uhr,

Tel.: +49 42 03 - 43 33 2

Fax: +49 42 03 - 43 38 4

E-Mail: order@kinderdent.com

Haben Sie Anregungen, Vorschläge, Wünsche, Fragen oder Kritik? Dann kontaktieren Sie uns gerne per eMail: forum@kinderdent.com

Versandkosten

- (1) innerhalb Deutschlands
€ 5,36 inkl. MwSt.
- (2) nach Österreich
€ 11,95 inkl. MwSt.
- (3) in die Schweiz
€ 14,95 inkl. MwSt.
- (4) innerhalb der EU und Europa
€ 13,95 inkl. MwSt.

IMPRESSUM:

**Copyright: KinderDent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Telefon: +49 42 03 - 43 33 2
Fax: +49 42 03 - 43 38 4
Internet: www.kinderdent.com
E-Mail: order@kinderdent.com**

Gestaltung: SCHRÖDER & PARTNER
Werbeagentur GmbH
Am Marktplatz 11 · 28844 Weyhe
Telefon: +49 42 03 - 81 60 0
Fax: +49 42 03 - 81 60 60
www.schroederpartner.de
E-Mail: contact@schroederpartner.de

Titelfoto:
[Shutterstock.com / wavebreakmedia](http://Shutterstock.com/wavebreakmedia)

6. Von der Berechtigung nach Ziffer VII. 5. ist nicht erfasst, die Vorbehaltsware oder aus diesen hergestellte Sachen ohne unsere Zustimmung zur Sicherung zu übereignen oder zu verpfänden. Abschlüsse von Finanzierungsverträgen (zum Beispiel Leasing), die die Übereignung unserer Vorbehaltsrechte einschließen, bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, sofern nicht der Vertrag das Finanzierungsinstitut verpflichtet, den uns zustehenden Kaufpreisanteil unmittelbar an uns zu zahlen.

7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

8. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden, Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns bereits jetzt anteilmäßig Miteigentum überträgt. Wir nehmen die Übertragung an. Der Besteller verwahrt unser Allein- oder Miteigentum unentgeltlich für uns.

9. Der Besteller trägt alle vorprozessualen und gerichtlichen Kosten, die zur Aufhebung einer Pfändung oder eines sonstigen Zugriffs eines Dritten auf die Vorbehaltsware und zur Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden können. Wenn wir aufgrund dieser Ziffer VII. berechtigt sind, an uns abgetretene Forderungen geltend zu machen, hat der Besteller uns die dafür notwendigen vorprozessualen und gerichtlichen Kosten zu erstatten.

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

VIII. Gewährleistung

1. Ansprüche und Rechte des Besteller wegen Mängeln (fortan auch "Mängelansprüche") setzen voraus, dass er seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB, insbesondere auf Transportschäden, Vollständig- und Richtigkeit, ordnungsgemäß nachgekommen ist. Offene Mängel der Lieferung muss der Besteller uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Lieferung bei ihm, schriftlich anzeigen. Verdeckte Mängel sind rechtzeitig gerügt, wenn der Besteller den Mangel innerhalb von 7 Kalendertagen nach Entdeckung schriftlich uns gegenüber rügt.

2. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn und soweit der Besteller ohne unsere Zustimmung unsachgemäße Eingriffe an den gelieferten Waren vornimmt oder vornehmen lässt.

3. Soweit der Liefergegenstand einen Mangel hat, steht abweichend von § 439 Abs. 1 BGB hinsichtlich der Nacherfüllung uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen mangelfreien Sache zu. Im Fall der Nacherfüllung sind wir verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entsprach ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Das Verlangen des Besteller nach Schadenersatz statt der Leistung ist bis zum Fehlschlagen der Nacherfüllung ausgeschlossen, es sei denn eine Aufforderung zur Nacherfüllung ist nach dem Gesetz entbehrlich. Die Nacherfüllung gilt als fehlgeschlagen, wenn zwei Versuche zur Beseitigung des gerügten Mangels nicht zur diesbezüglichen Mangelfreiheit des Liefergegenstands führten oder nicht binnen angemessener Frist unternommen wurden.

5. Beruht der Mangel auf unserem Verschulden, kann der Besteller Schadenersatz nur nach den zusätzlichen Voraussetzungen der Ziffer IX. geltend machen.

IX. Schadenersatzhaftung

1. Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch aus Unmöglichkeit, Lieferverzug, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen oder unerlaubter Handlung, ist nach Maßgabe dieser Ziffer IX. eingeschränkt.

2. Wir haften unbeschränkt, soweit einschlägig, nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Vorsatz oder soweit wir eine Garantie übernommen haben.

3. Bei der nur fahrlässigen Verletzung wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich nach dem Inhalt und Zweck des Vertrages ergeben, haften wir nur beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

4. Die Haftung nach Ziffer IX. 3 ist weiterhin beschränkt auf den Nettoauftragswert der mangelhaften oder beschädigten Lieferung.

5. Außer in den in Ziffer IX. 2 - 4. genannten Fällen haften wir für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden, nicht.

X. Verjährung

1. Die Gewährleistungsfrist wegen Mängeln des Liefergegenstandes beträgt 1 Jahr. Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben unberührt.

2. Sonstige Ansprüche des Bestellers wegen Pflichtverletzungen durch uns, insbesondere Schadenersatzansprüche, oder Ansprüche aus einer Garantie, verjähren in einem Jahr. Unberührt bleibt das Recht des Bestellers wegen einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel liegt, vom Vertrag zurückzutreten. Abweichend von Satz 1 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für die folgenden Ansprüche des Bestellers:

2.1. nach dem Produkthaftungsgesetz sowie wegen eines Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Rechte und Pflichten aus dem Vertrag,

2.2. wegen eines Schadens, der auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen beruht,

2.3 wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels,

2.4. auf Aufwendungsersatz nach § 478 Abs. 2 BGB.

3. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

4. Unsere Ansprüche gegen den Besteller verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.

XI. Beschaffungsrisiko und Garantien

Wir übernehmen keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei denn, wir haben hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Besteller geschlossen. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

XII. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Weyhe. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

2. Sofern wir mit dem Besteller nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, ist Erfüllungsort für sämtliche vom Lieferanten zu erbringenden Lieferungen Weyhe.

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen des zwischen uns und dem Besteller geschlossenen Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung gilt als durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.

2. Sollten einzelne Klauseln dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, gelten abweichend von Ziffer XIII. 1 die §§ 306 Abs. 1 und 2 BGB.

3. Keine Handlung von uns, außer einer ausdrücklich schriftlichen Verzichtserklärung, stellt einen Verzicht auf ein uns aus dem Vertrag, diesen Geschäftsbedingungen oder dem Gesetz zustehendes Recht dar. Ein Verzug bei der Wahrnehmung unserer Rechte gilt ebenfalls nicht als Verzicht auf das betroffene Recht. Ein einmaliger Verzicht auf ein Recht gilt nicht als Verzicht auf dieses Recht bei einer anderen Gelegenheit.

GIVE AWAY TASCHEN

Diese tollen Plastiktüten mit lustigen Zahnmotiven ergänzen Ihr Give-Away-Sortiment. Ideal zum Transport von kleinen Geschenken wie Zahnbürsten oder Spielzeug. Ca. 20 x 25 cm, mit eingestanztem Griff. Je 100 Stück. Vier verschiedene Motive zur Auswahl.

A Motiv „Superzahn“
22,90 €
Bestell-Nr. 98 K.211

B Motiv „Putzfreunde“
22,90 €
Bestell-Nr. 1109672.211

C Motiv „Zahnfee“
22,90 €
Bestell-Nr. 1109676.211

D Motiv „Molar“
22,90 €
Bestell-Nr. 1109696.211



PreisHit!
nur €
19,90

Schuld ist immer der Zahnteufel ...

ZAHNTEUFEL

Tut es bei der Behandlung doch einmal weh, ist sicher der gemeine „Zahnteufel“ daran schuld – daher darf er bei der Behandlung auch mal gekniffen werden. H. ca. 35 cm.

Zahnteufel | 19,90 €
Bestell-Nr. 15052 Z.211



SOS ZAHNBOX

Perfekte Rettungsbox für Zahnunfälle! Sie bietet eine sichere Aufbewahrung (48 Std.) ausgeschlagener Zähne und Zahnbruchstücke. Die spezielle Lösung ermöglicht den Wiedereinsatz und sicheren Transport zum Zahnarzt.

14,95 € | Bestell-Nr. 630125.211



Gutenbergstr. 7
28844 Weyhe

Tel.: +49 42 03 - 43 33 2
Fax: +49 42 03 - 43 38 4

www.kinderdent.com
order@kinderdent.com

KUGELSCHREIBER „MOLAR“



Ein echter Hingucker! Ausgefallene Kugelschreiber für Ihre Praxis oder als besonderes Geschenk an Ihre Patienten. Schwarze Tinte. Länge ca. 19 cm.

36 Stück | 22,00 €
Bestell-Nr. 1016742.211



ZAHN-BLEISTIFTE

Diese tollen Bleistifte mit lustigen Zahnmotiven eignen sich super als Belohnung für Ihre kleinen Patienten. Auch die Eltern werden die bunten Zahnbleistifte mit den Zahnfiguren lieben.



Bunte Bleistifte mit tollen Zahnmotiven ...

Regenbogen
48 Stück | 14,90 €
Bestell-Nr. 1016727.211

Neon
48 Stück | 14,90 €
Bestell-Nr. 1097117.211



ZAHN-PASTA

Bunte Nudeln in Zahnform aus hochwertigen Zutaten hergestellt: Hartweizen, Paprika, Tomate, Spinat. 250 g.

3,95 €
Bestell-Nr. 15503.211

PreisHit!

250 g nur
€ **3,95**

